



# ASVADENT

[www.asvadent.es](http://www.asvadent.es) / [www.asvadent.com](http://www.asvadent.com)

## Acoplamientos W&H

Interfaces de sistema versátiles



rotor quick

## Interfaces de sistema versátiles

El acoplamiento Roto Quick es una pieza de conexión que transfiere la distribución de aire, agua, electricidad y luz, entre la manguera de alimentación de la unidad dental y los accionamientos neumáticos.



### Versátil

Para todas las turbinas, micromotores de aire y scalers con conexión para acoplamiento Roto Quick.



### Compatible

Puede utilizarse con todas las mangueras de turbina habituales.



### Higiénico

La válvula antirretorno impide el reflujo del agua de spray contaminada y minimiza así el riesgo de infección.



### Inteligente

La potencia de transmisión permite tecnologías revolucionarias, como el anillo con 5 LED+.



### Flexible

Rotación de 360° de los instrumentos para un manejo sencillo y ergonómico.



### Ergonómico

El sistema más ligero del mercado.



### Personalizable

Regulación gradual del suministro automático de agua de spray para que el usuario pueda ajustarlo de forma rápida, incluso durante su uso.



# Acoplamiento W&H Roto Quick

Ligeros, flexibles y esterilizables: Los acoplamiento W&H Roto Quick tienen un uso versátil y son válidos para instrumentos de transmisión tanto con luz LED+, LED y halógena. 24 meses de garantía.



Acoplamiento Roto Quick:	RQ-24	RQ-34	RQ-14	RQ-03	RQ-04
Luz:	Sí	Sí	-	-	-
Regulación del spray:	-	Sí	Sí	-	-
Conexión:	6 vías 	6 vías 	Estándar de 4 vías 	2 (3) vías 	Estándar de 4 vías 



Acoplamiento W&H para conexión Multiflex®:	
Luz:	LED
Regulación del spray:	-
Conexión:	6 vías 



## Acoplamiento W&H RM-34 LED para conexión Multiflex®

Sencillo y sin concesiones: El acoplamiento W&H RM-34 LED ya está listo para su uso. Esto implica que el acoplamiento con LED se puede usar junto a los acoplamiento de luz halógena convencional, sin realizar ninguna modificación en la unidad dental. Larga vida útil, 24 meses de garantía.

\* Multiflex® es una marca registrada de Kaltenbach & Voigt GmbH, Alemania



# ASVADENT

[www.asvadent.es](http://www.asvadent.es) / [www.asvadent.com](http://www.asvadent.com)