

Termoconformadora por presión

PlastPress

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.

Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Láminas \square de 125 a 131 mm
Láminas \circ 120 a 134 mm



NUEVO

REF. 080544

pvp 1.205,78 €
941 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 270 mm
Ancho 235 mm
Fondo 265 mm
Peso 7.5 kg
Potencia 450 W

Termoconformadora de vacío

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas.


Láminas \square de 125 a 134 mm
Láminas \circ 125 a 134 mm
(disponible adaptador para \circ 120, no incluido)

REF. 080542

pvp 834,25 €
651 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 310 mm
Ancho 275 mm
Fondo 260 mm
Peso 4.6 kg
Potencia 925W



Láminas de termoconformado

Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas.


Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarren al someterlas a vacío. Disponibles en una gran variedad de espesores y tipos.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.

CE Producto sanitario

NUEVO



REFERENCIA	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	TAMAÑO	ESPESOR	CANT.
080574	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	0.3 mm	10
080575	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	0.75 mm	5
080576	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	1.0 mm	5
080577	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	1.5 mm	5
080578	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	2.0 mm	5
080579	Lechosa	Duras	Translúcida	126 x 126 mm	0.6 mm	10
080580	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	1.0 mm	10
080581	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	1.5 mm	10
080582	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	2.0 mm	10
080583	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	3.0 mm	5
080584	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	4.0 mm	5
080574R	Cristal	Duras	Transparente	\circ 125 mm	0.3 mm	10
080575R	Cristal	Duras	Transparente	\circ 125 mm	0.75 mm	5
080576R	Cristal	Duras	Transparente	\circ 125 mm	1.0 mm	5
080577R	Cristal	Duras	Transparente	\circ 125 mm	1.5 mm	5
080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	\circ 125 mm	0.6 mm	10
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	\circ 125 mm	1.0 mm	10
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	\circ 125 mm	1.5 mm	10
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	\circ 125 mm	2.0 mm	10
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	\circ 125 mm	3.0 mm	5
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	\circ 125 mm	4.0 mm	5

Desde
4 €
+ IVA

Termoconformadora por presión

La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).

Especificaciones

Alto 545 mm • Ancho 410 mm
Fondo 260 mm • Peso 15 kg
Potencia 450 W • Presión 4-6 bar

REF. 080543

pvp 3.104,52 €
2.422 €
+ IVA



Horno de secado para láminas de termoconformado

Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable.
- ✓ Temporizador de 24 horas.



Especificaciones

Alto 310 mm • Ancho 340 mm • Fondo 450 mm
Peso 8.3 kg • Consumo 550-650 W • Temperatura 35-75 °C

REF. 080118

pvp 343,28 €
268 €
+ IVA

Aspiración Sirocco S

Incorpora dos etapas de filtrado; un filtro HEPA (recogedor de partículas de alta eficiencia) circular y otro filtro HEPA interior. La unidad cuenta además con un sistema de detección de micromotor externo y con ajuste de potencia en siete niveles diferentes.

Junto a la caja de repaso forma un tándem extremadamente útil y fiable, permitiendo pequeñas operaciones de pulido y repaso.

- ✓ Potente motor de inducción.
- ✓ Intuitivo teclado de tipo táctil.
- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro.
- ✓ Amplia pantalla y acceso al interior.
- ✓ Extraordinariamente silencioso.
- ✓ LED interior para una iluminación perfecta.
- ✓ Gran ergonomía de trabajo.



Sirocco S
+ caja de repaso
REF. 080534AC

pvp 896,00 €
699 €
+ IVA



Especificaciones

Dimensiones cámara 365 x 290 x 290 mm • Peso 5.5 kg

Potencia 350 W • Ruido 55 dB

Autoclave de sobremesa D118 clase B (18 litros)

- ✓ Componentes internos de alta calidad.
- ✓ Válvulas ODE, bomba de vacío ULUAK y bomba de agua ULKA.
- ✓ Ultra silencioso (70 dB)
- ✓ Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, que garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- ✓ Sistema de control de alta precisión para esterilización perfecta (EN13060).
- ✓ Autodiagnóstico con códigos de error.
- ✓ Completamente automático con ciclos de esterilización preprogramados.
- ✓ Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido.
- ✓ Tanque de agua tipo abierto que permite un fácil llenado y limpieza.
- ✓ Dispone de impresora.



iconCLAVE



Servicio Técnico Oficial
iconCLAVE
en España

REF. 100365

pvp 2.994,67 €
2.852 €
+ IVA



445 mm
480 mm
575 mm
47 kg

Especificaciones

Dimensiones cámara 247×350 mm • Disyuntor F16A/400 V

Potencia Nominal 1750 V • Temperatura de esterilización 121/134°C

Temperatura de operación 5-40°C • Capacidad tanque agua destilada 2.5 l

Máximo de humedad relativa Máx. 80 % • Ruido < 70 dB

Presión de operación 76-106 kPa

Incubadoras biológicas de esporas

Sencillas y fáciles de manejar, resultan imprescindibles para realizar las pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización.

Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.

El control electrónico del modelo Élite también alerta de anomalías tales como cortes en el suministro eléctrico para evitar resultados incorrectos.



Modelo Élite
Temperatura regulable
y display digital

REF. 100370

pvp 383,99 €
300 €
+ IVA

Especificaciones

Consumo 25 W

Rango de temperatura 57.5 ± 2.5°C / 35 ± 2.5°C

80 mm
165 mm
105 mm
0.8 kg



Imprescindible para confirmar el adecuado funcionamiento del autoclave.

Modelo Practic
Funcional y económico

REF. 100375

pvp 165,28 €
129 €
+ IVA

90 mm
75 mm
75 mm
0.2 kg

Especificaciones

Consumo 10 W

Rango de temperatura 57.5°C

OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA 2024

DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE

Selladora de bolsas automática

NUEVO



200 mm
240 mm
635 mm

Rodillo opcional
REF. 080436

REF. 080435

pvp 2.782,50 €
2.170 €
+ IVA

Selladora de bolsas



Bobinas no incluidas

REF. 080433

Súper oferta
265 €
+ IVA

Especificaciones

- Alto 210 mm
- Ancho 430 mm
- Fondo 335 mm
- Peso 6.5 kg
- Potencia 100 W

✓ Longitud sellado 305 mm
✓ Anchura sellado 12 mm

Bolsas para selladoras con autocierre

Nuevas bolsas 5x9 cm
¡Las más pequeñas del mercado!



Producto Sanitario Clase I
(MDR 2017/745)
Conforme a las normas
ISO 11607-1:2017
y EN 868-5:2009

Especificaciones

- Ref. 080448: 5 x 24 cm
- Ref. 080449: 7 x 26 cm
- Ref. 080450: 9 x 26 cm
- Ref. 080451: 5 x 9 cm
- Ref. 080452: 14 x 28 cm
- Ref. 080454: 19 x 36 cm
- Ref. 080456: 25 x 40 cm
- Ref. 080457: 30 x 40 cm
- Ref. 080458: 30 x 45 cm
- Ref. 080459: 5.7 x 13 cm

200 bolsas por paquete

Consultar precios

Bobinas para selladoras



REF. 080441: 5 cm x 200 m
REF. 080442: 7.5 cm x 200 m
REF. 080443: 10 cm x 200 m
REF. 080444: 15 cm x 200 m
REF. 080445: 20 cm x 200 m
REF. 080446: 25 cm x 200 m
REF. 080447: 30 cm x 200 m

Producto Sanitario Clase I
(MDR 2017/745)
Conforme a las normas
ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

Consultar precios

Film protector

Este film adhesivo ofrece una solución práctica y efectiva para entornos dentales, proporcionando una capa de protección para instrumentos y materiales.

Cada rollo contiene 1200 adhesivos precortados de 10 x 15 cm.

Color azul.



Especificaciones

- 1.200 adhesivos
- Dimension 10 x 15 cm

REF. 080439

Oferta de lanzamiento
10 €
+ IVA

Recipientes para esterilización de fresas



Acero inoxidable
REF. 070530

pvp 53,75 €
42 €
+ IVA

Especificaciones

- Alto 35 mm
- Diámetro 70 mm
- Peso 0.12 kg

REF. 070531

pvp 10,76 €
8 €
+ IVA

Especificaciones

- Alto 80 mm
- Diámetro 90 mm
- Peso 0.12 kg

Depósito de agua destilada

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad.



Especificaciones

- Alto 680 mm
- Ancho con regulador de presión 255 mm
- Diámetro 225 mm
- Peso 4.7 kg
- Capacidad 18 l

REF. 080620

pvp 393,79 €
307 €
+ IVA

Destilador descalcificador



REF. 100210

pvp 294,84 €
230 €
+ IVA

Especificaciones

- Alto 385 mm
- Ancho 250 mm
- Fondo 240 mm
- Peso 3.4 kg
- Capacidad 4 l

OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA 2024

DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE



Baños de ultrasonidos


5.8 y 2.8 litros

- ✓ Temperatura regulable
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable
- ✓ Fabricados en acero inoxidable
- ✓ Con válvula de desagüe




REF. 100152

pvp 579,77 €
452 €
+ IVA



REF. 100150

pvp 420,40 €
328 €
+ IVA



Baño de ultrasonidos Calipso

4 litros



REF. 080422

pvp 1.441,03 €
1.124 €
+ IVA

- ✓ Con calentamiento.
- ✓ Con válvula de desagüe.
- ✓ Incluye vaso de cristal.
- ✓ Incluye pinzas limpiafresas (ref. 070520)
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.

Especificaciones

Alto 220 mm • Ancho 425 mm • Fondo 270 mm
Peso 4.5 kg • Cap. cuba 4 l • Frecuencia 40 kHz

Ultrasonidos 180 ml con luz UV



REF. 100162

Oferta de lanzamiento
47 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 122 mm • Ancho 122 mm • Fondo 104 mm
Peso 2,8 kg • Cap. cuba 180 ml • Frecuencia 42 kHz
Cuba Ø 87*38 mm • Temporizador 5/10 min
Tensión 220 50/60 Hz • Potencia 28W

Baño de ultrasonidos para limpieza de dentaduras



REF. 100160

Especificaciones

Alimentación 2 pilas AA

*La pila no está incluida

Consultar precios

Baño de ultrasonidos

3 l, 2.5 y 1.4 litros



REF. 100140

pvp 335,48 €
262 €
+ IVA



REF. 100142

pvp 218 €
170 €
+ IVA



REF. 100141

pvp 217,94 €
170 €
+ IVA

REF.	Alto	Ancho	Fondo	Peso	Capacidad
100140	204 mm	314 mm	243 mm	3,1 kg	2,1 L
100141	162 mm	225 mm	240 mm	1,9 kg	1,1 L
NUEVO 100142	234 mm	385 mm	193 mm	3,6 kg	3 L

OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA 2024

DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE

Mezcladora de alginato

- ✓ Fácilmente transportable.
- ✓ Ergonómica.
- ✓ Dos velocidades.
- ✓ Espátula incluida.

CE Producto sanitario MDR 2017/745



Especificaciones

Alto 230 mm
Ancho 175 mm
Fondo 250 mm
Peso 3 kg

REF. 080515

pvp 517,28 €
403 €
+ IVA



Regalo de 1 taza valorada en 27,69 €
REF. 080515-02

Mezcladora automática de alginato

- ✓ Cómoda mezcla automática.
- ✓ Rápida obtención de la mezcla en pocos segundos.
- ✓ Limpieza fácil de todos los componentes.
- ✓ Mezcla máxima 80 grs.

REF. 100191

pvp 1.050,26 €
819 €
+ IVA



Regalo de un depósito estanco para alginato valorado en 93,20 €
REF. 100189

305 mm
265 mm
205 mm
17 kg



Localizador de ápices

- ✓ Calibración automática.
- ✓ Pantalla LCD con una imagen clara y precisa.
- ✓ Con colores diferentes.
- ✓ Accesorios esterilizables.
- ✓ Batería recargable.



REF. 100330

Súper oferta
291 €
+ IVA

110 mm
80 mm
138 mm
0,4 kg

Cámara intraoral (autofocus)

- ✓ Alta resolución con 2 000 000 de pixels.
- ✓ Traslado de imágenes por WI-FI.
- ✓ Incluye monitor LCD de 15 pulgadas.
- ✓ Función auto-enfoque.



REF. 100335

pvp 960,00 €
749 €
+ IVA

360 mm
150 mm
308 mm
3 kg

Lámpara de polimerización LED C

- ✓ Baterías recargables en la propia base.
- ✓ Sin cables.

CE 0197

Especificaciones

Dimensiones 263 x Ø 23 mm
Peso neto 120 gr
Alimentación 100-240 V 50/60 Hz
Salida de luz 850-1000 mW/cm²



REF. 100320

pvp 291,90 €
228 €
+ IVA

Motor endodencia

CE 0120

Especificaciones

Alto 215 mm
Ancho 85 mm
Fondo 120 mm
Peso 0,3 kg
Velocidad 100-600 rpm
Torque 1.4 N. cm
Alimentación Pilas



REF. 100350

pvp 960,54 €
749 €
+ IVA

Ultrasonidos de sobremesa

CE 0197



D3

REF. 100313

pvp 320,36 €
250 €
+ IVA

2 Funciones
Limpieza - Periodoncia
Pieza de mano tipo satelec. Desmontable y autoclavable con 5 puntas-insertos

81 mm
159 mm
188 mm
0,65 kg



D5

REF. 100316

pvp 439,19 €
343 €
+ IVA

3 Funciones
Limpieza - Periodoncia - Endodencia
Pieza de mano tipo satelec. Desmontable y Autoclavable con 6 puntas-insertos.

230 mm
190 mm
240 mm
1,23 kg



D7

REF. 100318

Súper oferta
622 €
+ IVA

3 Funciones
Limpieza - Periodoncia - Endodencia
Depósito para líquidos o medicamentos de tratamiento. Pieza de mano tipo satelec desmontable y autoclavable a 135° con 8 puntas-insertos.

OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA 2024

DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE

Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación (desde 420 a 472 nm)
- ✓ Elevada potencia (hasta 2000 mW/cm²)
- ✓ Fácilmente ajustable en altura y orientación.
- ✓ Su display digital informa de los tiempos, potencia, etc. del proceso de blanqueamiento.
- ✓ Incluye mando a distancia, 20 férulas bucales desechables, dos gafas de protección y un retractor labial.



Especificaciones

Alto 1120 mm
Ancho 820 mm
Fondo 280 mm
Peso 10 kg

REF. 100340

pvp 808,02 €
630 €
+ IVA

Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación.
- ✓ 3 tipos diferentes de fuentes de luz LED: azul, rojo y rojo + azul.
- ✓ 5 luces azules desde 430 a 490 nm.
- ✓ 2 luces rojas de alta potencia 610 a 650 nm.
- ✓ Potencia de salida luz hasta 2.327 mW/cm².
- ✓ 8 luces violetas con efecto de esterilización.
- ✓ Fabricada en material metálico, de apariencia elegante y fácil de montar.
- ✓ Tiempo de blanqueo ajustable.



Especificaciones

Alto 1700 mm
Ancho 560 mm
Fondo 560 mm
Peso 19 kg

REF. 100341

pvp 886,39 €
691 €
+ IVA


Mini arenadora para uso extraoral

- ✓ Granulación del óxido de 50 a 100 micras.
- ✓ Imprescindible para la limpieza de brackets.
- ✓ Adecuación de microrretenciones y coronas.
- ✓ Ajuste de contactos interproximales.
- ✓ Operaciones de arenado de precisión.
- ✓ Arenamientos oclusales.
- ✓ Inlay-onlay.



Especificaciones

Presión de trabajo 4 a 5.5 bares
Granulación de óxido hasta 100 micras



REF. 100122

Súper oferta
130 €
+ IVA


Cortador de gutapercha

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas. Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelta el botón y la punta se enfriará rápidamente.




REF. 100349

pvp 93,15 €
90 €
+ IVA



Negatoscopios planos



Consultar precios

DIMENSIONES REF.	ÁREA DE VISIÓN	ÁREA EXTERIOR	USO	PESO
Ref. 100131 DIN A4	300 × 210 mm	360 × 240 × 20 mm	Pared y sobremesa	1.7 kg
Ref. 100132 SRA3	430 × 355 mm	510 × 495 × 50 mm	Pared y sobremesa	3.1 kg
Ref. 100134 DIN A2	580 × 400 mm	700 × 520 × 33 mm	Pared	4 kg

Mezcladora de siliconas

- ✓ Apta para el 99% de siliconas.



REF. 100360

pvp 1.192,17 €
930 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 290 mm	Ancho 170 mm	Fondo 250 + 150 mm
Peso 7.1 kg	Temp. ambiente 5-40°C	Potencia 150 W
Empuje 450 kg ± 10		

Calentador de composite

Dispositivo para mantener calientes hasta 8 jeringuillas de composite.



REF. 080077

pvp 376,48 €
294 €
+ IVA



Especificaciones

Alto 135 mm	Ancho 97 mm
Fondo 110 mm	Peso 0.7 kg
Temperatura 40-50-70°C	
Ø agujeros 16 mm	

Micromotor portátil inducción intramático

	100282	CAJA CONTROL
ALTO	20 mm	45 mm
ANCHO	20 mm	105 mm
FONDO	155 mm	145 mm
PESO	0.2 kg	0.4 kg
VELOCIDAD	30000 rpm	
TORQUE	250 gf·cm	
POTENCIA	30 W	



Autonomía 10 h

REF. 100282

pvp 746,86 €
583 €
+ IVA

OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA 2024

DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE

Gafas de seguridad

Válvula ventilación
REF. 100014

pvp 12,67 €
10 €
+ IVA



Antivaho
REF. 100011

pvp 19 €
15 €
+ IVA

Rayos UV
REF. 100013

pvp 19 €
15 €
+ IVA

Gran visión
REF. 100012

pvp 19 €
15 €
+ IVA

Protector facial

Soporte abatible
+ 10 láminas



REF. 100022

Súper oferta
12 €
+ IVA

Protector facial

Soporte +
10 láminas



REF. 100021

Súper oferta
13 €
+ IVA

Cabina de repaso Eclipse



- ✓ Diseñado y fabricado en España.
- ✓ Acoplamiento para astillera tipo job.
- ✓ Posición de trabajo ergonómica.
- ✓ Lámparas LED
- ✓ Fácil limpieza.



REF. 080216

pvp 484,69 €
378 €
+ IVA

275 mm
330 mm
360 mm
2,8 kg

Mufla

para duplicar con alginato

- ✓ Con juego reductor de tamaño, para modelos pequeños.



Dimensiones interiores
100 mm
44 mm
83 mm
0,3 kg

REF. 020206

pvp 124,08 €
97 €
+ IVA

Olla Polimerizadora neumática



Especificaciones

Presión máx. 2 bar
Temp. máx. 60°C
Capacidad 6 l

REF. 030420

pvp 384,12 €
300 €
+ IVA

235 mm
420 mm
245 mm
2,4 kg
Medidas interiores: Ø 220 x 170 mm alto

Calentador de placas de cera

- Para registros intraorales.
- ✓ Cuba y tapa de acero inoxidable.



Especificaciones

Alto 155 mm
Ancho 235 mm
Fondo 205 mm
Peso 1.7 kg
Temperatura 30-75°C
Capacidad 1l



REF. 080078


pvp 515,57 €
402 €
+ IVA

Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de 40×30 cm.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

REF. 100305

pvp 380,93 €
297 €
+ IVA




Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de cristal.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

REF. 100306

pvp 719,73 €
561 €
+ IVA




Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de 29×39.6 cm.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.

REF. 100307

Súper oferta
216 €
+ IVA




Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de 29×39.6 cm.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Un cajón.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.

REF. 100308

Súper oferta
366 €
+ IVA




Mesa de trabajo



- ✓ Mesa metálica con encimera de madera.
- ✓ Silla para puesto de trabajo REF. 100300.
- ✓ Pulidora y dos bandejas.
- ✓ Lámpara LED.
- ✓ Micromotor.

Obsequio:

- ✓ Lupa de mesa.
- ✓ Fresero magnético.



REF. 100301K2

pvp 2.394,11 €
1.867 €
+ IVA

REF. 100300

pvp 341,15 €
266 €
+ IVA

Silla para puesto de trabajo
Permite cuatro regulaciones diferentes.
Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

Pulverizadora nebulizadora

Utilizando los productos apropiados se consigue desinfectar eficientemente grandes superficies en apenas unos minutos, hasta 100 m² en tan sólo 10 minutos.

Especificaciones

Alto 250 mm • Ancho 335 mm
Fondo 570 mm • Peso 2.7 kg
Potencia 1000 W • Tanque 5 l

REF. 100520

pvp 422,38 €
329 €
+ IVA



Sistema de succión extraoral

Reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada entre profesionales y pacientes y protege la salud respiratoria.

Especificaciones

Alto (brazo no incluido) 755 mm
Ancho 330 mm • Fondo 320 mm
Peso (brazo incluido) 30 kg
Potencia 1000 W
Longitud de brazo 1.3 m

REF. 100347

pvp 1.322,24 €
1.118 €
+ IVA



Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para clínicas y laboratorios.

REF. 100502

pvp 238,74 €
186 €
+ IVA



Especificaciones

Alto 300 mm
Ancho 290 mm
Fondo 200 mm
Peso 4,5 kg
Potencia 4 W

Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para pequeños objetos: Teléfonos móviles, llaveros, joyas, monedas, etc.

- ✓ Muy recomendable para uso personal
- ✓ Con función de secado

REF. 100500

pvp 67,34 €
53 €
+ IVA



Especificaciones

Alto 120 mm
Ancho 296 mm
Fondo 195 mm
Peso 1 kg
Potencia 150 W

Cabina higienizadora UV

El interior del armario construido totalmente en acero inoxidable de fácil limpieza.

Contiene 10 niveles de bandejas en los que se pueden almacenar instrumentos.

Los elementos depositados serán sometidos a la acción de los rayos UV.

REF. 100504

pvp 306,08 €
239 €
+ IVA



Especificaciones

Alto 500 mm
Ancho 350 mm
Fondo 260 mm
Peso 8 kg
Potencia 15 W

Purificador de aire (60-70 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

REF. 100514

pvp 520,33 €
406 €
+ IVA



Especificaciones

Alto 570 mm
Ancho 370 mm
Fondo 265 mm
Peso 8,5 kg
Potencia 72 W

Purificador de aire (30-35 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

REF. 100512

pvp 400,34 €
312 €
+ IVA



Especificaciones

Alto 536 mm
Ancho 360 mm
Fondo 206 mm
Peso 6,3 kg
Potencia 45 W

Purificador de aire (25 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

REF. 100510

pvp 228,94 €
179 €
+ IVA



Especificaciones

Alto 303 mm
Ancho 329 mm
Fondo 170 mm
Peso 4 kg
Potencia 36 W

Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

REF. 010099

Arquímedes Profesional A7 Plus


pvp 256,70 €
200 €
+ IVA

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad y visibilidad.

- ✓ Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm).
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Traba en céntrica.



bioart



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

REF. 010103

Arquímedes Protrusal A7 Plus E

Súper oferta
285 €
+ IVA

Guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema estabilizador de los movimientos.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Sistema de trabamiento bilateral.
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar plana.



bioart



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

REF. 010107

4000 S

pvp 307,35 €
240 €
+ IVA

- ✓ Distancia intercondilar ajustable (eje expansor)
- ✓ Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- ✓ Reglaje del ángulo de Bennet.
- ✓ Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring).
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



bioart



Articulador tipo arcón

REF. 010098

Arquímedes Junior A7 Fix

pvp 143,10 €
112 €
+ IVA

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema de estabilización magnético (embudido) para el movimiento de la guía condilar.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm).
- ✓ Ángulo de Bennet fijo en la media 15°.
- ✓ Guía condilar fija en la media 30°.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.

bioart



Arco facial estándar

REF. 010102-50

Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.

La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.

pvp 122,08 €
95 €
+ IVA



bioart

CE Producto sanitario

Arco facial élite

REF. 010100-55

Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.

Apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital para un registro aún más preciso.

Sistema de deslizamiento suave (apertura y cerramiento) para facilitar su manejo. Aurículas anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.

pvp 254,2 €
198 €
+ IVA



bioart

CE Producto sanitario

OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA 2024

DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE

Set Profesional Estándar

Articulador A7 PLUS
+ Arco facial estándar
+ Estuche

REF. 010102

Súper oferta
265 €
+ IVA



bio-art

Set Profesional Élite

Articulador A7 PLUS
+ Arco facial élite
+ Estuche

REF. 010101

pvp 485,65 €
379 €
+ IVA



bio-art

Set Protrusal Estándar

Articulador A7 PLUS-E
+ Arco facial estándar
+ Estuche

REF. 010104

Súper oferta
330 €
+ IVA



bio-art

Set Protrusal Élite

Articulador A7 PLUS-E
+ Arco facial élite
+ Estuche

REF. 010106

Súper oferta
450 €
+ IVA



bio-art

Set 4000 S Estándar

Articulador 4000S
+ Arco facial estándar
+ Estuche

REF. 010107S

pvp 424,11 €
331 €
+ IVA



bio-art

Set 4000 S Élite

Articulador 4000S
+ Arco facial élite
+ Estuche

REF. 010107E

pvp 536,19 €
418 €
+ IVA



bio-art

Compresores de pistón seco



CERTIFICADO por TÜV SÜD
Certificado de tipo
Nº 12202200491258001
Directiva 2014/29/UE
(recipiente a presión)



pvp 1.710,79 €
1.334 €
+ IVA

REF. 110310
80 l/min (con secador)



pvp 2.531,09 €
1.974 €
+ IVA

REF. 110340
160 l/min (con secador)



1. La Ref. 110340 está también disponible con filtro HEPA (H14) Ref. 110340H
2. El filtro de carbón activo Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores.

NUEVO

REFERENCIA	110310	110340
Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Largo	540 mm	480 mm
Peso	37 kg	66 kg
Potencia	750 W	1500 W
Presión	5-8 bar	5-8 bar
Capacidad calderín	30 l	50 l
Nº Cabezales	1	2

Lámparas LED y pie de lámpara



- ✓ 84 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

REF. 100288

Súper oferta
90 €



- ✓ 90 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000-7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

REF. 100289

Súper oferta
90 €
+ IVA



- ✓ 117 LEDs
- ✓ Temperatura de color 5600-6000 K
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

REF. 100290

Súper oferta
90 €
+ IVA



REF. 100288-10
Soporte con ruedas

pvp 73,49 €
57 €
+ IVA



Lámpara lupa

- ✓ 90 LEDs blancos.
- ✓ Diámetro lupa 120 mm
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

Lente de 3 dioptrías
REF. 100287
Lente de 5 dioptrías
REF. 100287-5x

Súper oferta
76 €
+ IVA

Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288




REF. 100288-02
Sargento grande



REF. 100288-03
Soporte pared



REF. 100288-04
Soporte mesa atornillable



REF. 100288-07
Soporte sobremesa

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003



www.asvadent.es / www.asvadent.com