

EQUIPO DENTAEUROPA



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com



Características de la Bandeja del odontólogo:

- Sistema Colibrí de cinco pértigas de serie.
- Posiciones programables.
- Botonera de control táctil con distintas memorias programables de trabajo.
- Control de la lámpara led, agua del vaso y barrido automático de la escupidera.
- Jeringa triple agua- aire – spray.
- Dos mangueras Drive air midwest 6 con luz LED.
- Una manguera con micromotor neumático con conexión midwest 4.
- Scaler ultrasonidos electrónico con luz LED compatible EMS.
- Automatismos de eficiencia simples. Swich de presión único.
- Sistema de regulación de mangueras agua aire en bandeja accesible.
- Negatoscopio.

Bandeja asistente:

- Rotativa para fácil acceso con controles de movimiento, agua del vaso y barrido automático de la escupidera.
- Incluye cuatro mangueras.
- Jeringa triple agua- aire – spray.
- Lámpara de polimerizar LED.
- Dos mangueras con cánulas de aspiración tipo Catanni.
- Escupidera de porcelana orientable.
- Llenado del vaso regulable.
- Dispensador de servilletas y vasos.
- De fácil adaptación para zurdos.



Sistema de seguridad y pedal:

Sistema de seguridad de movimientos límites, tanto en la bajada del sillón como del respaldo y siempre que los instrumentos estén en uso.

Pedal Multifunción, Joystick para control de movimientos para todos los movimientos del sillón y controla los instrumentos. Tiene botón de control para la posición del equipo dental, interruptor para controlar el agua de la escupidera e interruptor para aire y agua de la pieza de mano.

Lámpara:

Lámpara LED de 8000-35000Lx.

Luz operatoria con cuatro modos de luz: luz fuerte, luz normal, luz débil y un interruptor para encendido y apagado.



Composición:

- Brazo articulado totalmente compensado, permita la posición en cualquier zona operatoria sin interferencias.
- También el equipo dental incluye reposabrazos con dos posiciones disponibles.
- El reposacabezas puede colocarse hacia arriba o hacia abajo.
- Los movimientos se realizan con la mano hacia cualquier ángulo. También se puede adaptar para niños moviendo el reposacabezas hacia el respaldo.
- De fácil uso con personas de movilidad reducida.
- Tapizado con espuma de alta densidad y viscoelástico sin costuras y de fácil limpieza.

CARTA DE COLORES

