

Dentaeuropa S200

Unidad Dental Integrada



Procesados a través de un mecanizado de alta precisión, los puntos de giro de los brazos de fuerza en la silla tienen movimientos muy suaves que los brazos se pueden colocar con precisión, proporcionando a los médicos una operación más flexible y cómoda.

Dentaeuropa S200

Unidad Dental Integrada

Asistencia Guiada

El bastidor de instrumentos con rango de giro ultra amplio y la caja lateral compacta brindan al asistente un amplio espacio operativo que facilita.

Las juntas dobles con amortiguadores hacen que el estante gire de manera flexible y suave y puede ser colocado fácilmente por un asistente.

Diseño Humanizado

- Botones táctiles inductivos sensibles para una fácil operación y limpieza
- Clara división de los botones de función
- Panel de control fácil de usar

Funcionalidad

- 3 grupos de 3 - programa de memoria de posición
- Se puede ajustar el tiempo de enjuague de la escupidera y del enjuague bucal
- La temperatura del agua de enjuague bucal se puede ajustar y mostrar
- El sistema de control tiene una función de autoverificación de fallas. Se activará la alarma y se mostrará el código de error cuando ocurra un error
- Luz led de 50.000lx
- Fotopolinizador incluido
- Micromotores eléctricos
- Asistente tienen también control total del equipo



Humanizado
Escupidera de vidrio



Toalla de papel patentada y
Dispensador de vasos



Respaldo construido ergonómicamente

Paneles táctiles:



- ✓ Botones táctiles inductivos sensibles para una fácil operación y limpieza
- ✓ División clara de botones de función;
- ✓ Panel de control fácil de usar
- ✓ 3 grupos de programa de memoria de 3 posiciones
- ✓ Se puede ajustar el tiempo de enjuague de la escupidera y del enjuague bucal.
- ✓ La temperatura del agua de enjuague bucal se puede ajustar y mostrar.
- ✓ El sistema de control tiene una función de autoverificación de fallas. Se activará la alarma y el código de error se mostrará cuando ocurra un error
- ✓ La pantalla indica el estado de las funciones
- ✓ La pantalla indica la temperatura del agua. y cuenta atrás del suministro de agua para la escupidera enjuague y enjuague bucal

Brazo auxiliar para instrumentos de doble articulación

El soporte para instrumentos con amplio rango de giro y la caja lateral compacta ofrecen al asistente un amplio espacio operatorio que facilita la odontología a cuatro manos.

Las articulaciones dobles con amortiguadores hacen que el brazo asistente gire de manera flexible y suave y un asistente puede colocarlo fácilmente.

Los tubos de succión cortos pueden reducir la fuerza de succión que puede causar molestias a los pacientes, e incluso cuando el sillón está en su posición más baja, los tubos no entrarán en contacto con el suelo, lo que puede evitar la limpieza repetitiva de los tubos. Los tubos también son muy livianos para que el asistente pueda utilizar los instrumentos sin esfuerzo.



Orientado a los pacientes

Motores de movimiento rápido

El respaldo puede volver a su posición de reinicio en sólo 9 segundos, lo que ayuda a los pacientes a levantarse rápidamente y lo hace más fácil para ellos escupir, enjuagarse la boca y tomar toallas de papel.

Es un ahorro de tiempo para los dentistas y puede reducir el tiempo de interrupción durante el tratamiento.

Respaldo construido ergonómicamente

El respaldo se mueve en un punto de apoyo alto para adaptarse a las articulaciones de la cadera del cuerpo humano. Puede proteger la espalda de los pacientes para que no se frote cuando el respaldo se mueve, ofreciendo al paciente una experiencia de consulta cómoda.

Rango de movimiento de la posición de la silla

Posición más baja de la silla: 370 mm

Posición más alta de la silla: 800 mm

La posición ultrabaja del sillón facilita el acceso de los pacientes dentro y fuera de la silla, especialmente para niños, ancianos y personas discapacitadas físicamente.

La posición más alta ≥ 800 mm está configurada para emergencia



Dispensador de toallitas y vasos

El dispensador de vasos y toallas de papel patentado 2en1 puede girar 360°.

Las toallas de papel y los vasos se pueden sacar en cualquier ángulo.

Los pacientes pueden colocar sus cosas en el dispensador.

Por ejemplo: Teléfono móvil, llaves, etc.

Escupidera de Vidrio

La escupidera con rotación de 150° puede dejar suficiente espacio para que el asistente pueda realizar operaciones con las manos y facilitar que los pacientes escupan.

La escupidera con revestimiento de alta temperatura es suave, resistente al desgaste y a los arañazos.

La escupidera dispone de un botón independiente mediante el cual el paciente puede enjuagar la escupidera y tomar agua por sí mismo.

