

Dentaeuropa Bon

Sensor Digital Intraoral



ASVADENT

INTELIGENTE
SIMPLE Y SIN
COSTURAS


TECNOLOGÍA APS CMOS

Alta sensibilidad y calidad de
imagen Bajo ruido



Imágenes cristalinas para revelar los detalles
más finos. Rendimiento duradero con bajo
consumo energético.

Sensor






IP68
FIABILIDAD SUPERIOR

SLIM, ESQUINA REDONDEADA Y POSICIÓN DEL PULGAR



Grosor 4,5 mm



SMART AED,

Compatible con dispositivos de rayos X de CA y DC.

EXPOSICIÓN MÍNIMA A RADIACIÓN

Para un grupo de varios pacientes.

SOFTWARE INTELIGENTE



Conexión directa USB 2.0



Instalación rápida y sencilla



Interfaz intuitiva, fácil de usar





Una variedad de herramientas para el diagnóstico



Soporte para exportar con formato PNG, JPG, BMP, DICOM



Disponible para tener múltiples sensores trabajando en un solo ordenador.



DentaEuropa Sensor



70.000+ PRUEBAS DE
CURVATURA

Un sensor duradero puede satisfacer el uso de alta frecuencia en la consulta dental.

50.000+ EXPOSICIÓN

Proporcionando una calidad de imagen sin concesiones.

El sensor inteligente entiende la necesidad de un diagnóstico preciso.



Especificaciones técnicas

Modelo	DENTAEUROPA BON 1	DENTAEUROPA BON 1.5	DENTAEUROPA BON 2
Dimensiones mecánicas (mm3)	25.0 × 38.5 × 4.5	29.2 × 43.5 × 4.5	31.0 × 45.0 × 4.5
Área activa (mm)	20 × 30	24 × 33	26 × 36
Matriz de píxeles	1000 × 1500	1200 × 1650	1300 × 1800
Resolución teórica	25 lp/mm	25 lp/mm	25 lp/mm
Tecnología de sensores	APS CMOS		
Centelleador	CsI depositado directamente		
Longitud del cable (m)	3m estándar / Opción 5m		
Nivel de rayos	16 bits		
Modo de exposición	DEA inteligente		
Protección	IP68		
Soporte para el protocolo TWAIN	YES		
Sistema operativo requerido	Windows 7 y superiores, 32 / 64 bits		





ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com