



# ASVADENT

[www.asvadent.es](http://www.asvadent.es) / [www.asvadent.com](http://www.asvadent.com)

vatech

## EzScan™



## Amplíe su flujo de trabajo Digital



**Interfaz simple e intuitiva para una experiencia de escaneo mejorada**

- Interfaz clara e intuitiva para facilitar su uso
- Funcionalidad esencial para muchos planes de tratamiento



**Compartición de casos**

- EzScan Cloud es un Sistema de intercambio de archivos fácil de usar módulo para compartir impresiones digitales con el laboratorio de su elección.



**Tiempo de escaneo rápido para la eficiencia del flujo de trabajo**

- Escaneos de arco completo en menos de 2 minutos de principio a fin



**Plataforma abierta sin tarifas continuas**

- Fácil de exportar a su software de planificación de tratamientos o enviarlo al laboratorio de su elección.
- Maximice su ROI sin tarifas continuas



## Aporta simplicidad a tu jornada laboral con un escáner ligero de diseño ergonómico

El EzScan es una solución de imágenes digitales en 3D diseñada para brindar simplicidad a tu trabajo. Se presenta como una solución llave en mano que tarda menos de 10 minutos en desempaquetarse y configurarse.

La solución incluye un escáner precalibrado, tres puntas esterilizables en autoclave, y un PC de adquisición optimizado con el software EzScan preinstalado para garantizar que pase menos tiempo instalando y más tiempo escaneando.

El EzScan-i cuenta con un intuitivo interfaz fácil de usar que hace que sea más fácil que nunca reunirse todas sus necesidades de restauración, ortodoncia e implantes.



**360°**  
rotación

**59 sec.**  
Para un escaneo de arco completo

Puntas esterilizables  
hasta  
**250 veces**  
en autoclaves

**150g**  
Pequeño y ligero

## ESPECIFICACIONES

FOV	12 x 14 mm	Características	Color real
Tiempo de escaneo (arco completo)	Menos de 2 min.	Salida de archivo	STL, PLY, OBJ, DWOS
Tiempo de conversión STL (arco completo)	Menos de 1 min.	Sistema	Abierto
Peso	150 g	Conector	USB Tipo A