

MADRID  
CANTABRIA  
CATALUÑA  
ASTURIAS  
PAÍS VASCO  
CASTILLA-LEÓN  
GALICIA  
ANDALUCÍA  
VALENCIA  
CANARIAS  
ARAGÓN  
BALEARES

Email: [administracion@asvadent.com](mailto:administracion@asvadent.com)  
Teléfono: 98 527 73 43  
WhatsApp: 673 32 36 24



# ASVADENT

[www.asvadent.es](http://www.asvadent.es) / [www.asvadent.com](http://www.asvadent.com)



ALMACENES:

C/ Padre Aller, 26

OVIEDO

C/ Dr. Moreno, 12

VALLADOLID

OFICINAS:

C/ Núñez Morgado, 5

MADRID

**EXPODENTAL**  
11 al 13 MAR

**STAND 4D11**

OFERTAS EXCLUSIVAS EXPODENTAL 2026



## RAYOS X PORTÁTIL... 1.490 €

### CARACTERÍSTICAS:

70 kV/2mA.

Ajuste automático de tiempo de exposición en display.

Compatible con todos los sistemas de visualización de imágenes (radiovisiografía y placas de fosforo) Peso 1,90kgs

Funciona con baterías, lo que permite su uso autónomo en cualquier circunstancia.

Normativa que autoriza su uso en las clínicas y la posibilidad de desplazarlo en diferentes lugares:

Circular 05-23 del CSN.

Precio Trípode: 690 €



## MICROSCOPIO G4 PRO... 18.990€


Objetivo de gran zoom,

mayor visión del campo operatorio

Enfoque eléctrico

Mango de control multifuncional

Bloqueo electromagnético de 3 partes



## PANORAMICO 3D X-VIEW...

**DESDE 23.690 €**

Tecnología CBCT

Usa el mismo sensor para

imágenes 2D y 3D

Cefalometría con

tecnología de disparo único



## LASER NANOYAG

- Tecnología Nd:YAG en nanosegundos (4 ns)
- Energía ultra concentrada con mínimo efecto térmico
- 1064 nm para descontaminación profunda y segura
- Alta eficacia sin daño tisular ni superficies implantarias
- Aplicaciones: ideal para periodoncia, periimplantitis, endodoncia y cirugía

## EQUIPO CROMA 4T



OFERTÓN!

**Oferta Especial  
Expodental**

**3.990 €**

ANTES 6.290 €

- 2 Módulos de Turbina
- Módulo de Micromotor
- Módulo de Jeringa
- Taburete
- Preparado para Aspiración Quirúrgica
- \*HASTA FINDE EXISTENCIAS

## EQUIPO CROMA CART



OFERTÓN!

**Oferta Especial  
Expodental**

**3.990 €**

ANTES 5.810 €

- Módulo de Turbina
- Módulo de Micromotor
- Módulo de Jeringa
- Taburete Preparado para Aspiración Quirúrgica
- \*HASTA FINDE EXISTENCIAS

## EQUIPO CIRUGÍA

**swident**  
**FRIEND ORTHO**



- Módulo de Turbina
- Módulo de Jeringa
- Bandeja
- 2 mangueras de Aspiración

**Oferta Expodental**

**6.990 €**

ANTES 7.990 €

## LÁMPARAS DE CIRUGÍA



**Dr. Mach**  
medical lighting technology

70.000 lux

**Oferta Expodental**

A techo: **2.090 €**

**Oferta Expodental**

4 ruedas: **1.990 €**

5 ruedas: **1.890 €**

## SENSOR INTRAORAL TIMEX

- Conexión USB
- 25 lpm
- Cambio de cable sin cambiar de sensor
- Cable de 3 metros

**Oferta Expodental**

**1.890 €**

ANTES 2.373 €



## LAMPARA LED 6MC



**Dr. Mach**  
medical lighting technology

- Gestión de sombras
- Puntero láser
- Comunicación
- Ajuste mecánico (mayor diámetro del campo de luz)
- Control montado en la pared
- Calibración individual de las temperaturas de color y las intensidades de la luz
- Diversas interfaces y conexiones externas
- Preparación de la cámara para cámara HD o 4K (para obtener más detalles, consulte nuestra documentación independiente)

**Oferta Expodental**

**9.990 €**

# trident

## PANORÁMICO 2D



Detector CMOS Óptimo canal focal  
Generador de rayos DC (de alta frecuencia) Estructura ligera  
Diseño italiano, compacto y elegante

**Incluido Alta en Industria**

### Oferta Expodental

**2D: 12.990 €** ANTES 13.690 €

**2D con Tele: 21.990 €** ANTES 24.990 €

## ESCANER INTRAORAL TRISCAN

Proceso de adquisición Fiable, Rápido y Cómodo  
Maravillosas impresiones a todo color  
Tres puntas disponibles  
Exportación de datos de archivos  
Mejor herramienta de comunicación



### Oferta Expodental

**9.990 €**

## RAYOS X RIX-70



Voltaje: 920 VA  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Ciclo de trabajo: 1/60  
Filtración Total:  $\geq 2.1\text{mmAl}$   
Punto Focal: 0.7 mm

### Oferta Expodental

**1.890 €**

ANTES 2.079 €

### Oferta RX + Sensor

**3.690 €**

## CABINA PLOMADA


Puerta corredera emplomada con revestimiento en ambas caras y cristal emplomado de 12 mm.  
Instalaciones homologadas por las Unidades Técnicas de Protección Radiológicas (UTPR).



### Oferta Expodental

**20% descuento**

## SENSOR INTRAORAL SILVER



Conexión USB  
Cable de 3 metros  
Imágenes de 25 lp/mm  
visibles y un tamaño de píxel de 20  $\mu\text{m}$ .

### Oferta Expodental

**1.790 €**

ANTES 2.090 €

## ESCÁNER DE PLACAS DE FOSFORO READER

READER envía imágenes digitales de alta precisión a su computadora en pocos segundos.  
Mide sólo 17 x 19 x 30 cm.  
No necesita productos químicos, procesador de película ni cuarto oscuro.



### Oferta Expodental

**3.990 €**

ANTES 4.190 €



## AUTOCLAVES CLASE B 17L & 22L



### Oferta Expodental

17L: **2.790 €** ANTES 3.090 €

22L: **2.990 €** ANTES 3.590 €

Con purificador de Osmosis: **+585 €**

Kit de filtros para sistema Osmosis: **390 €**

## ESCANER INTRAORAL EzScan

Escaneo intraoral ultrarrápido y preciso, que te ofrece resultados digitales en tiempo real para un diagnóstico más eficiente y fiable.



Oferta Expodental  
Consultar Precio

## LÁMPARAS DE CIRUGÍA



120.000 lux

Oferta Expodental  
Rodante: **1.990 €**

Oferta Expodental  
A techo doble: **2.990 €**  
A techo: **1.990 €**

## MICROSCOPIO DENTAEUROPA



Cámara 4k integrada para imágenes de mayor calidad  
FOV: 132mm a 9,7 mm de diámetro de campo de visión  
Lente objetivo de enfoque Vario  
Alcance: 180 mm - 460 mm

Oferta Expodental  
**12.200 €**

## EQUIPO SWIDENT FRIEND UP

- Modulo de Turbina de Luz
- Modulo de Micromotor Luz
- Modulo de Jeringa
- Modulo de Ultrasonidos
- Lampara Led Polaris
- Taburete

swident



Oferta Expodental  
**10.590 €**

## ESCANER INTRAORAL DENTAEUROPA



**Rápido:** Escanea una arcada en tan solo 30 segundos

**Ligero:** tan solo 180 gramos de peso

**Preciso:** hasta 10 micras este escáner esta preparado para trabajar con precisión milimétrica perfecto para trabajos protésicos de alta exigencia.

**Campo de visión extraordinario:** ofrece un campo de visión de 18mm de profundidad y captura fluida a 30 FPS

Oferta Expodental  
**3.990 €**

## GUANTES PLOMADOS



DENTA EUROPA



Protección contra Rayos X testados y certificados.

Oferta Expodental  
**89 €**

## MOTOR DE ENDODONCIA DENTAEUROPA CON LOCALIZADOR DE ÁPICES

El Motor de Endodoncia incorpora localizador de **ápice** con una pantalla OLED.  
Reducción del contra ángulo de 16:1.  
Conector USB.  
**Batería recargable y reemplazable.**  
El motor comienza a trabajar cuando entra en **contacto con el diente** y para automáticamente cuando es separado de la pieza dental.



Oferta Expodental  
**699 €**

### CARRO ELECTRIFICADO



Oferta Expodental

**490 €**

ANTES 590 €

### CARRO PARA ESCÁNER INTRAORAL



Dimensiones Ancho x Profundo x Alto  
55 x 50,5 x 84 cm

*\*Opcional: soporte para el monitor*

Oferta Expodental

**575 €**

ANTES 604 €

### MUEBLE ALIUS ESTERILIZACIÓN



Medidas:  
Ancho: 164 cm  
Alto: 197 cm  
Profundo: 60 cm  
Material: Metálico

Oferta Expodental

**3.290 €**

ANTES 3.990 €

### MUEBLE FOCUS INOX (acero inoxidable)

Medidas:  
Ancho: 208,5 cm  
Alto: 85,80 cm  
Profundo: 60 cm  
Material: Metálico

ASTRA

Oferta Expodental

**2.290 €**

ANTES 2.990 €

### CONJUNTO 4 MÓDULOS



1 módulo de puerta con balda interior  
1 módulo de 5 cajones  
1 módulo rodante con 6 cajones.  
1 módulo de lavabo (incluido grifo y lavabo)  
Tiradores y zócalos a color

Oferta Expodental

**1.890 €**

### AUTOCLAVES CLASE B 17L & 23L

ELECOMPR



Oferta Expodental

**17L: 2.690 €** ANTES 3.090 €

**23L: 2.990 €** ANTES 3.590 €

### MUEBLES DISPENSADOR



Dimensiones  
126 x 50 x 30 cm

Oferta Expodental

**540 €**

ANTES 725 €



Dimensiones  
50 x 44 x 16,5 cm

Oferta Expodental

**525 €**

ANTES 546 €

Ultrasonidos con Luz  
Sistema de desinfección  
Safespray



#### Regalo Exponencial

Taburete  
Lámpara  
polimerizar  
Bandeja Doble



**swident**  
**PARTNER**  
**11.490 €**

## CLÍNICA COMPLETA

CON EQUIPO SWIDENT PARTNER... **16.990 €**

Compresor



Motor de aspiración



Autoclave



Selladora



Cuba Ultrasonidos



Taburete



Lámpara de polimerizar



**7.490 €**

**DENTA EUROPA**

## CLÍNICA COMPLETA

CON EQUIPO DENTAEUROPA... **12.990 €**

Compresor



Motor de aspiración



Autoclave



Selladora



Cuba Ultrasonidos



Taburete



Lámpara de polimerizar



- Lámpara de polimerizar
- Ultrasonidos
- Micromotor eléctrico inducción
- Taburete



**GNATUS**  
**6.990 €**

- Módulo de Turbina
- Módulo de Micromotor Neumático
- Módulo de Ultrasonidos
- Módulo de Jeringa
- Lámpara LED SIRIUS
- Taburete

## CLÍNICA COMPLETA

CON EQUIPO GNATUS G8... **11.990 €**



**GNATUS**  
**4.990 €**

## CLÍNICA COMPLETA

CON EQUIPO GNATUS S300... **9.990 €**

Compresor



Motor de aspiración



Autoclave



Selladora



Cuba Ultrasonidos



Taburete



Lámpara de polimerizar

