



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

CARRO DENTAL



**ISO
9001**
QUALITY
ASSURANCE

CARACTERÍSTICAS

El carro dental, equipado con nueve compartimentos de diferentes tamaños y cierre de seguridad, conexiones, superficie antideslizante y ruedas, ha sido diseñado para mantener el orden en el espacio de trabajo.

La cajonera está fabricada en acero inoxidable recubierto con pintura Epoxi, exceptuando la parte frontal de los cajones que es de cristal.



Cuenta con cinco cajones frontales (dos de ellos con interiores a medida), un cajón oculto lateral extensible y tres gavetas externas, facilitando la distribución del material dental.

Su bandeja con agarrador y superficie antideslizante permite apoyar las herramientas de uso continuo sin preocuparse de deslizamiento o caídas.



Ruedas extremadamente resistentes y de corretaje fluido con autobloqueo, que posibilitan el traslado y fijación de la mesa.

Además, en la parte trasera lleva tres enchufes tipo Schuko, dando conexión a su equipamiento desde cualquier punto de la sala.



La cerradura de seguridad se encuentra en la parte frontal, justo debajo de la bandeja y cierra todos los cajones del armario a la vez. Viene con una llave de repuesto.

Las ruedas hay que instalarlas en los extremos de la parte inferior de la mesa con 4 tornillos cada una.



El cajón lateral⁽⁶⁾ tiene asa giratoria que queda oculta al presionar sobre ella.

El carro dispone en un lateral de 3 botes para almacenaje.



MEDIDAS

