

Promociones Expodental

DEL 18 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2022

40 DÜRR
DENTAL
1982-2022
ESPAÑA Y PORTUGAL *Creciendo juntos*

PROMOCIONES VISTASCAN

DIGITAL DIAGNOSTICS



2143-61 **V.SCAN MINI EASY**

Escáner para placas intraorales

Escáner para los formatos intraorales 0 y 2.

P.V.P 7.810 €

P. OFERTA 5.250 €



213008255

LE OBSEQUIAMOS CON UN PACK DE 1.000 FUNDAS PROTECTORAS DESECHABLES TAMAÑO 2



2142-01 **V.SCAN MINI VIEW**

Escáner para placas intraorales

Escáner para todos los formatos intraorales.

P.V.P 9.130 €

P. OFERTA 6.250 €



2130106200

LE OBSEQUIAMOS CON UN PACK 4 PLACAS Y 2.000 FUNDAS VISTASCAN TAMAÑO 2 VALORADO EN MÁS DE 600€



POR 350€ MAS OBTENGA EL VISTASCAN MINI VIEW

PROMOCIÓN V.SCAN + VISTAINTRA

DIGITAL DIAGNOSTICS Y RX INTRAORAL



2143-61

V.SCAN MINI EASY

Escáner para placas intraorales

Escáner para los formatos intraorales 0 y 2. Resolución efectiva 22LP/mm – 1100dpi. Máxima escala de grises 16bit (65536 tonos). Conexión a PC vía USB / Red.

P.V.P 9.130 €

P. OFERTA 6.250 €



2202-0X

VISTAINTRA

Unidad de rayos X DC con punto focal de 0,4 mm. Parámetros mA, KV y tiempo totalmente ajustables. Visualización automática de la dosis en display. Incluye: Tubo de 200 mm con colimador de 3x4. Disponible con brazo de 45, 60 y 90 cm.

P.V.P 5.200 €

P. OFERTA 2.895 €

Extensiones:

2202-01 Brazo 450 mm
2202-02 Brazo 600 mm
2202-03 Brazo 900 mm



SUPER OFERTA PACK

P. OFERTA 7.400 €



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

ASVADENT. C/Padre Aller, 26 Oviedo. C/Dr. Moreno, 12 Valladolid. C/Núñez Morgado, 5 Madrid
Llámanos al 677 412 162 o escríbenos un WhatsApp al 673 323 624 o un email a marketing@asvadent.es

Promociones Expodental

DEL 18 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2022

40 DÜRR
DENTAL
1982-2022
ESPAÑA Y PORTUGAL *Creciendo juntos*

PROMOCIÓN ESPECIAL CLÍNICA Y LABORATORIO

AIRE COMPRIMIDO CON CONTROL ELECTRÓNICO

MD
Medical Device



Clínica inteligente
conectada por red



4152100008
DUO TANDEM 230V 1 AGREGADO
Con control electrónico de presión y humedad.
Ampliable a 4 cilindros.

2 cilindros con secador, Ampliable a 4 cilindros.
Volumen de depósito: 50 l.

P.V.P. 6.560 €
P. OFERTA **3.875 €**

4252100027
DUO TANDEM 230V 2 AGREGADOS
Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.
Volumen de depósito: 50 l.

P.V.P. 8.910 €
P. OFERTA **4.450 €**



FILTROS ESTÁNDAR DUO TANDEM



EL CONTROL ELECTRÓNICO

- Ajustar el rango de presión toma segundos y se puede hacer fácilmente, incluso por el propio usuario.
- Esto significa que el rango de presión se ajusta perfectamente a las necesidades de la unidad CAM.
- La humedad del aire se mide constantemente y se notifica al usuario en caso de un problema.
- Sistema de alertas de mantenimiento de filtros y avería: soporte de servicio remoto gracias a la conexión a la red via RJ4S.
- Conexión a Vistasoft Monitor.

VISTASOFT MONITOR

EL SMART HOME PARA CLÍNICA Y LABORATORIO

**OBTENGA
SU LICENCIA
GRATUITA
Y CONTROLE
SU COMPRESOR
DESDE SU
SMARTPHONE**



Clínica inteligente
conectada por red



DESCUBRE MÁS SOBRE
VISTASOFT MONITOR



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

ASVADENT. C/Padre Aller, 26 Oviedo. C/Dr. Moreno, 12 Valladolid. C/Núñez Morgado, 5 Madrid
Llámanos al 677 412 162 o escríbenos un WhatsApp al 673 323 624 o un email a marketing@asvadent.es

Promociones Expodental

DEL 18 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2022

40 DÜRR
DENTAL
1982-2022
ESPAÑA Y PORTUGAL *Creciendo juntos*

LUNOS®

MAKING SMILES BRIGHTER



PACK BÁSICO MyLUNOS®

EL PACK BÁSICO LUNOS® INCLUYE:

- 1 PIEZA DE MANO AEROPULIDOR MY LUNOS
- 1 BOQUILLA SUPRA
- 1 BOTELLA POLVO SUPRA
- 1 PASTA DE PULIR TWO IN ONE MENTA
- 1 OSITO LUNOS
- 8 ANILLOS DISPENSADORES PASTAS LUNOS®

PVP: 1.785€

P. OFERTA PACK 1.375€

AEROPULIDOR MyLUNOS®

Disponible para acoplamientos:
203.48.000.55 MyLUNOS® KAVO
203.48.000.56 MyLUNOS® SIRONA
203.48.000.57 MyLUNOS® W&H
203.48.000.58 MyLUNOS® BIEN AIR
203.48.000.59 MyLUNOS® NSK



PACK COMPLETO MyLUNOS®

EL PACK COMPLETO LUNOS® INCLUYE:

- 1 PIEZA DE MANO AEROPULIDOR MY LUNOS
- 1 BOQUILLA SUPRA
- 1 KIT PERIO: BOQUILLA PERIO, 40 PERIO TIPS Y 1 RECIPIENTE ADICIONAL NARANJA
- 1 BOTELLA POLVO SUPRA
- 1 BOTELLA DE POLVO PERIO
- 1 PASTA DE PULIR TWO IN ONE MENTA
- 1 OSITO LUNOS
- 8 ANILLOS DISPENSADORES PASTAS LUNOS®

PVP: 2.503€

P. OFERTA PACK 1.895€

NOVEDAD
BOQUILLA PERIO PARA TRATAMIENTO PERIODONTAL Y PERIPLANTITIS

AEROPULIDOR MyLUNOS®

Disponible para acoplamientos:
203.48.000.55 MyLUNOS® KAVO
203.48.000.56 MyLUNOS® SIRONA
203.48.000.57 MyLUNOS® W&H
203.48.000.58 MyLUNOS® BIEN AIR
203.48.000.59 MyLUNOS® NSK



PACK PASTAS MyLUNOS®

EL PACK LUNOS® INCLUYE

- 2 LUNOS PASTA PULIDORA TWO IN ONE MENTA
- 8 ANILLOS DISPENSADORES PASTAS LUNOS®

PVP: 50,40 €

P. OFERTA PACK 37,80€

NUOVA PASTA DE PULIR TWO IN ONE BY LUNOS®

Pasta Dos en Uno que elimina manchas y pule. Con hidroxiapatita para ayudar a la remineralización. RDA 28, 1.500 ppm fluor, Formato 100 gr.



 **ASVADENT**
www.asvadent.es / www.asvadent.com

ASVADENT. C/Padre Aller, 26 Oviedo. C/Dr. Moreno, 12 Valladolid. C/Núñez Morgado, 5 Madrid
Llámanos al 677 412 162 o escríbenos un WhatsApp al 673 323 624 o un email a marketing@asvadent.es