



ASVADENT

Padre Aller, 26 – Bajo
33012 - OVIEDO
Tif. 985 277 343

Dr. Moreno, 12 – Bajo
47008 - VALLADOLID
Tif. 983 274 584

Núñez Morgado, 5
28036 - MADRID
Tif. 902 996 538

CAMPAÑA

ROTOGRAPH PRIME CON CABINA PLOMADA

“El espacio ya no es problema y el precio tampoco”



CARACTERÍSTICAS DE LA CABINA PLOMADA

COSTE ECONÓMICO

Coste razonable y por debajo del de cualquier cabina estándar del mercado con el mismo grosor de plomo.

ESTÉTICA

Se dispone de una gama de colores. En su diseño se mezclan el aluminio, la madera (melamina) y el metacrilato.

FIJACIÓN DE LOS RAYOS X

La pared posterior lleva una plancha con los anclajes necesarios para el equipo. Esto permite instalar el equipo sin importar las condiciones de las paredes de la clínica (pladur, madera, etc.)

¡Instalación sin obras!

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Para cubrir todas las posibles contingencias en la ubicación de la misma está protegida en todas sus paredes con 1,5 mm. de plomo. Garantizando la protección radiológica en cualquier circunstancia de instalación

FÁCIL MONTAJE

El diseño de la cabina permite que el montaje de la misma sea como un mecano y le pueda realizar una sola persona, dos como máximo. Pudiendo desmontarse para cambiar la ubicación.

AMPLITUD

A pesar de sus reducidas dimensiones se consigue la sensación de amplitud mediante la entrada de luz a través de los metacrilatos y gracias a que la altura de la cabina no llega a techo.



ASVADENT

Padre Aller, 26 – Bajo
33012 - OVIEDO
Tlf. 985 277 343

Dr. Moreno, 12 – Bajo
47008 - VALLADOLID
Tlf. 983 274 584

Núñez Morgado, 5
28036 - MADRID
Tlf. 902 996 538



CARACTERÍSTICAS DEL ROTOGRAPH PRIME

PROGRAMAS: Panorámica (adulto/niño) ATM boca abierta-cerrada en proyección lateral. Senos maxilares P-A

- Alta tensión: 60 -70 kV
- Corriente anódica: 2 – 7,1 mA
- Punto focal: 0,5 mm (EN 60336)
- Peso: 62 kg
- Tensión de alimentación: 220-240 V / 110 -120 V ($\pm 10\%$) monofásica
- Tecnología de sensor: CCD con pantalla de centelleo de Yoduro de Cesio (CsI)
- Dimensión de Píxel: 48 μ m
- Niveles de gris: 4096 – 12bit

- ✓ Panorámico digital
- ✓ Instalacion completa sin obras (4 horas)
- ✓ Espacio reducido (1.30 x 1.30m)
- ✓ Servicio técnico propio