



PRODUCTOS DE PROTECCIÓN Y DESINFECCIÓN

**A estos precios hay que aplicarles el 20% de descuento hasta fin de Existencias*



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

Telf. 902 996 538

Telf. 985 277 343

Padre Aller, 26 – Bajo
33012 - OVIEDO
www.asvadent.com

Dr. Moreno, 12 – Bajo
47008 - VALLADOLID
asvadent@asvadent.com

Núñez Morgado, 5
28036 – MADRID
administracion@asvadent.com

PISTOLA DE DESINFECCIÓN POR NEBULIZACIÓN



Precio Pistola: 74 €

Gracias al bajo consumo de aire y a su especial paso atomizador del producto desinfectante, es idónea para utilizar con cualquier tipo de compresor, con depósito de aire o sin, y regulando la presión de salida a 1 bar máximo.

Es robusta y muy resistente gracias a su cuerpo metálico, y está diseñada y construida íntegramente en la UE



KIT PURE

PISTOLA + MANGERA POLIURETANO 5m. + ENCHUFES RÁPIDOS

Capacidad del depósito (CC)	nebulización del producto ()	peso (gr)	presión de trabajo (bar)
500	50	500	0,5 - 1 bar

LÁMPARA DE LUZ GERMICIDA

Precio: 49 €



Luminaria con lámpara de desinfección ultravioleta **FERON UL361S** tiene funciones de esterilización y desinfección, además de formaldehído para eliminar el olor y otras funciones tubo UVC de vidrio de cuarzo. Al pulsar el botón entra función de inicio diferido, la luminaria se enciende en 10 segundos.
Funciones: ENCENDIDO/APAGADO y TEMPORIZACIÓN Tres opciones de temporización: 15, 30 y 60 minutos. Sin retraso de arranque

FUNDAS PROTECTORAS PARA CÁMARA INTRAORAL



Precio: 9 €

CUÑAS INTERDENTALES (VERDES)



Estas cuñas interdentes están **fabricadas en madera** de arce inastillable. Se adaptan perfectamente a la morfología interdental. Son muy fáciles de introducir gracias a su forma y su punta ligeramente doblada permite no herir las papilas.

Características de Cuñas de Madera de Medicaline:

Fabricada en madera de arce inastillable.
Extremidad cuadrada.
Punta ligeramente doblada
Contenido: Bolsa de 100 unidades.

Precio: 3,60 €

HIGIENE ANTI BACTERIAS Y DESINFECCIÓN

Higienizante de superficies - 80% Alcohol

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Inocuo en contacto con la piel.
- ✓ Fórmula de alta eficacia. Rápida y efectiva acción de limpieza e higienización
- ✓ Elimina cualquier suciedad y contaminante
- ✓ No es necesario el uso de agua
- ✓ Evapora completamente, sin dejar residuo
- ✓ No ataca plásticos ni gomas
- ✓ Alto contenido en producto activo, para que la limpieza e higiene sea altamente efectiva
- ✓ Exento de perfume, sin efectos alérgenos
- ✓ Más de un 80% de etanol en superficie



APLICACIONES

- ✓ Ideal para la higiene total de cualquier tipo superficie:
- ✓ Puertas, pomos, manetas, muebles, llaves, calzado
- ✓ Todo tipo de prendas textiles
- ✓ Mascarillas de protección
- ✓ Terminales de tarjeta de crédito
- ✓ Todo tipo de máscaras de protección
- ✓ Gafas, cascos, etc...
- ✓ Metálicas (barandillas, mobiliario, etc...)
- ✓ Plásticos, juguetes, inodoros
- ✓ Volantes de automóvil
- ✓ Mobiliario de oficina, puertas, marcadores digitales, cajeros automáticos...
- ✓ Teclados de ordenador, ratones, pantallas...
- ✓ Puestos de trabajo (conductores, maquinistas, operadores, operarios, etc...)

Precio 500/650 ml: **10,50 €**

GEL HIDROALCOHÓLICO -70% de alcohol (360ml)



DESINFECTA gracias al etanol al 70% que elimina virus y bacterias.

LIMPIA las manos de manera efectiva en menos de tres segundos sin necesidad de aclararlas.

CUIDA Y PROTEGE la piel manteniendo las manos suaves gracias a la hidratación que aporta la glicerina.

Este gel hidroalcohólico autosecante para la limpieza e higienización de las manos es especialmente adecuado en protocolos de prevención de contagios.

Limpia a fondo e higieniza también las superficies.

Además, tiene una textura ligera y agradable gracias a la hidroxietilcelulosa, un espesante de origen natural que se encuentra presente en la fórmula.

Precio: **5,00 €**

GEL HIDROALCOHOLICO -70% alcohol (5Litros)

DESCRIPCIÓN:

Gel hidroalcohólico con glicerina y aloe vera para la higiene y el cuidado de las manos.

Con un 70% de alcohol.

Precio composición espesante: **32 €**



ADANTIUM PLUS

Adantium Plus es un moderno preparado de síntesis para la desinfección con acción esterilizante, dirigido a la descontaminación total de instrumentos quirúrgicos y dispositivos médicos utilizados en contacto directo con el paciente y para la descontaminación de todos los equipos, aparatos y superficies en hospitales.

Tiene capacidad de acción contra el espectro total de actividad (bacterias, levaduras, hongos y virus) y un tiempo de desinfección de una rapidez excepcional.

Virus – 1 minuto

Bacterias – 5 minutos

Esporas y hongos – 10 minutos

TERMÓMETRO INFRARROJOS



Precio: 55 €

Termómetro infrarrojo para medir la temperatura corporal mediante la detección pasiva de la radiación de calor recolectada en la frente. Es de gran precisión y tiene una rápida velocidad de respuesta. Se puede utilizar en bebés, niños y adultos. Dispone de una pantalla muy útil e intuitiva.

Especificaciones técnicas

Rango: 32°C - 42.9°C

Precisión: ± 0.1°C

Tiempo de respuesta: 1 segundo

Distancia de detección: 0 a 5 cm

Batería: Dos pilas AAA de 1.5V cada una

Modo de aviso: Una vez completada la medición, el dispositivo vibra y emite un pitido

CALZAS

Bolsa de 100uds.




Precio: 0,15 €/ud.

Cubre zapatos de polipropileno fabricados en una pieza para el uso en empresas de alimentación y empresas farmacéuticas.

- Composición y materiales empleados en su fabricación: polipropileno
- Talla única

GORROS

Bolsa de 100uds.



Precio: 0,16 €/ud.

Gorros de polipropileno fabricados en una pieza para el uso en empresas de farmacéutica, alimentación y afines.

Composición: Tejido no tejido de polipropileno.

Peso Unitario: 4 gramos

Medidas: 18 x 2,2 cm plegado

Presentación: Cajas de 1000 unidades.

Características:

- Disponible en varios colores intensos para su fácil detectabilidad visual.
- Reduce considerablemente la contaminación por cabellos o vello corporal.
- La banda metálica reduce el riesgo de contaminación por cuerpos extraños.
- Reciclable.
- Diseñado para ajustar sea todas las tallas y a todos los tipos de cabello
- Colores disponibles: azul, blanco, rojo, verde y Amarillo.
- Posibilidad de adquirirlos artículos en paquetes de 100 unidades.

DELANTAL DE PLÁSTICO

Precio: 39 € / 100uds.



PATUCOS



Precio: 9,60 €

MATERIAL REUTILIZABLE

CARACTERÍSTICAS:

- Tejido: Poliuretano
- Lavar antes de usar
- Lavables 30 ciclos de 60 a 90 grados
- Secadora 30 grados
- No usar lejía
- No plancha
- Transpirable
- Impermeable
- Sujeción con vivo

Precio: 51,00 €

MONO



GORRO



Precio: 11,96 €