

CONSULTORIO
S300 

Una tecnología adaptada a su talento



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

GNATUS 

S300

TRANSFORME SU DÍA A DÍA CON NUEVAS POSIBILIDADES.

El consultorio S 300 llega para sorprender a los profesionales, con detalles que transformarán su rutina de trabajo.



Reflector Sensor 3 LEDs


- Sensor de proximidad;
- Empuñaduras laterales autoclavables y extraíbles;
- Foco rectangular;
- Con intensidad de la iluminación en 30, 20 y 10 mil lux.



Sensor de proximidad*

Presenta un exclusivo sensor de aproximación que acciona automáticamente el flujo de agua de la escupidera, lo que proporciona más practicidad, confort para el paciente, seguridad y ahorro de agua.

SILLÓN



Amplio y anatómico tapizado

Amplio tapizado, montado sobre una estructura rígida recubierta con poliuretano inyectado de alta resistencia.

Respaldo para la cabeza

Respaldo para la cabeza anatómico, removible con sistema de trabado por palanca.

COLORES DE TAPIZADO DISPONIBLES:



AZUL CELESTE



AZUL MARINO



GRIS



PLATA



REFLECTOR SIRIUS SENSOR LED

LA TECNOLOGÍA COMO UNO ITEM DE SERIE.



Diseño innovador con cuerpo más robusto y fácil de limpiar.

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN LED

Proporciona una mayor durabilidad de la fuente de luz - por encima de 50.000 h - alrededor de 1.000 veces mayor que las lámparas halógenas convencionales.

3 LEDs - con intensidad de la iluminación en 30, 20 y 10 mil Lux.

02 90 20 10 10

02 90 20 10 10



Perillas autoclavables y extraíbles

Diseño ergonómico y fácil extracción.



Posicionamiento de las perillas

Sistema que permite el posicionamiento de las perillas en distintas posiciones.



Sensor de proximidad

Tamaño ideal con amplia iluminación del campo operatorio. Minimiza la necesidad de reposicionamiento constante de foco.



Protector delantero

Extraíble, construido en material resistente, transparente y fácil de limpiar.

Foco rectangular

Tamaño ideal con amplia iluminación del campo operatorio. Minimiza la necesidad de reposicionamiento constante de foco.

Reflector Sirius Sensor 3 LEDs



MÓDULO DENTAL H

TU DÍA A DÍA CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA.

La línea Gnatius ofrece todo lo que los profesionales de odontología necesitan al realizar prácticas clínicas con la tecnología, ergonomía y durabilidad requerida en el día a día.



Soporte de piezas de mano extraíble y autoclave.



Sistema de bloqueo de varillas

Alivia la tensión en los tubos con mayor movilidad en las piezas de mano .*

CONTROL PEDAL

PEDAL DE CONTROL INTEGRADO

El **S 300** cuenta con un pedal de mandos integrado, basado en el modelo "joystick"; pensando en la usabilidad de los profesionales, los mandos de movimiento de la silla se operan de manera simple e intuitiva.

- 3 Posición de trabajo;
- Vuelta a cero;
- Posición de escupir y Posición de regreso automático a la posición cero;
- Emergencia / Bloqueo de los movimientos;
- Activación del reflector.

Pedal progresivo

Para el funcionamiento de los instrumentos rotativos.



Bloqueo del movimiento del sillón.



Posición de trabajo.

Posición de escupir.

Ascenso y descenso del asiento y del respaldo.

Activación del reflector.

Posición de regreso automático a la posición cero.

UNIDAD DE AGUA

FUNCIONALIDAD CADA VEZ MÁS NITIDA EN TODOS LOS SENTIDOS.

La unidad de agua cuenta con un sistema único de sensor de proximidad y llena vaso, optimizando el trabajo, la ergonomía y biosseguridad.



BRAZO ALCANCE CON PANEL DE COMANDO PAD*

UPGRADE EL BRAZO ALCANCE
El asistente que permite una mayor comodidad y seguridad en sus servicios.



Cuba extraíble

Profunda y puede quitar fácilmente para la higiene y asepsia.



Calefacción de agua

Botón del Calefacción en el agua de la jeringa



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

GNATUS

ASVADENT. C/Padre Aller, 26 Oviedo. C/Dr. Moreno, 12 Valladolid. C/Núñez Morgado, 5 Madrid
Llámanos al **677 412 162** o escríbenos un WhatsApp al **673 323 624** o un email a marketing@asvadent.es

