



starline

ofertas

Enero/Abril 2024



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

ahorro eficaz

COMPOSITES

MICROHÍBRIDO

- Liberación de flúor.
- Buen modelado y adaptación a la preparación.
- No es sensible a la luz ambiente.
- No se adhiere al instrumental.
- Excelente acabado con alto brillo.
- Radiopaco.

4S KIT

VE64430

- Contenido:
- 4 jeringas de 4,5 g: A2, A3, A3.5 y B2.
- 7 ml de adhesivo multi-usos fotocurable para dentina/esmalte.
- 1 jeringa 4 g de gel grabador con ácido fosfórico al 37%.
- 5 puntas dispensadoras.
- 15 pinceles aplicadores.
- 1 espátula-porta pinceles.
- 2 mezcladores.



JERINGAS REPOSICIÓN DE 4,5 G

-50%

38,46 €
19,25 €
La jeringa

A2	VE64434
A3	VE64435
A3,5	VE64436

FLUIDO

- Composite de micropartícula con un 67% de relleno inorgánico.
- Radiopaco.
- Liberación de flúor.
- Baja contracción.
- Resistencia a la compresión 290 Mpa.



4S KIT

VE64402

Contenido:

- 4 jeringas de 2 g: A2, A3, A3.5 y B2.
- 20 puntas dispensadoras.

-60%

90,85 €
36,35 €
El kit

JERINGA DE 2 G

A1	VE64403
A2	VE64404
A3	VE64405



-55%

29,32 €
13,20 €
La jeringa

ETCHANT GEL

- Gel grabador con ácido fosfórico al 37%.
- Sin sílice.



SF KIT

VE60212

- 4 jeringas 1,2 ml etchant.
- 8 puntas dispensadoras.

-35%
15,00 €
9,75 €
El kit



JERINGA DE 50 ML

VE60208

- Gel 50 ml.
- 3 agujas dispensadoras.
- 50 puntas dispensadoras.



-25%
39,90 €
29,95 €

ADHESIVO

VE60545

- Adhesivo multi-usos fotocurable de quinta generación.
- Hidrófilo. Óptimo para técnica dentina húmeda.
- Bote de 7 ml.

-50%
39,90 €
19,95 €

CEMENTO

TEMPORAL

VE62505

- Cemento provisional sin eugenol.
- Baja solubilidad y excelente sellado marginal.
- 1 jeringa automix de 6 g y 5 puntas de mezcla.

-40%
37,58 €
22,55 €



DUAL

VE62242

- Cemento dual de ionómero de vidrio en base de resina.
- Libera flúor.
- Polimerización dual.
- Para cementación definitiva.
- 1 jeringa automix de 10 g, 5 puntas de mezcla y 5 puntas intraorales.

-35%
58,16 €
37,79 €



ROLLOS ESTERILIZAR

5 cm x 200 m	VE13002	45,51 €	-15%	13,19 €
7,5 cm x 200 m	VE13004	49,75 €		16,79 €
10 cm x 200 m	VE13006	28,20 €		23,95 €

El rollo



- Testigo de esterilización para la verificación del proceso.



BOLSAS AUTOADHESIVAS

- Testigo de esterilización para la verificación del proceso.
- Caja 200 unidades.

5,7 x 13,3 cm	VE13201	5,85 €	-15%	4,95 €
7,5 x 25 cm	VE13204	8,93 €		7,59 €
9 x 23 cm	VE13205	8,93 €		7,59 €
13,5 x 28,3 cm	VE13207	13,95 €		11,85 €

La caja

TALLA ESTÉRIL



- Talla estéril, impermeable y de dos capas.
- Color azul.

M: 50x75cm (100 uds)	VE36352	107,53 €	-30%	75,25 €
L: 75x90cm (50 uds)	VE36353	84,56 €		59,19 €

El paquete

BATAS DESECHABLES



M VE36325-D
L VE36325-E

- Puño elástico.
- Color azul.
- 10 unidades.

-20%
13,81 €
11,05 €
El paquete

GAFAS PROTECTORAS

VE97044

3,38 €
La unidad



COFIA BOUFFANT

VE36341-Z

- Cofia elástica.
- Color azul.
- Bolsa 100 unidades.

6,12 €
El paquete



GUANTES



NITRILO

- Fabricados 100% en nitrilo.
- No contienen polvo.
- Dedos con superficie microtexturada antideslizante para un mejor agarre sin pérdida de sensibilidad táctil.
- Caja de 100 unidades.

	Azul	Violeta
Extra-Pequeña	VE33542	VE33542-V
Pequeña	VE33544	VE33544-V
Mediana	VE33546	VE33546-V
Grande	VE33548	VE33548-V

-35%
6,84 €
4,45 €
La caja



LÁTEX

- 100% látex.
- Buena sensibilidad al tacto.
- Ligeramente empolvados.
- Caja de 100 unidades.

Extra-Pequeña	VE33502
Pequeña	VE33504
Mediana	VE33506
Grande	VE33508

-30%
6,57 €
4,60 €
La caja

BABERO CON CINTAS DE PAPEL

VE32011



- Color verde.
- Tamaño: 50x60cm.
- Paquete de 100 unidades.

-75%
8,48 €
2,09 €
El paquete

MASCARILLAS RECTANGULARES

VE34002

- Triple capa.
- Color azul.
- Caja de 50 unidades.



-34%
2,99 €
1,99 €
La caja

MICRO APLICADORES

- Envase dispensador de 100 unidades.



Fino	VE69542
Regular	VE69523

-10%
3,93 €
3,55 €
El envase

PINCELES APLICADORES DESECHABLES

VE69514

- Duros y suaves. Finos y extrafinos.
- 4 x 100 pinceles. 2 mangos.

19,44 €
La bolsa



MANGOS PARA PINCELES APLICADORES

VE69528

- Bolsa de 10 unidades.

4,90 €
La bolsa



CUBETAS IMPRESIÓN

- Fabricadas en plástico rígido de color azul.
- Bolsa con 10 cubetas.

-10%
3,45 €
3,09 €
La bolsa



Superiores	Grande	VE03060
	Mediano	VE03062
	Pequeño	VE03064
Inferiores	Grande	VE03061
	Mediano	VE03063
	Pequeño	VE03065
Parciales • Surtido		VE03068
Surtido		VE03069

RETRACTOR DE MEJILLAS

- Disponible para adulto y niño.
- Blíster de 2 unidades.

Adulto	VE40245
Niño	VE40246



5,69 €
El blister



CUBETAS PARA FLÚOR

- Bolsa de 50 unidades.

-35%
14,63 €
9,49 €
La bolsa

Pequeñas - Verdes	VE90722
Medianas - Amarillas	VE90723
Grandes - Azules	VE90724

ESPEJOS MONOUSO

VE42925

- 100 unidades embolsadas individualmente.



13,09 €
La bolsa

PASTA PROFILAXIS



- Bote de 100 g.

Sabor Frambuesa	Grano Grueso	VE90590
Sabor Naranja	Grano Medio	VE90591

-20%
12,49 €
10,00 €
La unidad

CEPILLOS PROFILAXIS



• Cepillos blancos

VE90389

- Cepillos de nylon.
- Caja de 100 unidades.



• Cepillos Mini

- Cepillos de nylon.
- Caja de 100 unidades.

En punta

VE90384

Fino

VE90382



• Cepillos Colores

VE90393

- Colores: azul, violeta, rosa y amarillo.
- Caja de 100 unidades.



COPAS PROFILAXIS

VE90322

- Caja con 100 unidades.



Colores	VE90393	39,76 €	-20%	31,79 €
Blancos	VE90389	28,44 €		22,75 €
Fino	VE90382			
Punta	VE90384			

La caja

-10%
19,64 €
17,69 €
La caja

ESTUCHES PARA PRÓTESIS

• Colores surtidos

VE97079

- Tamaño: 95 x 75 x 38 mm.
- Caja de 12 unidades.

-35%
7,18 €
4,65 €
La caja



• Tamaño XL • Azul

VE97080

- Tamaño extragrande: 100 x 85 x 38 mm.
- Caja de 8 unidades.

-15%
7,96 €
6,75 €
La caja



PARA ORTODONCIA

• Colores surtidos

VE97078

- Colores surtidos.
- Tamaño: 80 x 78 x 28 mm.
- Caja de 12 unidades.

-30%
5,46 €
3,79 €
La caja



