



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com


OFERTAS hasta
30 de Abril
de 2024

LABORATORIO





**Manejo sencillo
y limpio**



Geo 5 K2 CAD / CAM Disco de circonio multi-capa

Color	Grosor							
	14 mm		16 mm		18 mm		20 mm	
A1	FUNYE0755	109,50€	FUNYE0760	119,90€	FUNYE0765	119,90€	FUNYE0770	129,50€
A2	FUNYE0775	109,50€	FUNYE0780	119,90€	FUNYE0785	119,90€	FUNYE0790	129,50€
A3	FUNYE0795	109,50€	FUNYE0800	119,90€	FUNYE0805	119,90€	FUNYE0810	129,50€
A3,5	FUNYE0815	109,50€	FUNYE0820	119,90€	FUNYE0825	119,90€	FUNYE0830	129,50€
B1	FUNYE0835	109,50€	FUNYE0840	119,90€	FUNYE0845	119,90€	FUNYE0850	129,50€
B2	FUNYE0855	109,50€	FUNYE0860	119,90€	FUNYE0865	129,50€	FUNYE0870	129,50€
C2	FUNYE0875	109,50€	FUNYE0880	119,90€	FUNYE0885	129,50€	FUNYE0890	129,50€



capa	altura de la capa	Transparencia	Dureza
1	23%	47%	≥ 800
2	18%	46,5%	≥ 850
3	18%	46%	≥ 900
4	18%	45%	≥ 1000
5	23%	44%	≥ 1100

Hay un escáner extraoral Medit Serie-T diseñado especialmente para tí.



MEDIT T310

MIT001150

- Resolución de cámara: Mono 5.0(MP) x2
- LED Azul, 150 ANSI lúmenes
- Precisión 9 micras



MEDIT T710

MIT001160

- 4 cámaras
- Precisión 4 micras
- Escaneo flexible



MEDIT T510

MIT001155

- Triangulación óptica con variación de fase
- Escaneo con articulador
- Precisión 7 micras

Acelera tu flujo de trabajo.

El escáner de escritorio Medit T710 está equipado con un motor de escaneo rápido y un algoritmo de software altamente eficiente que funcionan en conjunto para producir un escaneo de arco completo en solo 8 segundos.

El sistema de posicionamiento avanzado y de alta velocidad de la nueva serie T está diseñado para un rendimiento óptimo para su laboratorio, acelerando su flujo de trabajo y aumentando la productividad.



Escaneo del arco completo:
8 Segundos

No es magia, es tecnología.

Los escáneres intraorales MEDIT hacen del escaneo dental un juego de niños.



Medit i600

MIT001252

Tecnología al alcance de todos.



245g Peso pluma
El más ligero de su gama



Ahorre tiempo
Tan sencillo como enchufarlo al ordenador y empezar a trabajar



Medit i700

MIT001240

Toda la potencia en tus manos.



Modo control remoto
Para facilitar la visualización



LED UV-C
La limpieza y la desinfección más eficiente



Medit i700

Inalámbrico

MIT001700

La mejor eficiencia, ahora sin cables.

Nunca restar había sumado tanto.

A todas las ventajas que tiene el modelo i700 se le añade una mayor movilidad gracias a la funcionalidad Wireless, sin cables.

La batería trabaja hasta 8 horas sin necesidad de de recarga, para una mayor comodidad.

Soldador oxhídrico SR-800

Ref. OXH0R0125

 Technoflux



OFERTA
2.499 €

SR-800

220V
800W
640x330x480 mm.
25 Kg
3 litros (Doble cuba 1,5 litros acero inoxidable)
200 Litros por hora
Automático
110 ml. por hora
2 + 2 juegos de boquillas

Cantidad máxima de sopletes trabajando simultáneamente :
Con boquilla A o B o hipodérmica : 3 sopletes.
Con boquilla C : 2 sopletes
Con boquilla D : 1 soplete
Con boquilla de ALTO CAUDAL : 1 soplete

DATOS TÉCNICOS

Alimentación
Potencia
Medidas
Peso
Capacidad electrolito
Caudal de gas
Control de presión
Consumo de agua destilada
Sopletes incluidos

Soldador oxhídrico SR-450

Ref. OXH0R0115

 Technoflux



OFERTA
1.785 €

SR-450

220V
450W
590x280x420 mm
20 Kg
3 litros (Doble cuba 1,5 litros acero inoxidable)
120 Litros por hora
Automático
110 ml. por hora
2 + 2 juegos de boquillas

Cantidad máxima de sopletes trabajando simultáneamente :
Con boquilla A o B o hipodérmica : 3 sopletes.
Con boquilla C : 2 sopletes
Con boquilla D : 1 soplete
Con boquilla de ALTO CAUDAL : 1 soplete



Mesa trabajo para laboratorio dental 2 puestos, hecha de acero

B Technoflux

Ref. MOM000600

PVP 3053,59

OFERTA
2.610 €

- Medidas: Largo 1970 mm.
Ancho 600 mm.
Alto 900 mm. (encimera)
- Bastidor en acero y planchas metálicas resistentes al fuego.
- Aspirador de 800 W y una lámpara por puesto.
- Protector de acero en tablero.
- Instalación de gas
- Sopladores.
- Manómetro.
- Apoyabrazos.
- Enchufes.
- 7 Cajones



Estación de trabajo Technoflux con micromotor incluido

Ref. MOM000400

PVP 1.706,25

OFERTA
1.690 €

- Dimensiones:
1240 x 850 x 550 mm
- Iluminación Day Light
- Potencia: 650 W
- Voltaje 220 V



Mesa trabajo para laboratorio dental 1 puesto acero **B** Technoflux

Ref. MOM000500

PVP 2277,35

OFERTA
1.995 €



Aspiración portátil para laboratorio

B Technoflux

Ref. PUL0M1500

PVP 930,00

OFERTA
620 €

- Dimensiones:
35,5 cm x 30 cm x 34 cm
- Peso: 16 kgs
- Alimentación:
220 V / 110 V - 50/60 Hz
- Potencia calculada:
500 W



Silla de trabajo ergonomica con ruedas

DURSTON
TOOLS

Ref. MOB0I0095

OFERTA
250 €

- Peso: 12,5 kg
- Certificación de asiento de 8 horas
- Elevación variable entre 48 y 57 cm
- Posición de inclinación y posición fija



Todo tipo de composiciones

B Technoflux

Ejemplo de montaje en combinación de cuatro elementos.
Proyecto, diseño y planificación de BENMAYOR S.A. con marca Technoflux.

Nota: Transporte
NO INCLUIDO en el precio.

**CONSÚLTENOS SOBRE
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
DE SU LABORATORIO**



Mesa acero para
horno de ceramica

Ref. MOM001000

450 €

Modulo esquinero
para mesa trabajo
laboratorio

Ref. MOM002000

495 €

Micromotor Marathon N7 de escobillas 40000rpm

Ref. PUL4M3067

PVP 508,50

OFERTA
339,00 €

El micromotor N7 de Marathon es un potente micromotor de escobillas. Con un gran rendimiento y durabilidad, ofrece una velocidad máxima de hasta 40.000 rpm.

- Velocidad de hasta 40.000 rpm
- Potencia: 100W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque: 2,9 N/cm



marathon

Micromotor Marathon MULTI 600

marathon

Ref. PUL4M3002

OFERTA
990 €

El micromotor Multi 600 Mixto de Marathon es un micromotor de inducción que permite la posibilidad de añadir una pieza de mano de escobillas o martillo percutor que funcione mediante escobillas.

- Velocidad de hasta 50.000 rpm
- Potencia: 230W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque: 7,8 N/cm



Micromotor Marathon K35 (Blanco) de Escobillas

Ref. PUL4M3110

PVP 448,50

OFERTA
299,00 €

- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 40W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz



marathon

Micromotor SMT K38 (Blanco) Sin Pedal

marathon

Ref. PUL4M3100

PVP 675,00

OFERTA
450,00 €

- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 25W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz



Micromotor MARATHON N7 Escobillas 40000rpm con pedal FS60

marathon

El micromotor N7 de Marathon es un potente micromotor de escobillas. Con un gran rendimiento y durabilidad, ofrece una velocidad máxima de hasta 35.000 rpm.

- Velocidad de hasta 40.000 rpm
- Potencia: 100W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque: 4,5 N/cm



Ref. PUL4M3060

PVP 373,75

OFERTA
325,00 €

Con pieza de mano SH37LN



Ref. PUL4M3065

PVP 373,75

OFERTA
325,00 €

Con motor intramatic



Micromotor Technoflux Cyclone 90w Escobillas 35.000 RPM

Ref. PUL4M2500

PVP ~~245,00~~
OFERTA
195 €

- Velocidad: 0-35000 RPM
- Potencia: 90W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.0 N/cm



El nuevo micromotor de escobillas con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico, pequeño y ligero con una gran calidad.

B Technoflux

Micromotor Technoflux HURRICANE 90W escobillas 35.000 Rpm

Ref. PUL4M2600

PVP ~~245,00~~
OFERTA
250 €

- Velocidad: 0-35000 RPM
- Potencia Salida: 90W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.0 N/cm



El primer micromotor digital de escobillas con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico, pequeño y ligero con una gran calidad.

B Technoflux

Micromotor MARATHON Champion 3 de escobillas 35.000rpm

Ref. PUL4M3070

PVP ~~218~~
OFERTA
190,00 €

- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 40W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque 3,2 N/cm



marathon

Micromotor MARATHON ESCORT III escobillas 35.000rpm

Ref. PUL4M3090

PVP ~~241,50~~
OFERTA
210,00 €

- Velocidad hasta 35.000 rpm
- Potencia: 40 W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.2 N/cm



marathon

CAD/CAM - Discos de cera YETI DENTAL



- La cera estable permite el fresado minucioso
- Superficies homogéneas
- Las piezas mecanizadas son lisas
- El descenso de la temperatura es a 120°C
- Los blancos no se derriten y no manchan
- Se quema sin dejar ningún residuo

Codigo	Descrpción	PVP	OFERTA
FUNYE0575	(98,5) Gris - Medio - 14 mm	40,25€	29,95€
FUNYE0580	(98,5) Gris - Medio - 16 mm	44,85€	35,95€
FUNYE0585	(95) Gris - Medio - 14 mm	44,85€	29,95€
FUNYE0590	(95) Gris - Medio - 16 mm	44,85€	29,95€
FUNYE0595	(95) Gris - Medio - 20 mm	51,75€	29,95€
FUNYE0600	(98,5) Beig - Duro - 14mm	40,25€	29,95€
FUNYE0605	(98,5) Beig - Duro - 16mm	44,85€	29,95€
FUNYE0610	(98,5) Blanco - Duro - 14 mm	40,25€	29,95€
FUNYE0615	(98,5) Blanco - Duro - 20 mm	51,75€	29,95€
FUNYE0620	(98,5) Blanco - Duro - 12 mm - 12piezas	342,85€	285,50€
FUNYE0625	(98,5) Blanco - Duro - 20 mm - 12piezas	342,85€	285,50€

Codigo	Descrpción	PVP	OFERTA
FUNYE0630	(98,5) Azul - Duro - 14 mm	40,25€	29,95€
FUNYE0635	(98,5) Azul - Duro - 20 mm	51,75€	29,95€
FUNYE0640	(98,5) Azul - Duro - 25 mm	51,75€	29,95€
FUNYE0645	(98,5) Azul - Duro - 30 mm	51,75€	29,95€
FUNYE0660	(98,5) Verde - Duro - 20 mm	51,75€	29,95€
FUNYE0665	(98,5) Verde - Duro - 25 mm	51,75€	29,95€
FUNYE0655	(98,5) Azul - Duro - 20 mm - 12 piezas	342,85€	255,00€

Horno precalentamiento SIRIO Serie 725 Fire Light Mufla Sr7



Ref. MIS001200

PVP ~~1523,75~~
OFERTA
1.465 €

PEQUEÑO

Ref. MIS001300

PVP ~~1667,50~~
OFERTA
1.595 €

MEDIANO

Ref. MIS001400

PVP ~~2133,25~~
OFERTA
1.995 €

GRANDE

El horno Serie 725-L es una unidad de control electrónico con micro procesos y memoria permanente. Dispone de un programa para recubrimientos tradicionales, que contiene hasta 3 rampas (con la opción de temperatura, tasa de aumento de temperatura expresada en °C por minuto y tiempo de mantenimiento) y un programa específicamente estudiado para recubrimientos rápidos.

Todas estas versiones pueden equiparse con aspiración de humo.



Horno Precalentamiento SIRIO Serie 750 Fire Light Mufla Sr7



Ref. MIS001500

PVP ~~2160,00~~
OFERTA
1.680 €

PEQUEÑO

Ref. MIS001600

PVP ~~2437,50~~
OFERTA
1.625 €

MEDIANO

La marca Sirio es apreciada en todo el mundo por sus cualidades técnicas, alto rendimiento y diseño además de sus precios competitivos. La constante evolución, la innovación y la investigación tecnológica han permitido a esta empresa posicionarse positivamente dentro del mercado global.

El horno Serie 750-S es una unidad de control electrónico con micro procesos y memoria permanente. Es capaz de memorizar hasta 7 ciclos o programas que se guardan en la memoria hasta que el operador decide modificarlos. Cada programa contiene 4 rampas y para cada rampa es posible configurar hasta 3 variables: temperatura, tasa de incremento y tiempo de mantenimiento.



Horno para cerámica SIRIO Modelo Luxor ceramic SR852



Ref. MIS002600

PVP ~~4723,43~~
OFERTA
3.560 €

Horno de inyección SR852 de la marca Sirio
Controlador electrónico
Temperatura máxima: 1200°C
Variación temperatura: 2-200°C
Pantalla LCD gráfica reo iluminada azul
Modelo disponible con bomba



Generador De Vapor Technoflux Modelo Top Steam 2000



Ref. MIS002090

PVP ~~675,00~~
OFERTA
450 €

El generador de vapor Top Steam 2000 de Technoflux ha sido especialmente diseñado para la limpieza y desinfección durante su aplicación en las industrias joyera, relojera y dental.

Está fabricado bajo altos estándares europeos para garantizar su durabilidad, fiabilidad y eficiencia energética.



Recortadora Modelos Disco Diamante

Ref. MIS000202

PVP ~~1545,00~~
OFERTA
1.030 €

En seco

Ref. MIS000203

PVP ~~1483,50~~
OFERTA
1.030 €

Con agua



Recortadora con disco diamante de la marca Sirio

Trabaja con el disco de diamante y no necesita ningún proceso de enfriamiento. Se debe conectar todos modos a un aspirador para aspirar el polvo de yeso.

CARACTERÍSTICAS:

- Salida: 600W
- Peso: 17Kg
- Velocidad de rotación: 2.800rpm

Aspirador SIRIO 1000W -AS146

Ref. MIS000204

PVP ~~523,50~~
OFERTA
349 €

Este aspirador de Sirio contiene un sistema de filtrado especial para arenas extra finas y un motor bypass de alta potencia.

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 390 x 570 mm
- Peso: 7,5 kg
- Alimentación: 230V ? 50/60 Hz
- Potencia: 1000W



Prensa Hidraulica Sirio Modelo P400 Para Tres Muflas

Ref. MIS000100

PVP ~~892,50~~
OFERTA
595 €

La prensa hidráulica P400 de Sirio, tiene capacidad para tres muflas a una presión máxima de 400 bares. (Kg. /cm2), normalmente la presión de trabajo está al límite a 200 Bar.

Ejerce hasta una presión sobre mufla de 1.500 Kg.



Pulidora con kit de accesorios

Ref. PULOP0150

PVP ~~259,75~~
OFERTA
225 €

- Dimensiones: 45x44x20(cm)
- Voltaje: 220V +/- 22V 50Hz +/-1 Hz
- Potencia: 370W (0,5 HP)
- Velocidad: 2.800 rpm



Pulidora 2 Velocidades - PL 160 400W

Ref. MIS000207

PVP ~~550,00~~
OFERTA
480 €

- Peso: 12 kg
- Velocidad de rotación: 1400 - 2800 rpm
- Alimentación: 220-240V - 50/60 Hz



Conos para pulidora SIRIO

Derecho
 Ref. MIS000211
 Izquierdo
 Ref. MIS000212

OFERTA
36 €
 PVP ~~49,00~~



Generador de Vapor Sirio Mod. SR902

Ref. MIS002100

PVP ~~2325,00~~
OFERTA
1.550 €

Conexión directa al suministro de agua. Incorpora dispositivos de seguridad y válvula de seguridad mecánica para un control correcto del estado de la resistencia y la caldera.



Descalcificador Sirio SR 907

Ref. MIS002201

PVP ~~315,00~~
OFERTA
246,75 €

Desmineralizador de agua potable, por resinas catiónicas.



Imprescindible con su generador de vapor.

Mezcladora con Bomba De Vacío Modelo SR330T IN-MIX de Sobremesa

Ref. MIS000900

PVP ~~2175,00~~
OFERTA
1.390 €

Aparato batidor al vacío para revestimientos y escayolas con un manejo sencillo e inequívoco.

Sujeción automática de la taza mediante sistema de vacío por depresión neumática (sistema ventor).

Máquina extremadamente silenciosa y segura.



Arenadora SR 922R

Ref. MIS001800

PVP ~~1620,00~~
OFERTA
1.245 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 390 x 430 x 430 mm
- Peso: 16 kg
- Fuente de alimentación: 230V ? 50/60 Hz
- Potencia: 9 W
- Presión del aire: 1.5-6 bar



Vibrador Sirio

Ref. MIS000500

PVP ~~375,00~~
OFERTA
250 €
PEQUEÑO

Aparatos de elevada potencia y potenciómetro regulable con intensidad de vibración variable. Superficie de trabajo en goma de fácil absorción de vibraciones. Pies con ventosa para una mejor adherencia a la mesa de trabajo.



Ref. MIS000600

PVP ~~448,88~~
OFERTA
265 €
MEDIANO



Ref. MIS000700

PVP ~~521,18~~
OFERTA
325 €
GRANDE



Separadora modelos con aspiración e indicador láser modelo SR2

Ref. MIS001105

PVP ~~2835,00~~
OFERTA
1.549 €

CARACTERÍSTICAS:

- Separador de modelos
- Indicador LASER
- Aspiración incorporada
- Puerta-soporte de modelo con sujeción electromagnética



Generador de vapor STEAM SR900S

Ref. MIS002000

PVP ~~1575,00~~
OFERTA
1.195 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 220 x 300 x 500 mm
- Peso: 10 kg
- Fluido: Vapor
- Llenado: Manual
- Potencia: 2000W
- Presión: 4,5 bar



Ultrasonidos ESTMON Electronic Series mod. Tce-600 6 litros



Equipo de limpieza ultrasónica equipado con la última tecnología y la garantía de fabricación ESTMON. Permite visualizar y controlar mediante el teclado táctil todos los parámetros necesarios para obtener una excelente limpieza ultrasónica.

Ref. LIM0E0220

PVP ~~473,80~~
OFERTA
412 €

2,2 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E022C
Ref. LIM0E0300

PVP ~~556,60~~
OFERTA
484 €

3 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E030C
Ref. LIM0E0450

PVP ~~695,75~~
OFERTA
605 €

4,5 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E045C
Ref. LIM0E0600

PVP ~~834,90~~
OFERTA
726 €

6 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E060C

Añada la cesta correspondiente desde solo 21,60

Máquina de vacío para adaptaciones termoplásticas

Ref. MIT000600

PVP ~~224,95~~
OFERTA
195 €

- Varios tipos de planchas.
- Varias funciones.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz +10 %.
- Potencia: 1.000 W.
- Peso: 6 Kg.
- Medidas: 25 x 21 x 30 cm.



Plancha Termoplástica Cuadrada Rígida

Ref. MIT000630

PVP ~~14,00~~
OFERTA
7,95 €

1,5mm - CX5

Ref. MIT000640

PVP ~~12,00~~
OFERTA
9,50 €

2,5mm - CX5

Ref. MIT000620

PVP ~~7,50~~
OFERTA
6,95 €

1mm - CX5
Transparente


Unidad para curado Tray Lux M5

Ref. MIT001000

PVP ~~285,00~~
OFERTA
185 €

CARACTERÍSTICAS:

- 27W de potencia.
- Ajuste digital del tiempo de curado.
- Compacta, de fácil limpieza.
- Construida en acero.



Placa Soft Cuadrada Bio-Art

Ref. MIT000670

2mm - Flexible CX10

17,95 €
Ref. MIT000680

5mm - Flexible CX5

17,95 €
Ref. MIT000610

3mm - Semi rígida CX10

17,95 €
Ref. MIT000650

0,6mm - Semi rígida CX5

17,95 €
Ref. MIT000660

1mm - Flexible CX10

17,95 €

Las placas soft de 0.2 mm sirven para hacer férulas de blanqueamiento para casa y cubetas de fluorización, tienes diferentes colores.



Olla neumática a presión modelo POL-02 - 6 litros de Capacidad

Ref. MIS000300

PVP ~~289,00~~

OFERTA
239,24 €

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad 6 L.
- Válvula de seguridad que actúa superando los 2,5 bar.
- Acero Inoxidable
- Fácil apertura
- Totalmente segura



Lupas Bio Art

Ref. GEM0U0410

OFERTA
36,00 €
3,5X

Ref. GEM0U0400

OFERTA
36,00 €
2,5X



Planchas rosas fotopolimerizables Caja 50 unidades

Ref. MIT001005

OFERTA
46,45 €
1,4mm

Ref. MIT001006

OFERTA
46,45 €
2,2mm



Arco facial para articulador Tipo Arcon

Ref. VZB005110

PVP ~~98,25~~

OFERTA
55,50 €

Instrumento que permite registrar la posición de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo, y transfiere el registro para el articulador.



Arco facial BIO-ART elite

Ref. VZB000540

PVP ~~278,25~~

OFERTA
155,50 €

El nuevo Arco facial Élite dispone de un sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el paciente.



Articulador semiajustable TECHNOFLUX ARQUMED-SENIOR

Ref. VZB005000

PVP ~~260,87~~

OFERTA
205,50 €

Ref. VZB005100

PVP ~~306,65~~

OFERTA
265,50€
+ Estuche + Arco

El Articulador Arqumed-Senior deTechnoflux está indicado para la reproducción de las posiciones maxilo-mandibulares estáticas y dinámicas.

Gracias a su alta precisión y a sus múltiples ajustes consigue unas reproducciones excelentes.Su estructura de construcción robusta ofrece una gran estabilidad, a la vez que proporciona una gran visibilidad.

El articulador de Technoflux es semi-ajustable, de tipo arcón.



Packs Articulador BIO-ART A7 PLUS E



Ref. VZB000510

PVP ~~509,25~~
OFERTA
339,50 €

Articulador BIO-ART A7 PLUS E
+ Arco facial standard
+ Estuche

Herramienta indispensable en odontología para transferir la disposición y movimientos de la arcada del paciente.

Instrumento ideal para clínicas y también para estudiantes de odontología, ya que con sus características se pueden resolver la mayoría de casos de prótesis dentales.



Ref. VZB000520

PVP ~~427,50~~
OFERTA
245,00 €

Articulador BIO-ART A7 PLUS E
+ Estuche

Ref. VZB000515

PVP ~~682,50~~
OFERTA
455,00 €

Articulador BIO-ART A7 PLUS E
+ Arco facial Elite
+ Estuche

Articulador de charnela cromado



Ref. VZB000360

PVP ~~27,54~~
OFERTA
18,36 €

Grande



Articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria.

El maxilar superior con regulación por tornillo.

Ref. VZB000380

PVP ~~15,38~~
OFERTA
10,25 €

Pequeño



Articulador Charnela Con Base Redondeada



Ref. VZB000390

PVP ~~14,25~~
OFERTA
9,50 €

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



Articulador Para Coronas Y Puentes Dorado



Ref. VZB000385

PVP ~~15,38~~
OFERTA
10,25 €

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



Articulador Tres Puntas Jt-03 (Tipo Japones)



Ref. VZB000410

PVP ~~29,93~~
OFERTA
19,95 €

Este articulador es fácil manejar. Dispone de un movimiento mandibular en base a registro medios obtenidos de los diagnósticos clínicos.

Incorpora unos muelles por encima de los cóndilos permite desplazar al maxilar superior retornando después a su posición original.



Articulador De Charnela Pequeño Dorado



Ref. VZB000375

PVP ~~15,38~~
OFERTA
10,25 €

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

De tamaño pequeño de color dorado. Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



Pulidores para resina

- VERDES "desgastado"
- GRISES "pulido-alisado"
- VERDES CLAROS "abrillantado"

H332K
10 x 20H334KM
10 x 24H336KM
15 x 17H332K
55 x 16

TIPO	VERDES "desgastado"		OFERTA
Código	Presentación		
H332	PUL2M0410	Caja X 10	24,50 €
H336	PUL2M0430	Caja X 10	26,25 €
H338	PUL2M0440	Caja X 10	25,95 €

TIPO	GRISES "pulido-alisado"		OFERTA
Código	Presentación		
PUL2M0450	Caja X 10	24,50 €	
PUL2M0460	Caja X 10	24,50 €	
PUL2M0470	Caja X 10	24,50 €	
PUL2M0480	Caja X 10	24,50 €	

Kit pulido resina



Ref. PUL2M0400

- Excelente calidad
- Caja x 12

PVP 20€
OFERTA 19⁹⁵€

TIPO	VERDES CLAROS "abrillantado"		OFERTA
Código	Presentación		
PUL2M0490	Caja X 10	27,95 €	
PUL2M0500	Caja X 10	24,50 €	
PUL2M0510	Caja X 10	24,50 €	
PUL2M0520	Caja X 10	24,50 €	

Abrasivos para zirconio DIA STONE PM (azul)



Ref. PUL2C7200

377 - 4HP - Fino
PVP 25€**25,15€**

Ref. PUL2C7220

372 - 4HP - Fino
PVP 25€**25,15€**

Ref. PUL2C7240

372 - 6HP - Fino
PVP 28€**28,30€**

Ref. PUL2C7290

375 - 22HP - Fino 22mm
PVP 34€**35,95€**

Ref. PUL2C7210

397 - 4HP - Medio
PVP 28€**28,30€**

Ref. PUL2C7230

392 - 4HP - Medio
PVP 25€**25,15€**

Ref. PUL2C7250

392 - 6HP - Medio
PVP 28€**28,30€**

Ref. PUL2C7280

374 - 15HP - Fino 15mm
PVP 30€**35,95€**Cepillo pulidor
pelo de cabra

Ref. PUL2C8260

- Cebra y scotch brite
- No convergente
- Mod. 9280
- 80 mm
- 2 hileras
- Caja 12 /u

PVP 7,15€
OFERTA 6,75€Cepillo circular
cerda negra tipo S

Ref. PUL2C6050

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1270
- 70 mm
- 2 hileras
- Caja 12 /u

PVP 3,50€
OFERTA 3,50€Cepillo circular
cerda negra tipo S

Ref. PUL2C6090

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1480
- 80 mm
- 4 hileras
- Caja 12 /u

PVP 5,75€
OFERTA 4,75€Cepillo circular
cerda negra tipo G

Ref. PUL2C6100

- Cerda negra chungking
- 4 hileras en paralelo
- Mod. 148
- 80 mm
- Caja 12 /u

PVP 5,75€
OFERTA 4,75€

Disco franela

Ref. PUL2D2900

- Mod. 161
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras

PVP 9,30€
OFERTA 9,90€Disco
muselina blanqueada

Ref. PUL2D2910

- Mod. 164
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras

PVP 8,75€
OFERTA 9,50€Cepillo
pañó zeta para brillo

Ref. PUL2D2930

- Mod. 862
- 100/15
- 100 mm
- 15 hileras

PVP 7,80€
OFERTA 7,50€Cepillo cuero
de microfibras

Ref. PUL2D2925

- Mod. 520
- 100/7
- 100mm
- 7 hileras

PVP 16,90€
OFERTA 12,40€

Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 90 LEDs blancos 9 W

B Technoflux

Ref. MOB0S0335

PVP ~~85,50~~
OFERTA
75 €

- Muy bajo consumo
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd /LED
- Alimentación: 230 Vac / 9 W
- Dimens. brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 120 mm
- Long. cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g



Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 60 LEDs 14 W

B Technoflux

Ref. MOB0S0340

PVP ~~85,00~~
OFERTA
72 €

- 60 LEDs blancos alta luminosidad
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd / LED
- Alimentación: 230 Vac / 14 W
- Dimensiones brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 127 mm
- Longitud cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g



Lámpara 117 LEDs 24 W luz regulable 6.000 K con pinza para fijación

B Technoflux

Ref. MOB0S0400

PVP ~~110,00~~
OFERTA
99 €

- 117 LEDs blancos de alta luminosidad.
- Intensidad: 2.200 mcd / LED
- Alimentación: 230 V 24 W.
- Interruptor con regulación de intensidad de luz.
- Longitud cable: 1,2 m.
- Peso: 2.400 g.



Lámpara con lupa, 5 dioptrías de sobremesa y brazo flexible

B Technoflux

Ref. MOB0S0365

PVP ~~64,50~~
OFERTA
43 €

- 60 LEDs blancos de alta luminosidad
- Lente de 5 dioptrías.
- Soporte de mesa.
- Alimentación: 230V 14W.
- Interruptor ON/OFF.
- 14W



Compresor 22L Mod DA5001 sin secador

B Technoflux

Ref. APC000900

PVP ~~622,50~~
OFERTA
575 €

- Dimensiones: 410x410x420 mm
- Peso: 23,2 kg
- Motor de 1 cilindro
- Calderín de 22 litros
- Potencia de 0,75 HP
- Caudal de 115 l/m



Compresor 30L Mod. DA7001D

B Technoflux

Ref. APC001000

PVP ~~1.148,85~~
OFERTA
1.040 €

- Dimensiones: 560 x 450 x 640 mm
- Peso: 34 kgs
- Incluye secador de aire
- 1 cabezal de 2 cilindros
- Potencia: 0,7 HP
- Ruido: 53 dB



Compresor 50L mod.DA7002D

B Technoflux

Ref. APC001100

PVP ~~1.667,50~~
OFERTA
1.515 €

- Dimensiones: 710 x 480 x 720 mm
- Peso: 65 kgs
- Incluye secador de aire
- 2 cabezales de 4 cilindros
- Potencia: 1,5 HP
- Ruido: 54 dB



Compresor 70L mod. DA7003D

B Technoflux

Ref. APC001200

PVP ~~2.298,50~~
OFERTA
2.070 €

- Dimensiones: 940 x 480 x 720 mm
- Peso: 88 kgs
- Incluye secador de aire
- 3 cabezales de 6 cilindros
- Potencia: 2,25 hp
- Ruido: 55 dB



Máquina de soldar por láser

Ref. SOP0P0005

Technoflux



Micro Welder Power

La nueva máquina de soldar Micro Welder Power caracterizada espectacular potencia, y sus pequeñas dimensiones, se convierte en una máquina imprescindible para todos los laboratorios i clínicas que quieran realizar trabajos de soldadura de gran precisión en todo tipo de metales.

Ligera de peso, cámara integrada x10 aumentos, una gran pantalla táctil que nos permite visualizar el trabajo de soldadura a realizar con gran precisión y sus ajustes personalizados en cada uno de los tipos de trabajo.

Es posible soldar: oro, platino, cromo cobalto, acero, paladio, plata con y sin soldadura de hilo.



¡La más pequeña del mercado!

OFERTA
6.800€

El nuevo diseño, con el cuerpo reforzado, asegura una mayor comodidad para el operario, gracias a su posición de trabajo ergonómica, bajo nivel de ruido y la posibilidad de portaobjetos extraíble por los laterales.

Pantalla táctil	10X CCD digital multicolor de HD
Dimensión de la máquina:	Ø295 mm x H282 mm
Peso neto de la máquina:	13,5 KG
Microscopio	de orientación y posicionamiento
Potencia máxima:	3.5 KW
Energía pulso láser:	35J

Máquina de soldar por láser



Ref. SOP0P0007

OFERTA
PVP 4.920€

4.100€

Sin Gas Argón

Ref. SOP0P0008

OFERTA
PVP 5.000€

4.550€

Con Gas Argón

Diseño único, moderno, limpio e intuitivo. Dispone de una app diseñada especialmente para su uso. Interfaz amigable con el usuario y posibilidad de trabajar de manera independiente del móvil o tableta. Dispone de control de voz e indicador del estado del láser mediante diferentes colores de luz LED. Ahorro de tiempo y máxima efectividad a la hora de trabajar. Garantía de dos años.

Máquina de soldar por láser
Master 4.0 225J

Ref. SOP0P0010

ELETROLASER



OFERTA
PVP 4.920€

11.970€

El nuevo diseño de última generación incorpora reposabrazos reforzado que aumenta la comodidad y usabilidad, junto con la pantalla de 7" y el joystick dentro de la cámara de trabajo.

Con las últimas actualizaciones avanzadas, el láser permite un bajo uso de consumibles y un aumento en conectividad, además de mejorar el rayo láser en términos de repetibilidad.

Compacta en sus dimensiones, es adecuada para los pequeños laboratorios y también las pequeñas/medianas empresas que necesitan optimizar su espacio.