

Funciones

PLACA DE FIBRA ÓPTICA

El FOP incorporado puede tomar imágenes de alta definición más realistas e incluso se pueden encontrar fácilmente dientes agrietados.

AMPLIO RANGO DE EXPOSICIÓN

Tamaño del sensor 1,3, ancho de disparo 22,5 mm

Tamaño del sensor 2, ancho de disparo 27 mm

AMPLIO RANGO DINÁMICO

Fácil grabado de dosis bajas y altas, lo que reduce en gran medida la experiencia de grabación. La claridad y la sensibilidad de la imagen mejoran significativamente.



Resolución
1,92M (1600*1200)

Dimensión
39x27,5mm

Área activa
30x22,5mm



Centelleador
Gos

Placa de Fibra Óptica
FOB

Tipo de Chip
CMOS APS

Sistema Operativo
Windows 7/10
(32bit&64bit)
MacOS

Resolución
Parámetro real

Píxeles
2,76M (1920*1440)

Dimensión
45x32,5mm

Área activa
36x27mm



Otras
TWAIN



CÁMARA INTRA-ORAL SUPERCAM USB

- Sensor de imagen 1/4"1.22Mega Pixel CMOS
- Resolución 640x480 (480P)
- Ángulo de visión $\geq 60^\circ$
- Distorsión <5%
- Luminosidad 6 LEDS
- Campo de enfoque 5mm~35mm