

Ofertas

Válidas del 1 de mayo
al 30 de septiembre de 2025

Primavera - Verano 2025

SU REVOLUCIÓN EN PROFILAXIS
EMPIEZA AQUÍ

Nuevo

opus



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

Nueva

PRÓXIMAMENTE

C20

Cámara intraoral Full HD

FÁCIL DE USAR

FÁCIL DE CONTROLAR

 acteon



opus

**PRÓXIMAMENTE
DISPONIBLE**

**SU REVOLUCIÓN
EN PROFILAXIS
EMPIEZA AQUÍ**

¡ACTEON® se enorgullece de presentar OPUS®: nuestra nueva solución combinada para profilaxis y periodoncia.



OPUS®, acrónimo de **Original Air Polisher and Ultrasonic Scaler**, ofrece una solución completa para una limpieza de última generación y un pulido controlado, garantizando una eliminación inigualable de biofilm, manchas, sarro y control de obstrucciones.

OPUS® está diseñado para simplificar los retos diarios de la odontología, mejorar la calidad de la atención dental y maximizar la seguridad y la tranquilidad de los profesionales mediante una experiencia intuitiva excepcional para el cuidado de los pacientes.

En consultas dentales exigentes, OPUS® ofrece mayor eficiencia, seguridad y comodidad para el paciente. Su versatilidad y precisión lo convierten en una herramienta indispensable para cualquier profesional dental que busque optimizar su práctica.

BIENVENIDO AL MUNDO DE OPUS®

Ofertas ESTRELLA

Radiología intraoral
Newtron® Booster
Newtron® P5 XS B.Led

Imaging

Radiología intraoral

Equipment

Ultrasonidos / Accesorios
Aeropulidores
Polimerización
Cirugía / Implantología

Instrumentación manual

Intrumentos Premium BLISS
Espejos
Extractor de implantes
Bandejas Endocirugía

Pharma

Apertura sulcular
Higiene

Ofertas válidas hasta el 30 de septiembre de 2025 inclusive o finalización de existencias. Precios sin I.V.A. Gastos de envío no incluidos. Precios y especificaciones de este documento pueden ser modificadas por ACTEON sin previo aviso. Las fotografías, según características específicas, pueden no ser idénticas. Precios válidos salvo error tipográfico. Zona de aplicación: España y Portugal. Productos disponibles a través de los depósitos dentales distribuidores de nuestras marcas.

Documento no contractual - Copyright © 2025 ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U. Todos los derechos reservados. Ninguna información o parte de este documento puede ser reproducida o transmitida bajo cualquier forma sin la autorización previa de ACTEON.

Fecha de creación: abril'2025.

Los productos sanitarios presentados incluyen el marcaje CE en cumplimiento de la normativa vigente. Los fabricantes de estos productos sanitarios son SATELEC®, SOPRO®, DE GÖTZEN, PRODONT HOLLIGER y ACTEON MANUFACTURING (a menos que se indique lo contrario). Leer atentamente las instrucciones que figuran en el etiquetado o en las instrucciones que acompañan a los productos. Todas las informaciones obligatorias solicitadas para un uso correcto de estos productos sanitarios se encuentran en el resumen de características del producto correspondiente. Todos los productos presentados están reservados al uso profesional dental.

oferta
estrella



sopix^{SD}

Ref. S_802_3007

Una imagen de calidad desde el primer disparo...

con un tiempo mínimo de exposición

Con su reconocida calidad y fiabilidad, el SOPIX^{SD} ofrece una imagen de buena resolución, 20 pl/mm, a un precio muy asequible.

Sensor SOPIX^{SD} Talla 1

~~4.978,60 €~~

2.590 €

Una imagen de calidad desde el primer disparo con un tiempo mínimo de exposición.

- Obtenga imágenes contrastadas aprovechando un diagnóstico más fiable gracias a la tecnología **FIBER** 2 PIXEL
- Proteja las imágenes de la sobreexposición con la tecnología **Ace** technology
- Ahorre tiempo con un sensor que siempre está listo para usar.
- Compatible con todos los softwares de imagen.

oferta
estrella

pspix2

Ref. S_702_0001



El escáner personal de
radiología intraoral

EXPERIENCIA
MEJORADA
DEL PACIENTE
CON VARIOS
TAMAÑOS
DE PLACAS DE
FÓSFORO FINAS
Y FLEXIBLES

- Diseño compacto y de fácil acceso: el escáner de placas de fósforo más pequeño del mercado.
- Gran calidad de imagen y placas muy flexibles.
- Concepto exclusivo de "Clic & Scan".
- Para un uso personal o un entorno "multiusuario", ya que puede ser compartido hasta en 10 puestos de trabajo.



~~8.109,00 €~~

4.850 €

Dotado de 4 placas de fósforo (2 x talla 1 y 2 x talla 2), 200 fundas higiénicas (100 x talla 1 y 100 x talla 2), 1 portaplacas y 1 lápiz para pantalla táctil.

oferta
lanzamiento
estrella

C20

FÁCIL DE USAR

FÁCIL DE CONTROLAR

Nueva

La nueva cámara C20 permite un diagnóstico sencillo, la planificación del tratamiento y la comunicación con el paciente, además de una atención interactiva bidireccional.



Full HD



Halo
brillante



Luz
antivaho



Rotación
automática

S_C20_0002

1.990,00 €

1.100 €



oferta
estrella

PACK SOPIX^{SD} + C20

sopix^{SD}

Ref. S_802_3007

Una imagen de calidad
desde el primer disparo...

con un tiempo
mínimo de exposición



~~6.768,60 €~~
3.550 €



Con su reconocida calidad y fiabilidad, el SOPIX^{SD} ofrece una imagen de buena resolución, 20 pl/mm, a un precio muy asequible.

Sensor SOPIX^{SD} Talla 1

- Obtenga imágenes contrastadas aprovechando un diagnóstico más fiable gracias a la tecnología **FIBER PIXEL**
- Proteja las imágenes de la sobreexposición con la tecnología **Ace**
- Ahorre tiempo con un sensor que siempre está listo para usar.
- Compatible con todos los softwares de imagen.



C20

Cámara intraoral Full HD

S_C20_0002

- Full HD.
- Halo brillante.
- Luz antivaho
- Rotación automática.



Nueva



RADIOLOGÍA INTRAORAL

C50
CÁMARA FULL HD

**Su visión.
Donde otros
solo pueden imaginar**

- Full HD.
- Modo visión.
- Autofocus.
- Macrovisión.
- Profundidad de campo.


C50
CÁMARA FULL HD
Ref. S_C50_0002

~~3.486,00 €~~
2.558 €




Modelo "D" (Daylight)

Modos de visión



DAYLIGHT

Registro de **colores naturales**, identificación de patologías y seguimiento del paciente.



DAYLIGHT+

Altos contrastes, fisuras anatómicas y detalles de la estructura de la dentadura.

Modos de cámara



INTRAORAL

Seguimiento odontológico diario.



RETRATO

Seguimiento de ortodoncia.

C50
CÁMARA FULL HD
Ref. S_C50_0001



~~3.900,00 €~~
2.678 €

Modelo "PREMIUM"

- Mismos modos de visión (Daylight y Daylight+) y modos de cámara (intraoral y retrato) que la versión estándar.
- Cámara intraoral, revelación de la placa dental y las inflamaciones gingivales y detección de caries en un sistema de diagnóstico que agrupa las ventajas de la tecnología basada en la fluorescencia y en la amplificación cromática selectiva.
- Ayuda al diagnóstico y a la integración al flujo de trabajo.



PERIO

Mejora de la **placa dental y de la inflamación gingival** gracias a la amplificación cromática.



CARIO

Detección de caries por técnica de **fluorescencia** por LEDs.



RADIOLOGÍA INTRAORAL



Una imagen de calidad desde el primer disparo con un tiempo mínimo de exposición.

sopix 2
Ref. S_802_0004

SOPIX² proporciona una calidad de imagen excepcional, 25 pl/mm, utilizando las mejores tecnologías disponibles.

Sensor SOPIX² Talla 1



~~6.623,90 €~~
2.990 €

- ▶ Obtenga imágenes contrastadas aprovechando un diagnóstico más fiable gracias a la tecnología **FIBER 2 PIXEL**
- ▶ Proteja las imágenes de la sobreexposición con la tecnología **Ace**
- ▶ Ahorre tiempo con un sensor que siempre está listo para usar.
- ▶ Compatible con todos los softwares de imagen.

C20

Cámara intraoral Full HD

FÁCIL DE USAR FÁCIL DE CONTROLAR



Full HD

Capture cada detalle para realizar diagnósticos fiables.



Halo brillante

Vea con claridad, incluso en las zonas más oscuras.



Luz antivaho

Trabaje sin interrupciones, incluso en condiciones difíciles.



Rotación automática

Manténgase concentrado con una orientación de imagen sin esfuerzo.

Nueva

oferta
estrella



newtron booster

Compacto y eficaz

- Tecnología Newtron.
- Pieza de mano SP NEWTRON®, esterilizable y tres insertos: 1, 1S y H3.



Dotado de una pieza de mano SP NEWTRON® y una llave dinamométrica esterilizables y tres insertos: 1, 1S y H3.

Ref. F60207

1.468,80 €


871 €

1 inserto IP1 SIN CARGO

La mejor solución para la limpieza de implantes

implantprotect
pure titanium

- Inserto de titanio puro con una extremidad más larga para la limpieza del límite del implante y el desbridamiento de roscas largas.



Inserto IP1
Ref. F02121,
valorado en 156 €.

TOTAL
4 Insertos:
1, 1S, H3
e IP1



Ideal para el tratamiento de la periimplantitis



Vídeo del protocolo ImplantProtect

oferta
estrella

newtron
p5XS



Diseño y ergonomía

- Pieza de mano SP NEWTRON®.
- Exclusiva tecnología NEWTRON® que genera vibraciones ultrasónicas controladas y adecuadas para múltiples tratamientos clínicos, respetando el bienestar del paciente.
- La gama de equipos Newtron y la más amplia gama de insertos del mercado, le ofrece un gran rendimiento.

Ref. F62111

3.181,60 €
1.340 €

Dotado de una pieza de mano SP NEWTRON® y una llave dinamométrica esterilizables y tres insertos: 1, 1S y H3.

newtron P5XS b-led

Polivalente y autónomo



Flujo de trabajo en
Profilaxis

Ref. F62140

~~3.181,60 €~~

1.790 €



Dotado de una pieza de mano NEWTRON® SLIM B.LED esterilizable incluyendo un anillo de luz azul, un anillo de luz blanca, una llave dinamométrica esterilizable, tres insertos: 1, 1S y H3, 5 frascos de 1,5 ml de F.L.A.G. for B.LED y un depósito de 300 ml.

Unidad autónoma combinando tecnología Newtron con un preciso sistema de irrigación:

- Pieza de mano NEWTRON® SLIM B.LED esterilizable permitiendo una vibración perfecta del inserto.
- Exclusiva tecnología NEWTRON® que genera vibraciones ultrasónicas controladas y adecuadas para múltiples tratamientos clínicos, respetando el bienestar del paciente. Su sistema de irrigación permite un flujo constante y preciso para optimizar el efecto de cavitación.
- El revelador de placa F.L.A.G. for B.LED puede diluirse en el depósito de 300 ml y aplicarse de manera muy sencilla y práctica.
- La gama de equipos Newtron y la más amplia gama de insertos del mercado, le ofrece un gran rendimiento.



Compatibilidad piezas de mano ACTEON® Equipment

Únicamente las piezas de mano ACTEON® son 100% compatibles y ofrecen todas las garantías cuando se usan con los insertos dentales ACTEON® (con anillo de color: Colour Coding System™).

PIEZAS DE MANO



SP NEWTRON®

Esterilizable.

Ref. F12281



**1 Inserto
universal N°1
SIN CARGO**

Recomendado para casos
simples: detartraje
supragingival eficaz.

Ref. F00246,
valorado en 117,90 €.

~~727,80 €~~
390 €

NEWTRON® SLIM B.LED

Esterilizable.

Ref. F12905



**1 Inserto
universal N°1
SIN CARGO**

Recomendado para casos
simples: detartraje
supragingival eficaz.

Ref. F00246,
valorado en 117,90 €.

~~958,40 €~~
590 €

1+1

Llave dinamométrica
x2

40 €

LLAVE DINAMOMÉTRICA

- Llave dinamométrica esterilizable azul.

Ref. F81330, valorada en 40,00 €.



INSERTOS

Una amplia gama de insertos que satisfacen todas las necesidades clínicas

La gama más amplia del mercado con más de 60 insertos diferentes, con diseños, aleaciones y revestimientos exclusivos y únicos, para una mayor versatilidad clínica.

PROFILAXIS



PERIODONCIA



ENDODONCIA



CIRUGÍA ENDODÓNTICA



TRATAMIENTO DE IMPLANTES



ODONTOLOGÍA CONSERVADORA Y RESTAURADORA



Por la compra de **3 insertos*** de ultrasonidos de cualquier modelo,
20% de descuento

**Los insertos pueden ser de distinto modelo.*




Compatibilidad piezas de mano ACTEON® Equipment

Únicamente las piezas de mano ACTEON® son 100% compatibles y ofrecen todas las garantías cuando se usan con los insertos dentales ACTEON® (con anillo de color: Colour Coding System™).

ULTRASONIDOS / INSERTOS

scaling



hygiene

periofine




perfect margin rounded



Saber más

Condensación



ULTRASONIDOS / INSERTOS



Saber más

periodontics

H1
F00366
136,30 €



H2L
F00367
136,30 €



H2R
F00368
136,30 €



H3
F00369
136,30 €



H4L
F00114
136,30 €



H4R
F00115
136,30 €



perio precision

P2L
F00090
174,30 €



P2R
F00091
174,30 €



PH1
F00702
121,00 €*



PH2L
F00705
121,00 €*



PH2R
F00706
121,00 €*



*Blister de 4 unidades

periosoft

perio maintenance BDR

TK1-1S
F01001
181,40 €



TK1-1L
F01004
181,40 €



TK2-1L
F02162
181,40 €



TK2-1R
F02161
181,40 €



implantprotect pure titanium

IP1
F02121
159,90 €



IP2L
F02122
159,90 €



IP2R
F02123
159,90 €



IP3L
F02124
159,90 €



IP3R
F02125
159,90 €



ULTRASONIDOS / INSERTOS



irrisafe



IRRISAFE
(Blister de 4 unidades)
121,00 €

- IRR 20-21mm** - F43807
- IRR 20-25mm** - F43808
- IRR 25-21mm** - F43805
- IRR 25-25mm** - F43806

endodontics



LIMAS ENDO
(Blister de 4 unidades)
93,30 €

- K10-21mm** - F43710
- K10-25mm** - F43712
- K15-21mm** - F43715
- K15-25mm** - F43717
- K25-21mm** - F43725
- K25-25mm** - F43727
- K30-21mm** - F43730
- K30-25mm** - F43732

endosuccess canal access prep



CAP1 F88181 177,30 €
CAP2 F88182 177,30 €
CAP3 F88183 177,30 €



ET20 F88011 135,00 €
ET40 F88012 135,00 €

endosuccess retreatment



ET20D F88013 138,00 €
ET40D F88014 138,00 €

endosuccess retreatment



ET18D F88017 138,40 €
ETBD F88020 149,70 €
ET25 F88018 149,70 €
ET25S F88021 149,70 €
ET25L F88022 149,70 €

endodontics



ETPR F88019 127,10 €
5AE F00249 117,90 €
S04 (N°1) F88009 118,90 €

endosuccess apical surgery



AS3D F00065 149,70 €
AS6D F00079 149,70 €
AS9D F00067 149,70 €
ASLD F00080 149,70 €
ASRD F00081 149,70 €

endosurgery



S12/70D F00118 153,80 €
P14D F00106 153,80 €
P15LD F00107 153,80 €
P15RD F00108 153,80 €

ULTRASONIDOS / INSERTOS



implantprotect
pure titanium

La mejor solución
para la

**LIMPIEZA
DE
IMPLANTES**

Kit ImplantProtect

(Tratamiento de la periimplantitis)

Insertos de titanio puro de grado 4 para evitar transferencias de materiales hacia el implante.

Compuesto de 5 insertos: IP1, IP2L, IP2R, IP3L e IP3R, 1 llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.

~~733,90 €~~

651 €

Ref. F02120



endosuccess
retreatment

~~642,70 €~~

405 €

Ref. F00737

Kit Endo Success™ Retratamiento

Kit de insertos ultrasónicos para las reintervenciones no quirúrgicas de tratamientos endodóncicos. Compuesto de 6 insertos: ET18D, ET20, ET25, ET25S, ETBD y ETPR, 1 llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.



endosuccess
apical surgery

~~681,60 €~~

405 €

Ref. F00069

Kit Endo Success™ Cirugía apical

Kit de insertos ultrasónicos para las reintervenciones quirúrgicas endodóncicas compuesto de 5 insertos: AS3D, AS6D, AS9D, ASLD y ASRD, 1 llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.

air-n-go easy

Una sola pieza de mano para cubrir todas las necesidades de pulido y tratamiento.



1 kg de POLVO



1 kg de polvo
"CLASSIC"

4 sabores
Ref. F10255,
valorado en 100,50 €.

~~1.449,40 €~~

1.020 €

- AIR-N-GO® easy con adaptador KaVo *Ref. F10100*
- AIR-N-GO® easy con adaptador Sirona *Ref. F10101*
- AIR-N-GO® easy con adaptador W&H *Ref. F10102*
- AIR-N-GO® easy con adaptador Bien-Air *Ref. F10103*
- AIR-N-GO® easy con adaptador Midwest *Ref. F10105*

- Mayor libertad de movimiento para tratamientos más precisos.
- 4 boquillas intercambiables: SUPRA (standard), PERIO easy, PERIO y PERIO Maintenance (opcionales).
- Pieza de mano mucho más fácil de limpiar.

Polvo AIR-N-GO® "CLASSIC"



2+1

Por la compra de **2 cajas***
de polvo AIR&GO "Classic" le regalamos
1 caja adicional

4 frascos de 250 g.

- Menta pimentada: *Ref. F10250*
- Limón: *Ref. F10251*
- Frambuesa: *Ref. F10252*
- Cola: *Ref. F10253*
- Neutro: *Ref. F10254*
- Multisabor: *Ref. F10255*

**Pueden ser de distintos sabores.*

POLVOS
100%
compatibles

3 unidades a

~~100,50 €~~

67 €

Cada caja

POLIMERIZACIÓN

miniled standard

~~1.290,50 €~~

947 €

Polimerización de todos los composites en menos de 12 segundos (3 mm).
3 programas: rápido, pulsado y progresivo.

POTENCIA:

- 1.250 mW/cm² con fibra óptica de Ø7,5 mm.

**1 instrumento manual
PREMIUM SIN CARGO**

bliss



- Espátula de modelado CMS1.
Ref. 194.12SI, valorado en 70,70 €.



miniled ortho2

Ref. F05220

~~1.679,00 €~~

1.169 €

Especial para Ortodoncia

- 4 tiempos de polimerización: 4, 8, 12 y 32 segundos.

POTENCIA:

- 3.000 mW/cm² con fibra óptica de Ø5,5 mm.



**1 instrumento manual
PREMIUM SIN CARGO**

bliss



- Espátula de modelado CMS1.
Ref. 194.12SI, valorado en 70,70 €.



piezotome cube



Potencia ajustada
para máxima seguridad y
eficiencia.



60w
EL MÁS
POTENTE

GENERADOR PIEZOELÉCTRICO CON LUZ LED DE GRAN POTENCIA PARA CIRUGÍA IMPLANTARIA

- Pantalla táctil y orientada al usuario para el acceso directo a los principales parámetros de configuración.
- Unidad compacta.
- Bomba con ajuste preciso.
- Sistema de montaje rápido.
- Asepsia perfecta.

Dotado de 1 Kit Essential de 6 inserts (BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3 y LC2), 1 Pieza de mano esterilizable PIEZOTOME CUBE LED (60 W), 1 llave dinamométrica, 1 pedal multifunción, 1 soporte de irrigación, 1 soporte para pieza de mano, 2 líneas de irrigación esterilizables con 15 perforadores y 5 clips de irrigación esterilizables.



1 MALETA PARA PIEZOTOME CUBE SIN CARGO

POTENCIA INTUITIVAMENTE ADAPTADA PARA MÁXIMA EFICIENCIA Y SEGURIDAD

Asistencia inteligente D.P.S.I. proporciona:

- Aumento de un **30%** de potencia, mejorando el rendimiento de corte.
- Disminución de un **10%** de potencia, preservando los tejidos blandos.



Maleta (Ref. MALCUB)
Valorada en 278,30 €.

~~7.723,40 €~~
5.450 €

Ref. F50100

INSERTOS

- Extracción (sindesmotomía).
- Osteotomía/osteoplastia.
- Expansión de cresta.
- Elevación de seno por vía lateral o crestal.
- Cirugía ortodóncica acelerada.
- Alargamiento coronario.
- Remodelación ósea.

**Los insertos pueden ser de distinto modelo.*



Por la compra de
2 insertos*
de cirugía ósea
de cualquier modelo,
20%
de descuento

servotome

Electrobisturí
de alta frecuencia



Ref. F57210

- Electrobisturí con corte y coagulación simultáneos.
- Realice cirugías orales sobre tejidos blandos de manera rápida, precisa y segura.
- Con brazaletes conductor y kit de 10 electrodos.

~~1.784,50 €~~
1.576 €

INSTRUMENTACIÓN MANUAL

Kits BLISS® Una solución completa para cada protocolo clínico

Kit Prophylaxis bliss

8 instrumentos

Bandeja Easy Clip
+ 8 instrumentos especiales para profilaxis.



Ref. 400CSS.SI

P.V.P.: 491,90€


Precio oferta:

393 €

Kit Endodontic bliss

11 instrumentos

Bandeja de cirugía: 285x92x37 mm
+ 12 instrumentos especiales para endodoncia
+ 1 Soporte endodóntico - verde.



Ref. 401CSS.SI

P.V.P.: 730,10€

Precio oferta:

584 €

Kit Diagnostic bliss

4 instrumentos

Bandeja Easy Clip
+ 4 instrumentos especiales para diagnóstico.



Ref. 402CSS.SI

P.V.P.: 425,80€

Precio oferta:

100 €

Kit Care bliss

5 instrumentos

Bandeja Easy Clip
+ 5 instrumentos especiales para cuidado dental.



Ref. 403CSS.SI

P.V.P.: 463,30€

Precio oferta:

130 €

Kit Restoration bliss

9 instrumentos

Bandeja Easy Clip
+ 9 instrumentos especiales para restauración.



Ref. 404CSS.SI

P.V.P.: 346,30€

Precio oferta:

277 €

INSTRUMENTACIÓN MANUAL

ESPEJOS



5+2

Las 7 cajas de espejos pueden ser de distinto modelo.
SIN CARGO los de menor PVP.



Por la compra de 5 cajas de espejos de cualquier modelo (Aluminio, Rodio, Titanio o Pure Reflect®), le regalamos **2 cajas de espejos adicionales, SIN CARGO**

Ø3 mm

Ref. MP4303PH (Rosca Cone Socket)

Ref. MP3303PH (Rosca simple)

P.V.P.: 85,30 €

Precio oferta: 68,20 €

Ø5 mm

Ref. MP4305PH (Rosca Cone Socket)

Ref. MP3305PH (Rosca simple)

P.V.P.: 85,30 €

Precio oferta: 68,20 €

Ø7x2 mm

Ref. MP4306RPH (Rosca Cone Socket)

P.V.P.: 101,90 €

Precio oferta: 81,50 €

Ref. MP3306RPH (Rosca simple)

P.V.P.: 92,60 €

Precio oferta: 74,10 €

Ø9x3 mm

Ref. MP4310RPH (Rosca Cone Socket)

P.V.P.: 101,90 €

Precio oferta: 81,50 €

Ref. MP3310RPH (Rosca simple)

P.V.P.: 92,60 €

Precio oferta: 74,10 €

MICROESPEJOS

-20%
descuento

Diseñados para la cirugía bajo microscopio y lupa.

PURE REFLECT®:

Reflejo de alta definición.

Pure Reflect®

Casi el 100% de la tasa de reflejo.



implant remover

Kit de extracción de tornillos e implantes

LA SOLUCIÓN UNIVERSAL PARA EXTRACCIONES ATRAUMÁTICAS

- Menos traumático en la implantología, minimizan las pérdidas óseas al evitar el uso de brocas y la cirugía ósea durante la extracción de un implante.
- Los extractores izquierdo y derecho se atornillan y desenroscan alternativamente en el implante para separarlo gradualmente del hueso.



Vídeo ImplantRemover®



EXTRACCION DE TORNILLOS

La extracción de tornillos rotos puede deberse a:

- Fuerza de apriete excesiva.
- Desgaste.



EXTRACCIÓN DE IMPLANTES

Complicaciones que pueden requerir la extracción de un implante:

- Sin osteointegración / pérdida de osteointegración.
- Anomalías posicionales del implante.
- Periimplantitis, generando pérdida ósea.

Dotado de 1 llave de carraca dinamométrica, 1 adaptador, 2 extractores de implantes, 1 extractor de tornillo, 1 fresa esférica y 1 bandeja de esterilización.

Con extractores largos:

Ref. 300.24

~~863,20 €~~
708 €

Con extractores cortos:

Ref. 300.25

~~863,20 €~~
708 €

BANDEJAS endosurgery

- Destinadas a cirugías apicales con visión indirecta a través de ayudas ópticas. La ergonomía y el tamaño de los instrumentos se han adaptado para cumplir con los procedimientos.
- El objetivo es perfeccionar la eliminación de tejidos blandos a pesar de los requerimientos de la raíz y facilitar la obturación retro.

endosurgery

Ref. 230.XL

11 INSTRUMENTOS

233.20	Bandeja de cirugía 285x92x37mm + 2 clips.
610.01XL	Minibisturí.
407.16XL	Retractor de mejilla.
263.18XL	Soda de doble cara Explorer n ° 17.
135.87XL	Cureta ósea Lucas.
412.07XL	Cureta para huesos y tejidos n ° 1.
412.13XL	Cureta para huesos y tejidos n ° 2.
MP3303PH	Microespejo Pure Reflect® Ø 3 mm.
MP3306RPH	Microespejo rectangular Pure Reflect® 7x2 mm.
210.02XL	Mango XL doble para microespejos.
193.10XL	Espátula para material de obturación.
230.00XL	Cond. doble plugger 6mm / 4mm.
230.01XL	Cond. / bruñidor plugger 3mm.
164.19XL	Miniexcavador.



996,30 €

686 €

endosurgery

Ref. 231.XL

17 INSTRUMENTOS

233.20	Bandeja de cirugía 285x92x37mm + 2 clips.
610.01XL	Minibisturí.
407.16XL	Retractor de mejilla.
263.18XL	Soda de doble cara Explorer n ° 17.
135.87XL	Cureta ósea Lucas.
412.07XL	Cureta para huesos y tejidos n ° 1.
412.13XL	Cureta para huesos y tejidos n ° 2.
MP3303PH	Microespejo Pure Reflect® Ø 3 mm.
MP3306RPH	Microespejo rectangular Pure Reflect® 7x2 mm.
210.02XL	Mango XL doble para microespejos.
193.10XL	Espátula para material de obturación.
230.00XL	Cond. doble plugger 6mm / 4mm.
230.01XL	Cond. / bruñidor plugger 3mm.
164.19XL	Miniexcavador.
610.00XL	Bisturí.
210.36XL	Mango con espejo XL + Pure Reflect® n ° 4.
747.02TC	Portaagujas Castroviejo, mandíbulas curvadas, de carburo de tungsteno.
636.00TC	Tijeras Lagrange, curvadas de carburo de tungsteno.
151.K	Kit retractor 3 cuchillas.
222.02	Pinzas Perry.



1.629,70 €

1.136 €

APERTURA SULCULAR

expasyl exact

- Apertura sulcular atraumática y más amplia.
- Ahorro de tiempo de 1 a 3 minutos.
- Sin riesgo de daños al ligamento epitelial.
- Sin dolor para el paciente.
- Sin sangrado / hemostasia perfecta.
- Funciona con cualquier aplicador para composite.



Caja de **20** cápsulas:

~~149,70 €~~
130 €

Ref. 261010

**Monodosis
Monopaciente**

Caja de **50** cápsulas:

~~339,30 €~~
301 €

Ref. 261011

**Aplicador
universal**



expasyl

**Retracción gingival
eficaz y atraumática
para una prótesis
natural y estética**

- Impresión convencional y digital.
- Sellado / unión.
- Restauraciones Clase II y V.
- Implantología.
- Máxima eficacia.
- Gesto no traumático y sin dolor.
- De 5 a 8 aplicaciones por cápsula (1 gr).
- Preparación individual o múltiple.
- Acceso a las áreas anteriores y posteriores.



Mini Kit EXPASYL:

6 cápsulas + 12 cánulas
+ 1 aplicador

~~395,70 €~~
303 €

Ref. 294100

classic
by **riskontrol**



Boquillas desechables para jeringas Aire/Agua

3+1

Por la compra de **3 cajas***
de RISKONTROL "Classic", le regalamos
1 caja ADICIONAL

**Pueden ser de distintos colores / sabores.*



Caja dispensadora de 250 boquillas
no estériles.

- Blanco: Ref. 201664
- Azul: Ref. 201665
- Amarillo: Ref. 201666
- Verde: Ref. 201667
- Rosa: Ref. 201668



Flujo de trabajo en
Profilaxis



P.V.P.: 60,50 €, cada caja.

Precio OFERTA: 45,40 € / caja
(Precio resultante del 3+1 a la clínica dental).

art
by **riskontrol**



Boquillas desechables para jeringas Aire/Agua

3+1

**Por la compra de 3 cajas*
de RISKONTROL "Art", le regalamos
1 caja ADICIONAL**

**Pueden ser de distintos colores / sabores.*




Caja dispensadora de 250 boquillas no estériles.

- Blanco / Menta: Ref. 201700
- Naranja / Mandarina: Ref. 201701
- Gris / Regaliz: Ref. 201702
- Verde / Anís: Ref. 201703
- Violeta / Arándanos: Ref. 201704



**Flujo de trabajo en
Profilaxis**



P.V.P.: 64,60 €, cada caja.

Precio OFERTA: 48,45 € / caja
(Precio resultante del 3+1 a la clínica dental).

Encuentre nuestra amplia gama de adaptadores **RISKONTROL®** compatibles con más de 150 sillones

Aquí tiene una selección:

LU INOX		200150	ADEC INOX nueva jeringa		200205
D.C.I.		200152	SIRONA L		200196
KAVO HB		200153	CEFLA INOX		200197
SIRONA B		200154	LU NEW INOX		200199
FA S1		200182			

**Catálogo
de adaptadores**



**¡Contáctenos
para determinar el adaptador requerido
para su sillón!**

MÓDULOS DE ULTRASONIDOS PARA INCORPORAR A EQUIPO DENTAL

módulo



cordón



pieza de mano



SP NEWTRON



ESTÁNDAR



NEWTRON
STANDARD



LED



NEWTRON
LED



SP NEWTRON LED



SLIM



NEWTRON
SLIM Y B.LED

