



starline

ofertas

Mayo/Agosto 2025



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com



ahorro eficaz

GUANTES LÁTEX SIN POLVO



- 100% látex.
- Buena sensibilidad al tacto.
- Sin polvo
- Caja de 100 unidades.

Extra-Pequeña VE33522

Pequeña VE33524

Mediana VE33526

Grande VE33528

4,84 €

-12%

4,25 €

La caja

SELLADOR DE CONDUCTOS RADICULARES

VE65532

El cemento sellador endodóntico de Starline es un material a base de resina epoxi, suministrado como un sistema pasta-pasta en una jeringa doble para ser usado como material de obturación en conductos radiculares de dientes permanentes.



Contenido:

1 jeringa de 16g, proporción 1:1 (6.5g de base + 9.5g de catalizador),
1 espátula y 1 block para mezclar.

Características:

- Excelente capacidad de sellado con baja contracción.
- Óptima adherencia a la gutapercha y la dentina.
- Adecuada fluidez.
- Gran actividad antimicrobiana, gracias a su contenido de hidróxido de calcio.
- Fácil de mezclar por su sistema pasta-pasta.
- Por su baja solubilidad tiene estabilidad dimensional a largo plazo.
- Biocompatible.
- No mancha los dientes.
- Excelente consistencia.
- Buena radiopacidad.
- Tiempo de trabajo: Entre 3-4 horas.

-20%

59,87 €
47,90 €
La caja

COMPOSITES

MICROHÍBRIDO

- Liberación de flúor.
- Buen modelado y adaptación a la preparación.
- No es sensible a la luz ambiente.
- No se adhiere al instrumental.
- Excelente acabado con alto brillo.
- Radiopaco.

4S KIT

VE64430

- Contenido:
- 4 jeringas de 4,5 g: A2, A3, A3.5 y B2.
- 7 ml de adhesivo multi-usos fotocurable para dentina/esmalte.
- 1 jeringa 4 g de gel grabador con ácido fosfórico al 37%.
- 5 puntas dispensadoras.
- 15 pinceles aplicadores.
- 1 espátula-porta pinceles.
- 2 mezcladores.



COMPOSITE MICROHÍBRIDO
Micro-Hybrid Composite
Composito microhíbrido

4S KIT

Composite fotopolimerizable.
Material restaurador dental en base de resina.
Visible light cure composite.
Resin-based dental restorative material.
Composito fotopolimerizável.
Material de restauração dentária com base em resina.

Contenido - Content - Conteúdo:
- 4 x 4,5 g Jeringas: A2, A3, A3.5 y B2.
- 7 ml Adhesivo multi-usos fotopolimerizable.
- 4 g Silica Free Etchant Gel.
- Accesorios - Accesorios - Acessórios.

Prime Dental Manufacturing Inc.
1000 West 44th Ave. Street
Chicago, Illinois 60641 USA

Emagis Europe
Humboldtstr. 35 D-11119 Berlin
Tel: +49 30 25 00 10 00

INTERNATIONAL VENTURE, L.A.
11000 Wilshire Blvd., Suite 200
Beverly Hills, CA 90210 USA

Para uso exclusivamente profesional.
For professional use only.
Para uso exclusivo de profissionais.
Para uso exclusivo de profissionais.

CE 0128

LOT: WWC001 2020-01

VE64430_P1701171701

-60%

197,12 €
78,85 €
El kit

JERINGAS REPOSICIÓN DE 4,5 G

-50%

39,42 €
19,69 €
La jeringa

A2	VE64434
A3	VE64435
A3,5	VE64436

FLUIDO

- Composite de micropartícula con un 67% de relleno inorgánico.
- Radiopaco.
- Liberación de flúor.
- Baja contracción.
- Resistencia a la compresión 290 Mpa.

4S KIT

VE64402

Contenido:

- 4 jeringas de 2 g: A2, A3, A3.5 y B2.
- 20 puntas dispensadoras.



-60%

98,06 €
39,19 €
El kit

JERINGA DE 2 G

A1	VE64403
A2	VE64404
A3	VE64405



-55%

32,39 €
14,59 €
La jeringa

ETCHANT GEL

- Gel grabador con ácido fosfórico al 37%.
- Sin sílice.



SF KIT

VE60212

- 4 jeringas 1,2 ml etchant.
- 8 puntas dispensadoras.

-30% ~~15,38 €~~
10,75 €
El kit



JERINGA DE 50 ML

VE60208

- Gel 50 ml.
- 3 agujas dispensadoras.
- 50 puntas dispensadoras.



-25% ~~40,90 €~~
30,69 €

ADHESIVO

VE60545

- Adhesivo multi-usos fotocurable de quinta generación.
- Hidrófilo. Óptimo para técnica dentina húmeda.
- Bote de 7 ml.

-50% ~~40,90 €~~
20,45 €



CEMENTO

TEMPORAL

VE62505

- Cemento provisional sin eugenol.
- Baja solubilidad y excelente sellado marginal.
- 1 jeringa automix de 6 g y 5 puntas de mezcla.

-40% ~~38,57 €~~
23,15 €



DUAL

VE62242

- Cemento dual de ionómero de vidrio en base de resina.
- Libera flúor.
- Polimerización dual.
- Para cementación definitiva.
- 1 jeringa automix de 10 g, 5 puntas de mezcla y 5 puntas intraorales.

-35% ~~62,75 €~~
40,79 €



GUANTES NITRILO



-50%

7,01 €
3,49 €
La caja

- Fabricados 100% en nitrilo.
- No contienen polvo.
- Dedos con superficie microtexturada antideslizante para un mejor agarre sin pérdida de sensibilidad táctil.
- Caja de 100 unidades.

	Azul	Violeta	Negro
Extra-Pequeña	VE33542	VE33542-V	VE33542-B
Pequeña	VE33544	VE33544-V	VE33544-B
Mediana	VE33546	VE33546-V	VE33546-B
Grande	VE33548	VE33548-V	VE33548-B

GUANTES LÁTEX



- 100% látex.
- Buena sensibilidad al tacto.
- Ligeramente empolvados.
- Caja de 100 unidades.

Extra-Pequeña VE33502
Grande VE33508

-40%

6,73 €
4,05 €
La caja

MASCARILLAS RECTANGULARES

VE34002

- Triple capa.
- Color azul.
- Caja de 50 unidades.



-50%

3,06 €
1,55 €
La caja

MICRO APLICADORES

- Envase dispensador de 100 unidades.



Fino VE69542
Regular VE69523

-20%

4,03 €
3,19 €
El envase

PINCELES APLICADORES DESECHABLES

VE69514

- Duros y suaves. Finos y extrafinos.
- 4 x 100 pinceles. 2 mangos.

19,93 €
La bolsa



MANGOS PARA PINCELES APLICADORES

VE69528

- Bolsa de 10 unidades.

5,02 €
La bolsa



ROLLOS ESTERILIZAR

5 cm x 200 m	VE13002	15,90 €	-30%	11,15 €
7,5 cm x 200 m	VE13004	20,24 €		14,15 €
10 cm x 200 m	VE13006	28,91 €		20,25 €

El rollo



- Testigo de esterilización para la verificación del proceso.



BOLSAS AUTOADHESIVAS

- Testigo de esterilización para la verificación del proceso.
- Caja 200 unidades.

5,7 x 13,3 cm	VE13201	6,00 €	-30%	4,19 €
7,5 x 25 cm	VE13204	9,15 €		6,39 €
9 x 23 cm	VE13205	9,15 €		6,39 €
13,5 x 28,3 cm	VE13207	14,30 €		9,99 €

La caja

TALLA ESTÉRIL



- Talla estéril, impermeable y de dos capas.
- Color azul.

M: 50x75cm (100 uds)	VE36352	110,22 €	-30%	77,15 €
L: 75x90cm (50 uds)	VE36353	86,67 €		60,65 €

El paquete

BATAS DESECHABLES



M VE36325-D
L VE36325-E

- Puño elástico.
- Color azul.
- 10 unidades.

-30%
14,16 €
9,89 €
El paquete

GASAS COMPRESAS QUIRÚRGICAS

VE31202

1,61 €
El paquete

- Tejido-No Tejido. 5x5 cm.
- Alta capacidad de absorción.
- Gramaje: 30 g/m².
- Paquete de 200 unidades.



COFIA BOUFFANT

VE36341-Z

- Cofia elástica.
- Color azul.
- Bolsa 100 unidades.



6,27 €
El paquete

CUBETAS IMPRESIÓN

- Fabricadas en plástico rígido de color azul.
- Bolsa con 10 cubetas.



-15%

3,54 €
2,99 €
La bolsa

Superiores	Grande	VE03060
	Mediano	VE03062
	Pequeño	VE03064
Inferiores	Grande	VE03061
	Mediano	VE03063
	Pequeño	VE03065
Parciales • Surtido		VE03068
Surtido		VE03069

RETRACTOR DE MEJILLAS

- Disponible para adulto y niño.
- Blíster de 2 unidades.

Adulto	VE40245
Niño	VE40246



6,52 €
El blister

GAFAS PROTECTORAS

VE97044



3,46 €
La unidad



CUBETAS PARA FLÚOR

- Bolsa de 50 unidades.

-35%

15,00 €
9,75 €
La bolsa

Pequeñas - Verdes	VE90722
Medianas - Amarillas	VE90723
Grandes - Azules	VE90724

ESPEJOS MONOUSO

VE42925

- 100 unidades embolsadas individualmente.



14,93 €
La bolsa

PASTA PROFILAXIS



- Bote de 100 g.

Sabor Frambuesa	Grano Grueso	VE90590
Sabor Naranja	Grano Medio	VE90591

-25%

12,80 €
9,59 €
La unidad

CEPILLOS PROFILAXIS



• Cepillos blancos

VE90389

- Cepillos de nylon.
- Caja de 100 unidades.



En punta

VE90384

Fino

VE90382



• Cepillos Colores

VE90393

- Colores: azul, violeta, rosa y amarillo.
- Caja de 100 unidades.



COPAS PROFILAXIS

VE90322

- Caja con 100 unidades.



Colores	VE90393	40,75 €	-35%	26,49 €
Blancos	VE90389			
Fino	VE90382	29,15 €	-32%	19,79 €
Punta	VE90384			

La caja

-20%
20,13 €
16,10 €
La caja

ESTUCHES PARA PRÓTESIS

• Colores surtidos

VE97079

- Tamaño: 95 x 75 x 38 mm.
- Caja de 12 unidades.

-25%
7,36 €
5,49 €
La caja



• Tamaño XL • Azul

VE97080

- Tamaño extragrande: 100 x 85 x 38 mm.
- Caja de 8 unidades.

-15%
8,16 €
6,95 €
La caja



PARA ORTODONCIA

• Colores surtidos

VE97078

- Colores surtidos.
- Tamaño: 80 x 78 x 28 mm.
- Caja de 12 unidades.

-25%
5,60 €
4,20 €
La caja



