

# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025



## Autoclave icanCLAVE 3F

icanCLAVE 3F es un autoclave superrápido, especial para la esterilización de instrumental sin envolver, que mejora enormemente la tasa de rotación del instrumental quirúrgico y la comodidad de pequeñas operaciones como odontología.

- ✓ Puerto de impresora.
- ✓ Puerto USB
- ✓ Memoria interna.
- ✓ Puerto de impresora de etiquetas de código de barras.
- ✓ Maleta para transportar.



### Especificaciones

Voltaje, Frecuencia: 220/110V, 50/60Hz • Volumen cámara: Aprox. 3L  
 Potencia: 2300 W • Número de bandejas: 1 • Material bandejas: Aluminio  
 Tamaño bandejas: 178 x 285 mm  
 Dimensión de la cámara: 192(W) x 45(H) x 285(D)



### NORMATIVAS

- ✓ 97/23/EEC Directiva de Equipos a Presión.
- ✓ Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (MDR).
- ✓ EN 13060 Esterilizadores de vapor de agua pequeños.
- ✓ EN 61326, EN 61000 Compatibilidad electromagnética.
- ✓ EN 61010-1, UL 61010-1 Requisitos de seguridad.
- ✓ EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040 Requisitos específicos para esterilizadores de vapor usados para tratamientos de materiales médicos.
- ✓ EN 13485:2012/AC:2012
- ✓ ISO 13485:2003

Servicio Técnico Oficial ICANCLAVE en España.



Servicio Técnico Oficial  
**icanCLAVE**  
 en España

REF. 100367


**OFERTA DE LANZAMIENTO**  
**1.995 € + IVA**

## Autoclave de sobremesa 18-D clase B (18 litros)

- ✓ Válvulas ODE, bomba de vacío ULUAK y bomba de agua ULKA.
- ✓ Ultra silencioso (70 dB)
- ✓ Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, que garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- ✓ Sistema de control de alta precisión para esterilización perfecta (EN13060).
- ✓ Autodiagnóstico con códigos de error.
- ✓ Completamente automático con ciclos de esterilización preprogramados.
- ✓ Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido.
- ✓ Tanque de agua tipo abierto que permite un fácil llenado y limpieza.
- ✓ Dispone de impresora.

### Especificaciones

Dimensiones cámara 247 x 350 mm Potencia Nominal 1750 V  
 Temperatura de operación 5-40°C Máximo de humedad relativa Máx. 80%  
 Presión de operación 76-106 kPa Ruido < 70 dB  
 Disyuntor F16A/400 V Temperatura de esterilización 121/134°C  
 Capacidad tanque agua destilada 2.5 l



icanCLAVE



Servicio Técnico Oficial  
**icanCLAVE**  
 en España

REF. 100365

**SÚPER OFERTA**  
**2.852 € + IVA**

## Aspiración Sirocco S

- ✓ Potente motor de inducción.
- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro.
- ✓ Silencioso.
- ✓ LED interior.




Sirocco S  
 + caja de repaso

REF. 080534AC

**-22%** pvp 896 €  
**699 € + IVA**

### Especificaciones

Potencia 350 W Ruido 55 dB



## Incubadoras biológicas de esporas

- ✓ Sencillas y fáciles de manejar.
- ✓ Imprescindibles para realizar las pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización.
- ✓ Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.



Modelo Élite  
 Temperatura regulable  
 y display digital

REF. 100370

**-22%** pvp 383,99 €  
**300 € + IVA**



Modelo Practic  
 Funcional y económico

REF. 100375

**-22%** pvp 165,28 €  
**129 € + IVA**



# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025



## Termoconformadora por presión PlastPress

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.  
Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.

Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Láminas  $\square$  de 125 a 131 mm  
Láminas  $\circ$  125 a 134 mm



### Especificaciones

Potencia 450 W

REF. 080544

-22% pvp 1.205,78 €

941 € + IVA

NUEVO

## Termoconformadora de vacío

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas.

Láminas  $\square$  de 125 a 134 mm  
Láminas  $\circ$  125 a 134 mm (disponible adaptador para  $\circ$  120, no incluido)

### Especificaciones

Potencia 925W



REF. 080542

-22% pvp 834,25 €

651 € + IVA

## Termoconformadora por presión

La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).

### Especificaciones

Presión 4-6 bar

Potencia 450W



REF. 080543

-22% pvp 3.104,52 €

2.422 € + IVA

## Horno de secado para láminas de termoconformado

Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable.
- ✓ Temporizador de 24 horas.



### Especificaciones

Temp. 35-75°C

Consumo 550-650 W



REF. 080118

-22% pvp 343,28 €

268 € + IVA

## Láminas de termoconformado

Doble embalaje (interior-exterior). Para todo tipo de usos.

CE Producto sanitario



REFERENCIA	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 128 x 128 mm espesor	CANT.	PVP
080563	Duras	Transparente	0.5 mm	25 u.	11€
080564	Duras	Transparente	0.75 mm	25 u.	14,56€
080565	Duras	Transparente	1.0 mm	25 u.	14,56€
080566	Duras	Transparente	1.5 mm	25 u.	18,30€
080567	Duras	Transparente	2.0 mm	25 u.	27€
080568	Blandas	Translúcida	0.5 mm	25 u.	25€
080569	Blandas	Translúcida	1.0 mm	12 u.	6,98€
080570	Blandas	Translúcida	1.5 mm	12 u.	9,27€
080571	Blandas	Translúcida	2.0 mm	12 u.	13,97€
080572	Blandas	Translúcida	3.0 mm	12 u.	17,45€

## Láminas de termoconformado



CE Producto sanitario

Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas. Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarran al someterlas a vacío.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.

desde  
4 € + IVA

REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 126x126 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	4€
080577	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	6€
080578	Cristal	Duras	Transparente	2.0 mm	5	8€
080579	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	4€
REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 131x131 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080580	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	7€
080581	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	10€
080582	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	12€
080583	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	9€
080584	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	13€
REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 0125 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574R	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575R	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576R	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	5€
080577R	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	7€
080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	5€
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	5€
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	9€
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	9€
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	6€
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	11€

# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025

## Selladora de bolsas automática



575 mm  
235 mm  
202 mm  
-- kg

Rodillo opcional  
**REF. 080436**  
200 x 240 x 635 mm  
17 kg

**REF. 080435**  
-22% pvp 2.782,50 €  
**2.170 € + IVA**

## Selladora de bolsas

✓ Longitud sellado 305 mm  
✓ Anchura sellado 12 mm

\*Bobinas no incluidas



210 mm  
430 mm  
335 mm  
6,5 kg

**REF. 080433**  
**SÚPER OFERTA € 265 € + IVA**

## Bolsa autoadhesiva para esterilización

Nuevas bolsas 5x9 cm  
¡Las más pequeñas del mercado!

### Especificaciones

Ref. 080448: 5 x 24 cm	Ref. 080449: 7 x 26 cm
Ref. 080450: 9 x 26 cm	Ref. 080451: 5 x 9 cm
Ref. 080452: 14 x 28 cm	Ref. 080454: 19 x 36 cm
Ref. 080456: 25 x 40 cm	Ref. 080457: 30 x 40 cm
Ref. 080458: 30 x 45 cm	Ref. 080459: 5.7 x 13 cm

Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745)  
Conforme a las normas: ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

**NUEVO**

200 bolsas  
por paquete

**CONSULTAR  
PRECIOS**

## Bobinas para selladoras

### Especificaciones

Ref. 080441: 5 cm x 200 m
Ref. 080442: 7.5 cm x 200 m
Ref. 080443: 10 cm x 200 m
Ref. 080444: 15 cm x 200 m
Ref. 080445: 20 cm x 200 m
Ref. 080446: 25 cm x 200 m
Ref. 080447: 30 cm x 200 m

Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745)  
Conforme a las normas: ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009


**CONSULTAR  
PRECIOS**

## Film protector

Este film adhesivo ofrece una solución práctica y efectiva para entornos dentales, proporcionando una capa de protección para instrumentos y materiales.

Cada rollo contiene 1200 adhesivos precortados de 10 x 15 cm.

Color azul.




**REF. 080439**  
**OFERTA DE LANZAMIENTO**  
**10 € + IVA**

## Calentador de composite

Dispositivo para mantener calientes hasta 8 jeringuillas de composite.

### Especificaciones

Temperatura 40-50-70°C
Ø agujeros 16 mm



**REF. 080077**  
**SÚPER OFERTA**  
**225 € + IVA**

## Depósito de agua destilada

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad.

Capacidad 18 l




**REF. 080620**  
-22% pvp 393,79 €  
**307 € + IVA**

FABRICADO  
MESTRA  
ESPAÑA  
DISEÑADO

**INOX**

## Destilador descalcificador 4 litros



**REF. 100210**  
-22% pvp 294,84 €  
**230 € + IVA**

# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025

## Baños de ultrasonidos 2.8, 3.4 y 5.8 litros

- ✓ Temperatura regulable.
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.
- ✓ Fabricados en acero inoxidable.
- ✓ Con válvula de desagüe.



5.8 L

REF. 100152

-22% pvp 579,77 €  
**452 € + IVA**



Medidas interiores:  
Alto 155 mm  
Ancho 298 mm  
Fondo 152 mm



3.4 L

REF. 100151

-22% pvp 540 €  
**421 € + IVA**



Medidas interiores:  
Alto 100 mm  
Ancho 298 mm  
Fondo 152 mm



2.8 L

REF. 100150

-22% pvp 420,40 €  
**328 € + IVA**



Medidas interiores:  
Alto 100 mm  
Ancho 238 mm  
Fondo 140 mm

## Baño de ultrasonidos Calypso 4 litros




- ✓ Con calentamiento.
- ✓ Con válvula de desagüe.
- ✓ Incluye vaso de cristal.
- ✓ Incluye pinzas limpia fresas (ref. 070520)
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.

### Especificaciones

Cap. cuba 4 l  
Frecuencia 40 kHz

REF. 080422

-22% pvp 1.441,03 €  
**1.124 € + IVA**



## Ultrasonidos 180 ml con luz UV

NUEVO



### Especificaciones

Cap. cuba 180 ml	Frecuencia 42 kHz
Cuba Ø 87*38 mm	Temporizador 5/10 min
Tensión 220 50/60 Hz	Potencia 28 W

REF. 100162

OFERTA DE LANZAMIENTO  
**47 € + IVA**



## Baño de ultrasonidos para limpieza de dentaduras



\*La pila no está incluida

### Especificaciones

Alimentación 2 pilas AA

REF. 100160

CONSULTAR PRECIOS



## Baño de ultrasonidos 3 l, 2.5 y 1.4 litros

NUEVO



2,5 L

REF. 100140

-22% pvp 335,48 €  
**262 € + IVA**


**262 € + IVA**



3 L

REF. 100142

-22% pvp 218 €  
**170 € + IVA**



1,4 L

REF. 100141

-22% pvp 217,94 €  
**170 € + IVA**

**170 € + IVA**


# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025

## Mezcladora de alginato

- ✓ Fácilmente transportable.
- ✓ Ergonómica.
- ✓ Dos velocidades.
- ✓ Espátula incluida.

CE Producto sanitario MDR 2017/745



REF. 080515

-22% pvp 517,28 €  
**403 € + IVA**



Regalo de 1 taza valorada en 27,69 €  
Ref. 080515-02

## Mezcladora automática de alginato

- ✓ Cómoda mezcla automática.
- ✓ Rápida obtención de la mezcla en pocos segundos.
- ✓ Limpieza fácil de todos los componentes.
- ✓ Mezcla máxima 80 grs.



Regalo de un depósito estanco para alginato valorado en 93,20 €  
Ref. 100189



REF. 100191

-22% pvp 1.050,26 €  
**819 € + IVA**

## Localizador de ápices

- ✓ Calibración automática.
- ✓ Pantalla LCD con una imagen clara y precisa.
- ✓ Con colores diferentes.
- ✓ Accesorios esterilizables.
- ✓ Batería recargable.



REF. 100330

**SÚPER OFERTA**  
**291 € + IVA**

## Motor endodoncia

### Especificaciones

Velocidad 100-600 rpm  
Torque 1.4 N. cm  
Alimentación Pilas



CE  
0120




REF. 100350

**SÚPER OFERTA**  
**612 € + IVA**

## Cámara intraoral con autofocus y acople brazo

- ✓ Pantalla táctil LCD de 21,5 pulgadas.
- ✓ Cámara de alta definición (4K).
- ✓ Autofocus.
- ✓ Grabación de imágenes y video en memoria USB.
- ✓ Código QR para descarga de imágenes por WIFI.
- ✓ Soporte a barra.
- ✓ Sistema Android.
- ✓ Visualización de 1 o 4 imágenes en pantalla.



REF. 100336

-22% pvp 960 €  
**749 € + IVA**

**NUEVO**

## Ultrasonidos de sobremesa

CE  
0197




D3

REF. 100313

-22% pvp 320,36 €  
**250 € + IVA**

2 Funciones  
Limpieza - Periodoncia

Pieza de mano tipo satelec. Desmontable y autoclavable con 5 puntas-insertos



D5

REF. 100316

**SÚPER OFERTA**  
**300 € + IVA**

3 Funciones  
Limpieza - Periodoncia - Endodoncia

Pieza de mano tipo satelec. Desmontable y autoclavable con 6 puntas-insertos.



D7

REF. 100318

**SÚPER OFERTA**  
**622 € + IVA**

3 Funciones  
Limpieza - Periodoncia - Endodoncia

Depósito para líquidos o medicamentos de tratamiento. Pieza de mano tipo satelec desmontable y autoclavable a 135° con 8 puntas-insertos.

# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025

## Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación (desde 420 a 472 nm)
- ✓ Elevada potencia (hasta 2000 mW/cm<sup>2</sup>)
- ✓ Fácilmente ajustable en altura y orientación.
- ✓ Su display digital informa de los tiempos, potencia, etc. del proceso de blanqueamiento.
- ✓ Incluye mando a distancia, 20 férulas bucales desechables, dos gafas de protección y un retractor labial.



REF. 100340

**SÚPER OFERTA**  
**490 € + IVA**



## Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación.
- ✓ 3 tipos diferentes de fuentes de luz LED: azul, rojo y rojo + azul.
- ✓ 5 luces azules desde 430 a 490 nm.
- ✓ 2 luces rojas de alta potencia 610 a 650 nm.
- ✓ Potencia de salida hasta 2.327 mW/cm<sup>2</sup>
- ✓ 8 luces violetas con efecto de esterilización.
- ✓ Fabricada en material metálico, de apariencia elegante y fácil de montar.
- ✓ Tiempo de blanqueo ajustable.



REF. 100341

**-22%** pvp-886,39 €  
**691 € + IVA**



## Cortador de gutapercha


La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas.

Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelte el botón y la punta se enfriará rápidamente.



REF. 100349

**OFERTA DE LANZAMIENTO**  
**90 € + IVA**




## Mezcladora de siliconas

- ✓ Apta para el 99% de siliconas.



REF. 100360

**-22%** pvp-1.192,17 €  
**930 € + IVA**



### Especificaciones

Empuje 450 kg ± 10	Potencia 150 W
Temp. ambiente 5-40°C	Alimentación 240V-50Hz

## Compresores de pistón seco con secador

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto que incluye un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad.

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares. **No aptos para fresadoras.**





1. La Ref. 110340 está también disponible con filtro HEPA (H14) Ref. 110340H
2. El filtro de carbón activo Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores.

CERTIFICADO por TÜV SÜD  
Certificado de tipo N° 12202200491258001  
Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)




80 l/min  
(con secador)  
REF. 110310

**-22%** pvp-1.710,79 €  
**1.334 € + IVA**



160 l/min  
(con secador)  
REF. 110340

**-22%** pvp-2.531,09 €  
**1.974 € + IVA**



# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025

## Cabina de repaso Eclipse con aspiración incorporada

Caja de similares prestaciones a la cabina de repaso Eclipse (Ref. 080216), pero con la particularidad de integrar su propia unidad de aspiración.

Sus reducidas dimensiones, la hacen ideal en lugares con poco espacio, en los que interesa mantener limpio el entorno sin la necesidad de voluminosos equipos de aspiración. En caso de necesidad, es posible incorporar la máquina a una fuente de aspiración externa.



Delante



Detrás

NUEVO



REF. 080217

-22% pvp 595 €  
**464 € + IVA**

## Cabina de repaso Eclipse

- ✓ Acoplamiento para astillera tipo jeb.
- ✓ Posición de trabajo ergonómica.
- ✓ Lámparas LED.
- ✓ Fácil limpieza.



REF. 080216

-22% pvp 484,69 €  
**378 € + IVA**

## Mini arenadora para uso extraoral

- ✓ Granulación del óxido de 50 a 100 micras.
- ✓ Imprescindible para la limpieza de brackets.
- ✓ Adecuación de microrretenciones y coronas.
- ✓ Ajuste de contactos interproximales.
- ✓ Operaciones de arenado de precisión.
- ✓ Arenamientos oclusares.
- ✓ Inlay-onlay.



### Especificaciones

Presión de trabajo 4 a 5.5 bares  
Granulación de óxido hasta 100 micras

REF. 100122

SÚPER OFERTA  
**130 € + IVA**

## Chorro de arena - 1 vaso Eclipse I

- ✓ Un depósito y una pistola móvil para microchorreado.
- ✓ Soplador.
- ✓ Presión de trabajo 2 a 6 bares.
- ✓ Luz interior LED.
- ✓ 80 l/min



REF. 080221

-22% pvp 870 €  
**679 € + IVA**

## Chorro de arena - 1 vaso Plutón

- ✓ Un vaso de alta capacidad.
- ✓ Presión de soplado hasta 6 bares.
- ✓ Cuerpo en acero Inoxidable.
- ✓ Luz LED de alta potencia.
- ✓ Amplia visión interior.
- ✓ Consumo de aire: 80 l/min
- ✓ Presión de trabajo: 2-5 atm



NUEVO



REF. 080254

-22% pvp 877 €  
**684 € + IVA**

## Micromotor portátil inducción intramático

Autonomía 10 h

### CAJA CONTROL

Alto 45 mm Ancho 105 mm  
Fondo 145 mm Peso 0,4 kg



REF. 100282

Alto 20 mm Ancho 20 mm Fondo 155 mm  
Peso 0,2 kg Potencia 30W Torque 250 gf-cm  
Velocidad 30000 rpm

REF. 100282

-22% pvp 746,86 €  
**583 € + IVA**

## SENSE A3 (blanco) Escobillas

- ✓ Motor con escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pedal ON/OFF.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.



### Especificaciones

Velocidad máx. 35000 rpm Voltaje 0-33 V  
Torque 3.0 N-cm Pieza de mano Ø 15 x 150 mm  
Potencia 70 W Peso pieza de mano 215 g

REF. 100238

-22% pvp 229,50 €  
**210 € + IVA**

NUEVO

# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025



## Lupas bio-art

Ligera, práctica y con excelente visión clara y panorámica.

Fabricadas con resina CR-39, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia.

- ✓ Disponible con aumento de 2,5x ó 3,5x.
- ✓ Dimensiones del embalaje: (CxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.
- ✓ Peso: 65g.



**OFERTA LANZAMIENTO**

**NOUEVO**

Aumento 2,5 x  
REF. 100076  
**OFERTA DE LANZAMIENTO**  
**36 € + IVA**

Aumento 3,5 x  
REF. 100077  
**OFERTA DE LANZAMIENTO**  
**36 € + IVA**

## Lupas de aumento

- ✓ Equipadas con una práctica iluminación para evitar sombras.
- ✓ Cuatro aumentos diferentes: 1,7X, 2X, 2,5X, 3,5X



REF. 100079  
**-22%** pvp-127,29 €  
**99 € + IVA**

## Gafas de seguridad

Válvula ventilación  
REF. 100014  
**-22%** pvp-12,67 €  
**10 € + IVA**



Antivaho  
REF. 100011  
**-22%** pvp-19 €  
**15 € + IVA**

Rayos UV  
REF. 100013  
**-22%** pvp-19 €  
**15 € + IVA**

Gran visión  
REF. 100012  
**-22%** pvp-19 €  
**15 € + IVA**

## Protector facial

Soporte abatible + 10 láminas



REF. 100022  
**SÚPER OFERTA**  
**12 € + IVA**

## Protector facial

Soporte + 10 láminas



REF. 100021  
**SÚPER OFERTA**  
**13 € + IVA**

## Mufla para duplicar con alginato

- ✓ Con juego reductor de tamaño, para modelos pequeños.



REF. 020206  
**-22%** pvp-124,08 €  
**97 € + IVA**

## Vibrador redondo

Ø120 mm

- ✓ Fabricado en aluminio anodizado y pintado en blanco sobre ventosas adherentes.
- ✓ Rebaje de 30 mm para introducir la cubeta.
- ✓ Lleva potenciómetro, conmutador de regulación escalonada de vibraciones de - + y piloto luminoso de marcha.



REF. 080030  
**-22%** pvp-355,38 €  
**277 € + IVA**



## Olla Polimerizadora neumática



Manguera de conexión con cierre automático.

**Especificaciones**  
Presión máx. 2 bar  
Temp. máx. 60°C  
Capacidad 6 l



Medidas interiores: Ø 220x170 mm alto

Doble válvula de seguridad

REF. 030420  
**-22%** pvp-384,12 €  
**300 € + IVA**

## Calentador de placas de cera

- Para registros intraorales.
- ✓ Cuba y tapa de acero inoxidable.

**Especificaciones**  
Temperatura 30-75°C  
Capacidad 1l



REF. 080078  
**-22%** pvp-515,57 €  
**402 € + IVA**



# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025

## Carrito

- ✓ Fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Bandeja extraíble (495 x 345 mm)




Inox

NUEVO

REF. 100451

SÚPER OFERTA  
145 € + IVA



## Carrito

- ✓ Fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Bandeja extraíble (495 x 345 mm)




Inox


NUEVO

REF. 100452

SÚPER OFERTA  
145 € + IVA



## Carro para escáner




NUEVO

REF. 100450

-22% pvp 380 €  
380 € + IVA

## Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.



REF. 100305

-22% pvp 380,93 €  
297 € + IVA

## Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.




REF. 100307

SÚPER OFERTA  
216 € + IVA



## Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Un cajón.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.



REF. 100308

SÚPER OFERTA  
366 € + IVA



## Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de cristal.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.



REF. 100306

SÚPER OFERTA  
420 € + IVA



## Mesa de trabajo

- ✓ Mesa metálica con encimera de madera.
- ✓ Silla para puesto de trabajo Ref. 100300
- ✓ Pulidora y dos bandejas.
- ✓ Lámpara LED.
- ✓ Micromotor.



REF. 100301K2

-22% pvp 2.394,11 €  
1.867 € + IVA

- Obsequio:
- ✓ Lupa de mesa.
  - ✓ Fresero magnético.

## Silla para puesto de trabajo

- ✓ Cuatro regulaciones diferentes.
- ✓ Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

REF. 100300

-22% pvp 341,15 €  
266 € + IVA



# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025

## Articulador semiajustable tipo arcón + estuche Arquímedes Profesional A7 Plus

REF. 010099

-22% pvp 256,70 €  
**200 € + IVA**

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad y visibilidad.

- ✓ Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Traba en céntrica.



bio-art



## Set Profesional Estándar

REF. 010102

**SÚPER OFERTA**  
**265 € + IVA**

- ✓ Articulador A7 PLUS
- ✓ Arco facial estándar
- ✓ Estuche



## Set Profesional Élite

REF. 010101

-22% pvp 485,65 €  
**379 € + IVA**

- ✓ Articulador A7 PLUS
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche



## Articulador semiajustable tipo arcón + estuche Arquímedes Protrusal A7 Plus E

REF. 010103

**SÚPER OFERTA**  
**285 € + IVA**

Guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema estabilizador de los movimientos.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Sistema de trabamiento bilateral.
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar plana.



bio-art



## Set Protrusal Estándar

REF. 010104

**SÚPER OFERTA**  
**330 € + IVA**

- ✓ Articulador A7 PLUS-E
- ✓ Arco facial estándar
- ✓ Estuche



## Set Protrusal Élite

REF. 010106

**SÚPER OFERTA**  
**450 € + IVA**

- ✓ Articulador A7 PLUS-E
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche



## Articulador semiajustable tipo arcón + estuche 4000 S

REF. 010107

-22% pvp 307,35 €  
**240 € + IVA**

- ✓ Distancia intercondilar ajustable (eje expansor)
- ✓ Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- ✓ Reglaje del ángulo de Bennet.
- ✓ Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring)
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



bio-art



## Set 4000 S Estándar

REF. 010107S

-22% pvp 424,11 €  
**331 € + IVA**

- ✓ Articulador 4000S
- ✓ Arco facial estándar
- ✓ Estuche



## Set 4000 S Élite

REF. 010107E

-22% pvp 536,19 €  
**418 € + IVA**

- ✓ Articulador 4000S
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche



# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025

## Articulador tipo arcón Arquímedes Junior A7 Fix

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema de estabilización magnético (embudido) para el movimiento de la guía condilar.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Ángulo de Bennet fijo en la media 15°
- ✓ Guía condilar fija en la media 30°
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



REF. 010098

-22% pvp 143,10 €  
**112 € + IVA**

bioart

## Arco facial Estándar

Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



REF. 010102-50

-22% pvp 122,08 €  
**95 € + IVA**

bioart CE Producto sanitario

## Arco facial Élite

Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.



REF. 010100-55

-22% pvp 254,20 €  
**198 € + IVA**


bioart CE Producto sanitario

## Cajas para prótesis y ortodoncia

Fabricadas en plástico.  
25 uds. surtidas.



Dimensiones interiores



REF. 070600


CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD

## Cajas para ortodoncia

Fabricadas en plástico.  
25 uds. surtidas.



Dimensiones interiores



REF. 070590

CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD


## Cajas para prótesis

Fabricadas en plástico.  
100 unidades.

Azul  
Ref. 070000  
Rosa  
Ref. 070001



Dimensiones interiores




CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD

## Cajas para placas de ortodoncia

Azul  
Ref. 070002  
Verde  
Ref. 070006  
Verde claro  
Ref. 070007  
Naranja  
Ref. 070008



Dimensiones interiores



Fabricadas en plástico de colores.

CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD

## Cajas para ortodoncia



Fabricadas en plástico.  
5 uds. surtidas.

REF. 070622

CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD

## Cajas para ortodoncia




Fabricadas en plástico.  
5 uds. surtidas.

REF. 070618

CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD

## Cajas para ortodoncia

Fabricadas en plástico.  
5 uds. surtidas.




REF. 070616

CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD

## Caja para prótesis (con escurridera)

Fabricadas en plástico.  
4 uds.




REF. 100267

CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD

## Caja de transporte y limpieza

Fabricada en plástico.



REF. 100265

CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD

## Cajas con membrana (bolsas de 10 unidades)

- ✓ Diseñadas para el transporte y entrega de elementos de alta calidad.
- ✓ Interior acolchado por una membrana de gran flexibilidad.
- ✓ Fabricadas en material transparente de muy alta resistencia y con cierre de seguridad.
- ✓ Se suministran en bolsas de 10 unidades.



Ref. 100262



Ref. 100263




Ref. 100264


Fabricadas en plástico.

CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD

## Cajas con membrana (bolsas de 10 unidades)



Ref. 100259



Ref. 100260




Ref. 100261

CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD

## Cajas de transporte



Ref. 100255



Ref. 100256

CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD

NUEVO

## Lámpara LED



REF. 100288

SÚPER OFERTA  
90 € + IVA

- ✓ 84 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.
- ✓ Brazo especialmente rígido.

## Lámpara LED



REF. 100289

SÚPER OFERTA  
90 € + IVA

- ✓ 90 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000-7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

## Lámpara LED



REF. 100290

SÚPER OFERTA  
90 € + IVA

- ✓ 117 LEDs.
- ✓ Temperatura de color 5600-6000 K
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

## Lámpara lupa



Lente de 3 dioptrías

REF. 100287



Lente de 5 dioptrías

REF. 100287-5x

SÚPER OFERTA  
76 € + IVA

- ✓ 90 LEDs blancos.
- ✓ Diámetro lupa 190 mm
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

## Lámpara LED



Giro de hasta 180°

REF. 100289V

-28% pvp-150 €  
108 € + IVA

- ✓ 140 LEDs.
- ✓ Temperatura color 3000/6500 K
- ✓ 3 tipos de luz: fría, neutra y cálida.
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza de sujeción a mesa.



Luz fría  
1 hilera



Luz neutra  
2 hileras



Luz cálida  
1 hilera

NUEVO

## Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288



Soporte con ruedas

REF. 100288-10

-22% pvp-71 €  
57 € + IVA



REF. 100288-02

Sargento grande




REF. 100288-03

Soporte pared



REF. 100288-04

Soporte mesa atornillable



REF. 100288-07

Soporte sobremesa