



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

Clinica

OFERTAS hasta
30 de Septiembre
de 2025

NUEVO



Motor de implantología C-Sailor S1

- Pantalla táctil de 7"
- Precisión quirúrgica hasta 40.000 rpm y 70 N·cm
- Irrigación integrada y regulable

1.300€
~~1.590€~~

Ref. APAR00660



Selladora Bio Stamp

Por medio de la personalización de los embalajes en diferentes tamaños, la selladora BioStamp proporciona economía de papel y un mejor aprovechamiento de espacio en la autoclave.

Ref. ESN002120

295⁰⁰€
~~320€~~



Escáner intraoral

Medit i700

MIT001240



2X
súper rápido



245g
Peso pluma




LED UV-C
Desinfección



180 °
Puntas reversibles



Modo
Control remoto



Cable
Desmontable



reddot winner 2021

**Carrito móvil óptimo
para escáner intraoral**
MGC000705

Regleta trasera retráctil.
Posibilidad de quitar el panel frontal
para hacer hueco a la torre.



749€
~~790€~~

No es magia, es tecnología.

Los escáneres intraorales MEDIT hacen del escaneo dental un juego de niños.



Medit i600

MIT001252

Tecnología al alcance de todos.



245g **Peso pluma**
El más ligero de su gama



Ahorre tiempo
Tan sencillo como
enchufarlo al ordenador y
empezar a trabajar



Medit i700

Inalámbrico

MIT001700

La mejor eficiencia,
ahora sin cables.

**Nunca restar había
sumado tanto.**

A todas las ventajas que
tiene el modelo i700 se le
añade una mayor movilidad
gracias a la funcionalidad
Wireless, sin cables.

La batería trabaja hasta
8 horas sin necesidad de
de recarga, para una
mayor comodidad.

PHROZEN LUMII DLP 3D

Impresora 3D de resina

Ref. FUN000066

Alta precisión 2K DLP
para resultados impecables.

Phrozen DS Slicer
para preparación automática
de archivos


Parámetros preconfigurados
garantizando precisión sin
ajustes manuales.

Sistema de calefacción
para impresiones consistentes
en cualquier temperatura.

Dos placas de impresión
para adaptarse a distintas
necesidades, ya sea rapidez
o volumen.



Fácilmente integrado
con el entorno:
Medit Link



Software Phrozen DS Slicer


DS Slicer es el software original de Phrozen desarrollado explícitamente para la industria dental. Disponible en castellano.

El software viene con una interfaz fácil de usar y muy intuitiva, altamente adecuado para el proceso de impresión 3D dental.

Disfruta, además de una formación completa impartida por nuestros expertos.

Resinas compatibles.

Todos los productos Phrozen son totalmente parametrizables con tu resina de confianza.





ZILFOR

Carrito móvil tres estantes

290⁰⁰€

~~360€~~

Ref. MGC000200

- Construido en acero esmaltado.
- 2 tomas de corriente.
- Deslizamiento suave.



ZILFOR

Carrito móvil 3 cajones

495⁰⁰€

~~525€~~

Ref. MGC001000

- 3 cajones.
- Construido en acero esmaltado.
- Color blanco.



ZILFOR

Carrito móvil con cuatro cajones

749⁰⁰€

~~815€~~

Ref. MGM000320

- En la parte superior lleva una encimera manual con asas de cerámica.
- Dispone de 4 cajones preparados para dental con compartimentos específicos.



ZILFOR

Carrito móvil dos estantes de vidrio

545⁰⁰€

~~583€~~

Ref. MGC000500

- Dos baldas de vidrio
- Construido en acero esmaltado.
- Color blanco.



ZILFOR

Modulo rodable 5 cajones

975⁰⁰€

~~1.250€~~

Ref. MGM000900

- Diseño elegante.
- Materiales y acabados de alta calidad.



ZILFOR

Carrito móvil seis cajones con ruedas

950⁰⁰€

~~995€~~

Ref. MGM000400

- Tres baldas de vidrio
- Construido en acero esmaltado
- Color blanco.



ZILFOR
Carrito rodable
para clínica dental

229⁰⁰€

295€

Ref. MGC000100

- 3 estantes
- 3 tomas corriente
- Muy robusto
- Medidas: 49 x 37 x 77 (H) cm
- Superficie apoyo 40 x 30 cm
- Esmaltado en blanco



ZILFOR
Carrito móvil
con 3 estantes
y cajón

355⁰⁰€

395€

Ref. MGC000900

- Construido en acero esmaltado.
- Color blanco.
- Deslizamiento suave.



ZILFOR
Carrito móvil con
dos estantes

899⁰⁰€

945€

Ref. MGC000700

- Deslizamiento suave.
- 1 cajón.
- 2 Estantes de baldas.



ZILFOR
Carrito móvil
de cuatro estantes

395⁵⁰€

425€

Ref. MGC000800

- Carrito de color blanco, de acero esmaltado en color blanco.

Conjunto mobiliario de 4 módulos

ZILFOR

Ref. MGM000600

PVP ~~2390~~
OFERTA
1.995 €

LAVABO
DERECHA

- Estructura metálica color blanco con tiradores en color plata.
- Encimera con copete integrado y lavabo encastrado en encimera.
- Zócalo inferior en toda la composición.
- Medidas: 82,5 x 52 x 208 cm

Ref. MGM000500

PVP ~~2390~~
OFERTA
1.995 €

LAVABO
IZQUIERDA



Motor de implantología C Sailor PRO

Technoflux

Ref. APAR00650

PVP ~~1.400~~
OFERTA
1.250 €

Motor de implantología con pantalla táctil y selección gráfica.

- 125W de potencia, 40.000 rpm
- 8 Programas diferentes
- Torque de 55 N
- Maletín de transporte incluido
- Pedal y contra ángulo ROT000575 incluidos
- 5 Líneas de irrigación + accesorios de anclaje
- Con luz



Motor de implantología C Sailor PRO+

Technoflux

Ref. APAR00657

PVP ~~2.100~~
OFERTA
1.850 €

Solución 2 en 1. Motor de implantología y cirugía con pantalla táctil y selección gráfica.

- Incluye maletín de transporte.
- Incluye pedal y 2 contra ángulos con luz, ROT000575 y ROT000635.
- 125w de potencia 40.000 rpm.
- Torque de 80 N. Luz led regulable.
- Volumen de agua ajustable en 5 niveles.
- 5 Líneas de irrigación + accesorios de anclaje.
- 8 programas para implantología.
- 12 programas para cirugía.
- Con luz led



Motor de implantes PLUS LED

WOODPECKER

Ref. APAR00500

PVP ~~2.335~~
OFERTA
2.299 €

El Motor de Implantología Implanter cuenta con 8 programas memorizables, 6 niveles de flujo de agua de refrigeración y un micromotor sin escobillas potente de hasta 80 N.cm.



Piezo Surgery US-II

WOODPECKER

Ref. APU005300

PVP ~~3.799~~
OFERTA
2.900 €

La unidad Piezo Surgery está diseñada ergonómicamente mediante el uso de tecnología de punta para la cirugía ósea que permite aplicar técnicas de osteotomía y osteoplastia en casi cualquier situación anatómica y esto es solo por su oscilación de ultrasonido 3D.



Contraángulo manual SDT-DRIVER

Technoflux

Ref. ROT000340

PVP ~~425,00~~
OFERTA
339,95 €

CARACTERÍSTICAS:

- Contraángulos destornillador.
- Manual.
- Para implantes.
- 3 mangos aplicadores.
- 3 niveles de torque: 20N/cm.35N/cm y sin límite.
- Mango ergonómicos.



Contra Ángulo 20:1

Ref. APAR00600

PVP ~~720,00~~
OFERTA
650 €

- Adaptable a todo tipo de dispositivo de implantación.
- Velocidad de rotación: 15-2000 rpm



Contra Ángulo 20:1

Ref. ROT000650

PVP ~~414,41~~
OFERTA
335 €

Este contrángulo implantes 20:1 de Technoflux dispone de un botón que facilita el uso, facilitando el cambio de fresas, ofrece una irrigación externa



MOTOR DE ENDODONCIA C-SMART NOVA

Ref. APAR00663

PVP ~~345,00~~
OFERTA
265 €

- Mini cabezal que facilita acceso a las zonas mas difíciles.
- Pantalla LCD· Movimiento reciproco.
- Diseño ergonómico y ultraligero.
- Función de autocalibración.



Motor de Endodoncia C-SMART MINI AP

Ref. APAR00665

PVP ~~590,00~~
OFERTA
529 €

Solución 2 en 1. Motor de endodoncia y localizador de ápices todo en uno.

- Cabeza reducida con uso en multiples ángulos.
- Diseño ambidiestro.
- Calibración automática.
- Movimiento reciproco.



Localizador de ápices WOODPEX III PRO

Ref. APA000145

PVP ~~290,00~~
OFERTA
255 €

El localizador de ápices de Woodpex III "Pro" tiene una tecnología multi frecuencial para la localización y detección apical. Incluye una calibración automática. También permite medir la longitud de la endodoncia sin el secado del canal.



Micromotor de endodoncia ENDO-SMART

Ref. ROT000380

PVP ~~545,00~~
OFERTA
450 €

Este micromotor de endodoncia endo-Smart de Woodpecker, es inalámbrico, con un preciso rendimiento.

Dispone de una pantalla con visión angular para una mejor visión, ofrece 9 programas que facilitan el trabajo profesional, ajusta torque y la velocidad. La pieza es autoclavable a una temperatura de 120°.



Contraángulo para endodoncia

Technoflux

Ref. ROT000320

PVP ~~365,00~~
OFERTA
225 €

Este contraángulos sirve para equipos de Endo-E-Class SP - RE16 (16:1).

Peso 180gr.



Lámpara Blanqueamiento Modelo BT COOL EASY

Ref. ESN003500

PVP ~~530,00~~
OFERTA
495 €



Está equipada con la última tecnología de luz LED azul, que proporciona un blanqueamiento más efectivo en la clínica dental.

Es una lámpara cómoda y de fácil manejo, no produce calor ni ruido.

El blanqueamiento es instantáneo gracias a la tecnología avanzada de la luz LED azul.

APOZA

Lámpara Blanqueamiento Modelo BT COOL PLUS

Ref. ESN003550

PVP ~~1.050~~
OFERTA
895 €



Fuente de luz LED: emite luz azul, potente pero sin generar mucho calor. Funcionamiento silencioso sin ventilador ruidoso.

Forma del arco: proporciona un alcance de blanqueamiento bucal casi completo.

Modos múltiples y ajuste fino: proporciona salidas variantes en tiempos personalizados, adecuados para la mayoría de materiales blanqueadores.

APOZA

Lámpara LEDs para Fotopolimerizar X-CURE Woodpecker

Ref. APL000900

PVP ~~620,00~~
OFERTA
495 €

- Inalámbrica.
- LED de alta potencia 10w.
- Display. 3 modos de trabajo.
- Hasta 2500 mw.
- 385 - 515 nm.
- Modo check, detector de caries.



WOODPECKER

Lámpara Leds Fotopolimerizar O-LIGH

Ref. APL000950

PVP ~~155,00~~
OFERTA
129 €

La lámpara LED B de Woodpecker es una lámpara de fotocurado con tecnología LED. Sin cables.

La limpieza de la lámpara de fotopolimerización puede ser esterilizable en autoclave, bajo altas temperaturas y presión.

Con cuatro modos de tiempo de trabajo de 5, 10, 15 y 20 segundos.

WOODPECKER



Lámpara Leds Fotopolimerizar Technoflux DELI (Negro)

Ref. APL000800

PVP ~~118,00~~
OFERTA
99 €

Ref. APL000700

VERDE

Ref. APL000750

AZUL

Ref. APL000650

ROSA



Technoflux

Lámpara LED de fotopolimerizar DB686 NANO

Ref. APL000670

PVP ~~250,00~~
OFERTA
145,95 €

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ergonómico de pequeño tamaño y peso ligero.
- Inalámbrico compacto y paquete de batería intercambiable.
- Puntas de LED ajustables individualmente, giratorias en 360°.
- Punta LED que proporciona un excelente acceso intraoral.



Technoflux

Lámpara de fotopolimerización LED Technoflux con potencia de 5w. Emite luz azul con longitud de onda fija, dispone de un LED de alta potencia. Fibra óptica y unidad principal.

Ultrasonidos ESTMON Electronic Series mod. Tce-600 6 litros



Equipo de limpieza ultrasónica equipado con la última tecnología y la garantía de fabricación ESTMON. Permite visualizar y controlar mediante el teclado táctil todos los parámetros necesarios para obtener una excelente limpieza ultrasónica.

Ref. LIM0E0220

PVP ~~473,80~~

OFERTA

412,00 €

2,2 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E022C

21,60 €

Ref. LIM0E0300

PVP ~~556,80~~

OFERTA

484,00 €

3 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E030C

23,80 €

Ref. LIM0E0450

PVP ~~605,75~~

OFERTA

605,00 €

4,5 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E045C

30,25 €

Ref. LIM0E0600

PVP ~~834,90~~

OFERTA

726,00 €

6 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E060C

34,50 €

Ref. LIM0E1500

PVP ~~1391,50~~

OFERTA

1.210,00 €

15 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E150C

69,10 €

Cuba de ultrasonidos digital - 3L

Technoflux

Ref. LIM0M9015

PVP ~~199,00~~

OFERTA

170 €

Limpieza eficiente de todo tipo de material, especialmente instrumental de joyería y dental. Dispone de opciones avanzadas y una válvula de drenaje para su perfecto vaciado, además de una función de desgasificado.



Cuba de ultrasonidos digital - 7,5L

Technoflux

Ref. LIM0M9040

PVP ~~539,00~~

OFERTA

475 €

Cuba de limpieza con tres transductores de tipo industrial para la distribución uniforme de ondas ultrasónicas. Display en LED para programar 6 parámetros de tiempo y 3 de temperatura. Incluye tres resistencias de cerámica y una válvula de drenaje.



Selladora BIO STAMP CE

bio-art

Ref. ESN002120

PVP ~~320,00~~

OFERTA

295 €

Por medio de la personalización de los embalajes en diferentes tamaños, la selladora BioStamp proporciona economía de papel y un mejor aprovechamiento de espacio en la autoclave.



Destilador con jarra de vidrio

Technoflux

Ref. ESN001900

PVP ~~209,00~~

OFERTA

169 €

Este destilador eléctrico inoxidable Technoflux obtiene agua a partir de la red hídrica, produciendo 4 litros de agua destilada en 6 horas de funcionamiento.



Para higiene



Remover cálculos



EMS G1
APU000500
SATELEC GD1
APU000700
545€
PVP 14,9€

Cálculos supragingivales pesados



EMS G2
APU000510
SATELEC GD2
APU000710
545€
PVP 14,9€

Cálculos supragingivales e interdentes



EMS G3
APU000520
SATELEC GD3
APU000720
1065€
PVP 16,70€

Todo tipo de cálculos supragingivales



EMS G4
APU000530
SATELEC GD4
APU000730
1065€
PVP 16,70€

Cálculos de cuellos



EMS G5
APU000532
SATELEC GD5
APU000732
1605€
PVP 18,90€

Cálculos pesados



EMS G6
APU000534
SATELEC GD6
APU000734
1605€
PVP 18,90€

Para periodoncia



Cálculos subgingivales



EMS P1
APU000540
SATELEC PD1
APU000750
1065€
PVP 16,70€

Cálculos subgingivales y periodontitis



EMS P3
APU000550
SATELEC PD3
APU000760
1605€
PVP 18,90€

Cálculos subgingivales e interdentes



EMS P4
APU000560
SATELEC PD4
APU000770
1605€
PVP 18,90€

Para endodoncia



Limpieza canal



EMS E1
APU000570
SATELEC ED1
APU000780
1605€
PVP 18,90€

Canales de molar



EMS E2
APU000580
SATELEC ED2
APU000790
1605€
PVP 18,90€

Condensación lateral



EMS E3
APU000590
SATELEC ED3
APU000800
1605€
PVP 18,90€

Para preparación de cavidades



- Bola con punta diamantada
- Preparación caras oclusales
- Preparación de cuellos



2110€
PVP 32€

EMS SB1
APU000650
SATELEC SBD1
APU000850

- Media bola con punta de diamante.
- Preparación caras interdentes sin dañar dientes adyacentes



2110€
PVP 32€

EMS SB2
APU000652
SATELEC SBD2
APU000852

- Media bola a 45° izquierda con punta diamante
- Para atacar caries sin dañar piezas adyacentes



2110€
PVP 32€

EMS SB3
APU000654
SATELEC SBD3
APU000854

Puntas compatibles SIRONA



GS1



APU000900
1065€
PVP 16,70€

GS2



APU000910
1065€
PVP 16,70€

PS1



APU000920
1605€
PVP 18,90€

PS3



APU000930
2110€
PVP 32€

Puntas compatibles ANDENT



A1



APU000980
2455€
PVP 34€

A2



APU000990
2455€
PVP 34€

Compatible Satelec

Compatible EMS

Puntas compatibles Kavo



P90



APU000810
7910€
PVP 83€

P90



APU000600
8785€
PVP 93€

GC1



APU000940
2555€
PVP 40€

GC2



APU000950
2555€
PVP 40€

GK1



APU000960
2455€
PVP 34€

GK2



APU000970
2455€
PVP 34€

Triscaler Aeropulidor PT-MASTER

Technoflux

Ref. APAR00661

PVP ~~2.500~~
OFERTA
1.799 €

El PT-MÁSTER es un sistema de limpieza bucal profesional por chorro de agua y polvo abrasivo diseñado para tratamientos de higiene dental mínimamente invasivos, cómodos y altamente eficaces.

Indicaciones clínicas:

- Limpieza supra y subgingival
- Tratamientos de mantenimiento periodontal
- Eliminación de tinciones por café, tabaco, vino, etc.
- Higiene previa a tratamientos restauradores o blanqueamientos

Ventajas para tu clínica:

- Mayor comodidad para el paciente: sin ruido, sin vibraciones agresivas
- Control total mediante pedal y pantalla digital
- Posibilidad de usar agua caliente para mayor confort
- Limpieza más rápida y eficaz en una sola sesión

NUEVO



Ultrasonido de sobremesa UDSL tipo EMS®

WOODPECKER

Ref. APU000200

PVP ~~400,00~~
OFERTA
320 €

Ultrasonidos UDSL de Woodpecker compatible con el sistema EMS®, cuenta con una pieza de mano tipo EMS® (autoclavable a 135°)

Ref. APU000210

CON LUZ LED

PVP ~~490,00~~
OFERTA
350 €



Ultrasonido de sobremesa UDSL tipo EMS®

WOODPECKER

Ref. APU000100

PVP ~~299,00~~
OFERTA
249 €

Control digital, facilita la operación y gracias al seguimiento de frecuencia automática asegura que la máquina siempre funcione a un ritmo constante, sin saltos de rango de frecuencia.



Ultrasonido de sobremesa UDSL-LED tipo EMS®

WOODPECKER

Ref. APU000310

PVP ~~575,00~~
OFERTA
499 €

Sistema de limpieza ultrasonidos con depósito independiente modelo UDSE de Woodpecker. Ideal para clínica, se trata de un escalador ultrasónico Independiente.

El ultrasonidos UDS-E incorpora un sistema que ofrece menos calor durante las operaciones haciendo más cómodo el trabajo tanto para profesional como paciente. Pieza de mano tipo EMS®, autoclave a 135° Depósito para dispensar líquidos o medicamentos de tratamiento. Incluye de serie las siguientes puntas (8 unidades):

- Para limpieza: 1 G1 + 1 G4 + 1 G5 + 1 G6
- Para periodoncia: 1 P1 + 1 P3 + 1 P5
- Para endodoncia: 1 E

Con luz LED



Aeropulidor de bicarbonato P1 Midwest 4

Technoflux

Ref. APA000110

PVP ~~120,00~~
OFERTA
93,45 €

CARACTERÍSTICAS:

- Pieza de mano tipo DTE.
- Compatible con SATELEC®.
- Desmontable.
- Esterilizable en autoclave.



Pieza de mano Woodpecker compatible con Satelec®

WOODPECKER

Ref. APU000410

PVP ~~158,00~~
OFERTA
145 €

CARACTERÍSTICAS:

- Pieza de mano tipo DTE.
- Compatible con SATELEC®.
- Desmontable.
- Esterilizable en autoclave.



MICROMOTOR TECHNOFLUX CYCLONE 90W

Ref. PUL4M2500

PVP ~~245,00~~

OFERTA
195 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia Salida: 90W
- Velocidad: 0-35000 RPM
- Torque: 3.0N.cm
- Cambio de orientación de giro
- Soporte para pieza de mano

El nuevo micromotor de escobillas con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico, pequeño y ligero con una gran calidad.

Su silenciosa y estable pieza de mano (PUL4P1570), dispone de 90W de potencia y una velocidad máxima de 35.000 RPM. Cuenta con un par motor de 3.0 N.cm con compensación electrónica.



MICROMOTOR CHAMPION 3

marathon

PUL4M3070

PVP ~~245,00~~

OFERTA
190 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensiones: 118x156x78 mm
- Peso: 1,2 kg
- Velocidad de hasta 35.000 rpm
- Potencia: 40 w
- Alimentación: 220v 50/60 Hz

El micromotor Champion 3 de Marathon es un potente micromotor de escobillas. Con un gran rendimiento y durabilidad, ofrece una velocidad máxima de hasta 35.000 rpm.

Dispone de una compensación electrónica del PAR y es posible regular la velocidad de manera manual.



Micromotor MIGHTY

marathon

Ref. PUL4M3097

PVP ~~395,25~~

OFERTA
350 €

Esta unidad de sobremesa Mighty con escobillas y con una potencia de 45W, para clínicas dentales incluye motor M33ES Intramatic ligero (142g) que alcanza las 33.000rpm.



Micromotor Marathon N7

marathon

Ref. PUL4M3100

PVP ~~675,00~~

OFERTA
450 €

Equipo portátil de escobillas, velocidad máxima 30.000 rpm. Display digital RPM y doble control de velocidad. Incluye motor intra, pieza de mano y bolsa de transporte.



Micromotor ESCORT II PRO

marathon

Ref. PUL4M3082

PVP ~~218,00~~

OFERTA
191,90 €

El micromotor Champion 3 de Marathon es un potente micromotor de escobillas. Con un gran rendimiento y durabilidad, ofrece una velocidad máxima de hasta 35.000 rpm.

Dispone de una compensación electrónica del PAR y es posible regular la velocidad de manera manual.



Micromotor Marathon N7

marathon


Ref. PUL4M3060

PVP ~~379,75~~

OFERTA
338 €

El micromotor N7 de Marathon es un potente micromotor de escobillas. Con un gran rendimiento y durabilidad, ofrece una velocidad máxima de hasta 35.000 rpm.

Dispone de una compensación electrónica del PAR y ofrece un doble control de velocidad que puede regularse mediante el mando de la unidad de control o mediante el pedal reostato con control de velocidad que incorpora el equipo.



Silla Jumper, asiento 44 cms. Balanceo y Altura regulable

PVP ~~661,50~~

OFERTA
635 €

Ref. MGT000340
AZUL K80

Ref. MGT000350
NEGRO K05



Silla Jumper asiento 44 cms Asiento fijo, negro K05

Ref. MGT000290

PVP ~~523,95~~

OFERTA
425 €

Altura elevada para una postura vertical saludable.

Ángulo de la cadera: 130-140°.



Silla Jumper asiento 44cm Inclinación y altura regulable

PVP ~~709,75~~

OFERTA
650 €

Ref. MGT000370
AZUL K80

Ref. MGT000380
NEGRO K05



Silla Amazone asiento 34 cms. Balanceo y altura regulable

PVP ~~661,50~~

OFERTA
515 €

Ref. MGT000230
VERDE K184

Ref. MGT000250
NEGRO K05



Silla Amazone asiento 34 cms Inclinación y altura regulable

PVP ~~609,00~~

OFERTA
435 €

Ref. MGT000210
AZUL K80

Ref. MGT000220
NEGRO K05



Silla Jumper asiento 44 cms. Inclinación y altura regulable

PVP ~~472,50~~

OFERTA
415 €

Ref. MGT000310
AZUL 189

Ref. MGT000300
VERDE K184

Ref. MGT000320
NEGRO K05



Silla Amazone asiento 34 cms. Inclinación de respaldo.

PVP ~~705,00~~

OFERTA
595 €

Ref. MGT000280
NEGRO K05



Taburete para gabinete dental Modelo Classic

Ref. MGT000100

PVP ~~460,00~~

OFERTA
350 €

- Base giratoria.
- Regulable en altura de 50 a 65 cm.
- Palanca elevación manual.



Maletín de reanimación

Technoflux

REF. APM000500

PVP ~~490,00~~
OFERTA
449,95 €



REF. APM000510

SIN BOTELLA
OFERTA
260 €

- Contiene equipación necesaria para la reanimación del paciente en casos de emergencia respiratoria.
- Concebido para el usuario profesional con la formación adecuada para su correcta utilización.
- Los componentes se incluyen dentro de una maleta fabricada con material polietileno de doble capa con espacio y velcros para tener accesibilidad a las dos tapas.
- Fácil apertura.



Lupa Bio Art



GEM0U0410

3,5X

PVP ~~36,00~~
OFERTA
32 €

Lentes con protección contra rayos UV e IV, de excelente transparencia y resistencia a abrasiones.

GEM0U0400

2,5X

PVP ~~36,00~~
OFERTA
32



Pulsiómetro A310

Technoflux

Ref. APM000740

PVP ~~51,45~~
OFERTA
42 €

Totalmente basado en tecnología digital y pensado para la medición no invasiva de muestreo de la saturación de oxígeno en la sangre y ritmo cardíaco.



Desfibrilador iPad CU-SP1 Semiautomático

Ref. APM000400

PVP ~~1490€~~
OFERTA
1.390 €

- Energía de salida: Adulto 150Joules, Pediátrico 50Joules (uso común)
- Tiempo de carga: menor de 8 segundos. Tiempo de carga después de finalizado CPR: al menos 8 segundos
- Análisis Paciente: Ritmos desfibrilables, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular
- Batería: Estándar DC 12 V 2.8 Ah, Lithium dióxido manganeso, capacidad mínimo 100 descargas (150J). Alta
- capacidad DC 12V 4.2Ah, Lithium dióxido manganeso, capacidad mínimo 200 descargas (150J)
- Vida útil: 5 años (Batería alta capacidad y en condiciones de temperatura de funcionamiento/standby y en modo
- Grabación de datos y transmisión: Puerto IrDA Transmisión sin cables de datos de eventos al PC - Tarjeta SD.



Máquina de vacío para adaptaciones termoplásticas

Technoflux

Ref. MIT000600

PVP ~~224,95~~
OFERTA
195 €

- Varios tipos de planchas.
- Varias funciones.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz +10 %.
- Potencia: 1.000 W.
- Peso: 6 Kg.
- Medidas: 25 x 21 x 30 cm.



Calentador para 8 jeringas composite (40-50-70 C)

Technoflux

Ref. ESI000030

PVP ~~195,00~~
OFERTA
135 €

Posee una capacidad de 8 jeringas, se recomienda un lugar seco y limpio para trabajar. De una humedad relativa máxima de 85%.



Calentador para 7 jeringas composite + bandeja de mantenimiento

Technoflux

Ref. ESI000040

PVP ~~285,00~~
OFERTA
257,25 €

Este calentador de jeringas de composite alcanza una temperatura entre 40°C-45°C y 50°C, es la temperatura ideal y recomendada para calentar este material.



Vibrador de cápsulas

Technoflux

Ref. APB000200

PVP ~~235,00~~
OFERTA
185 €

Diseñada para mezclar capsulas de amalgama, dispone de una pantalla LCD que permite ajustar la velocidad y el tiempo de vibración.

CARACTERÍSTICAS:

- Horquilla metálica adaptable a todo tipo de cápsulas del mercado.
- Rango de velocidad de 2.800 a 5.500 rpm.
- Pantalla LCD con Start, Stop y programación de 1 a 99''
- Seguro, preciso y silencioso.



Vibradores de yeso

Technoflux

Ref. MIT000410

PVP ~~102,00~~
OFERTA
89 €

REDONDO
100W
Medidas:
Diámetro: 11,5 cm



Ref. MIT000420

PVP ~~175,00~~
OFERTA
151,99 €

MEDIANO
120W
Medidas:
20,5 x 15,5x10



Ref. MIT000415

PVP ~~205,85~~
OFERTA
180,79 €

GRANDE
160W
Medidas:
20,5 x 15,5x10



Plancha Termoplástica Cuadrada Rígida



Ref. MIT000630

PVP ~~14,00~~
OFERTA
7,95 €
1,5mm - CX5

Ref. MIT000640

PVP ~~12,00~~
OFERTA
9,50 €
2,5mm - CX5



Placa Soft Cuadrada Bio-Art



Ref. MIT000660

1mm - Flexible CX10

Ref. MIT000670

2mm - Flexible CX10

Ref. MIT000680

5mm - Flexible CX5

Ref. MIT000650

0,6mm - Semi rígida CX5

PVP ~~23,50€~~
OFERTA
17,95 €

Las placas soft de 0.2 mm sirven para hacer férulas de blanqueamiento para casa y cubetas de fluorización, tienes diferentes colores.



Turbina Technoflux TITAN 18W con botón de spray

Ref. ROT000695

PVP ~~187,00~~
OFERTA
168 €

CARACTERÍSTICAS:

- Cojinetes de bola.
- 310.000 rpm
- Función de Spray con tres vías
- Cambio de fresa por sistema de presión.
- Autoclavable



Technoflux

Turbina con luz Seis Sprays con coplamiento Multiflex Lux

Ref. ROT000700

PVP ~~389,47~~
OFERTA
365 €

Su cabeza grande y a su rotación 360° hace más preciso y cómodo para el dentista, reduciendo notablemente la fatiga durante el tratamiento.



Technoflux

Turbina Super torque con luz

Technoflux



Acoplamiento SIRONA

Ref. ROT000680

Acoplamiento W&H

Ref. ROT000670

Acoplamiento NSK

Ref. ROT000660

Acoplamiento Multiflex

Ref. ROT000690

PVP ~~314,74~~
OFERTA

299 €

Su rotación de 360° y su gran cabezal hacen su uso más fácil y cómodo, reduce notablemente la fatiga durante el tratamiento.

Dispone refrigeración de triple spray.

Presión de aire 0,25-0,27 MPa.

Rotores para KAVO

Technoflux



Ref. ROT000840
PVP ~~79,80~~
OFERTA
76 €

Para KAVO
650 PB



Ref. ROT000850
PVP ~~79,80~~
OFERTA
76 €

Para KAVO
8000



Ref. ROT000860
PVP ~~79,80~~
OFERTA
76 €

Para KAVO
625 - 630 - 640PB
625C - 625D - 603
606 - 607- 627 Y TF



Ref. ROT000940
PVP ~~79,80~~
OFERTA
76 €

Para WH 198-898
TOP AIR



Ref. ROT000950
PVP ~~79,80~~
OFERTA
76 €

Para WH TA-97

Contra ángulo TITANIO 1:1 con luz

Technoflux

Ref. ROT000610

PVP ~~350,9~~
OFERTA
340,95 €

Ofrece una fibra óptica y un spray interno. Con una revolución hasta 20.000 RPM.

CARACTERÍSTICAS:

- Contra ángulo con luz. CA 1:1.
- Titanio. 30% menos de peso que en acero.
- Botón cambio de fresas. Hasta 20.000 RPM.
- Fibra óptica.
- Spray interno.



Contra ángulo reductor 4:1

Technoflux

Ref. ROT000750

PVP ~~215,79~~
OFERTA
205 €

CARACTERÍSTICAS:

- Velocidad máx. 10.000 r.p.m.
- Esterilizable a 135°C.
- Con botón Cambia-Fresa.
- Diseño ergonómico e higiénico.
- Transmisión 4:1.
- Sin spray.



Contra ángulo especial cirugía

Technoflux

Ref. ROT001560

PVP ~~185,00~~
OFERTA
149 €

Este contra-ángulo de Technoflux tiene un diseño especial que hace que su angulación mejore a las zonas más difíciles durante la cirugía. También está para hacer cirugía de implantes. Revestimiento resistente a los arañazos.

Características:

- Para cirugía e implantología.
- Angulación especial.
- Mejora el acceso a zonas difíciles.
- Spray externo.
- Revestimiento resistente a los arañazos.
- 1 unidad.



Contra angulo 1:1 spray interno

Technoflux

Ref. ROT000720

PVP ~~295,00~~
OFERTA
295 €

CARACTERÍSTICAS:

- Velocidad máx. 25.000 r.p.m.
- Refrigeración Interna.
- Esterilizable.
- Termo des infectable.
- Con botón Cambia-Fresa.



Contra ángulo implantes 20:1

Technoflux

Ref. ROT000570

PVP ~~697,33~~
OFERTA
699 €

Para cirugía dental, para implantología y reducción con botón para poder cambiar las fresas para fresas Diam. 2,35
Uso en implantología.
Irrigación externa.
Velocidad mínima 30 rpm.
Velocidad máxima 2000 rpm.
Acero inoxidable.
Sistema de sellado doble.



Estuche Technoflux II

Technoflux

Ref. ROT000790

PVP ~~570,00~~
OFERTA
355 €

- Turbina Titan con boton
- Micromotor
- Contraángulo
- Pieza de mano



Acoplamiento Multiflex para turbina (fibra óptica)

Technoflux

Ref. ROTR01010

PVP ~~156,98~~
OFERTA
137,89 €

Este acoplador de Turbina con Luz Technoflux Multiflex LED, tiene una luz y giro de 360° y regulación de hasta 5 sprays.

Ofrece al profesional dental un rápido manejo y cambio del instrumental de trabajo.



Contra ángulo multiplicador 1:5

Technoflux

Ref. ROT000640

PVP ~~579,43~~

OFERTA
550,45 €

CARACTERÍSTICAS:

- Velocidad máxima hasta: 200.000 RPM.
- Contra-ángulo multiplicador CA 1:5.
- Con fibra óptica.
- Spray interno.



Contra ángulo multiplicador 1:5 con luz

Ref. ROT000630

PVP ~~798,6~~

OFERTA
570 €

CARACTERÍSTICAS:

- Contra-ángulo multiplicador.
- CA 1:5 Multiplicador.
- Con fibra óptica.
- Para implantología.
- Spray interno.
- Cómodo, práctico y eficiente.



Contra ángulo multiplicador 1:5

Technoflux

Ref. ROT000635

PVP ~~620,43~~

OFERTA
550 €

CARACTERÍSTICAS:

- Contra-ángulo multiplicador.
- CA 1:5 Multiplicador.
- Con fibra óptica.
- Para implantología.
- Spray interno.



Módulo de repasado con aspiración

Technoflux

Ref. MIT000725

PVP ~~650,00~~

OFERTA
565 €

Características principales:

- Aspiración eficiente y silenciosa (<50 dB)
- Iluminación LED (6500K, 1400 lúmenes)
- Dimensiones: 450 x 420 x 300 mm
- Voltaje: 220V/50Hz o 110V/60Hz

NUEVO



Pieza de mano recta 1:1

Technoflux

Ref. ROT000620

PVP ~~425,25~~

OFERTA
246,75 €

CARACTERÍSTICAS:

- Pieza de mano recta.
- Para cirugía e implantología.
- Spray interno.
- Transmisión: 1:1. Con baño de titanio.
- Esterilizable en autoclave.



Microarenadora para el chorreado de metales

Ref. MIT000900

PVP ~~149,00€~~

OFERTA
129 €

Boquilla y aguja eyectora de 138º para usar con metales. Indicado para la limpieza y piezas de micro fusión y acabados finales, además de todo tipo de tratamientos intraoral y extraoral donde se requiere la mayor precisión y ergonomía.



bio-art

Ref. MIT000850

PVP ~~160,00~~

OFERTA
145 €

ACERO
INOXIDABLE



Conexión de Microarenadora

Ref. MIT000910

PVP ~~35,20€~~

OFERTA
30,73 €



Unidad Dental Portátil Modelo GU-P 206

Ref. APC000670

PVP ~~2.150~~

OFERTA
1.890 €

- Fácil de transportar. La maleta dispone de ruedas y asa extraíble, para mover la unidad libremente.
- Estructura compacta. Contiene bolsa para su almacenamiento y ahorrar espacio.
- Sistema de suministro de aire, sistema de suministro de agua, succión y drenaje.
- Sin ningún tipo de lubricación por aceite.



Compresor 22L Modelo DA5001 sin secador

Technoflux

Ref. APC000900

PVP ~~575,00~~

OFERTA
495 €

Compresor con 22 litros de capacidad, altamente silencioso, de baja vibración y libre de aceite.

Dispone de un sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento y la tensión.

Sin secador.



Compresor 30L Modelo DA7001D

Technoflux

Ref. APC001000

PVP ~~1.200~~

OFERTA
1.040 €

Compresor con 30 litros de capacidad y un cabezal de dos cilindros, silencioso, de baja vibración y libre de aceite.



Compresor 50L Modelo DA7002D

Technoflux

Ref. APC001100

PVP ~~1.650~~

OFERTA
1.515 €

Compresor ideal para equipos de uso ligero.

Con 50 litros de capacidad y dos cabezales de cuatro cilindros.

Es silencioso, de baja vibración y libre de aceite.



Compresor 70L Modelo DA7003D

Technoflux

Ref. APC001200

PVP ~~2.288~~

OFERTA
2.070 €

Compresor de 70 litros de capacidad, tres cabezales de seis cilindros y temporizador para retraso en arranque del tercer cabezal.

Silencioso, de baja vibración y libre de aceite.



Autoclaves LexNova

EGO 17L / EGO 23L

LexNova

NUEVO

DESDE
2.630 €

Infusión de vapor. La exclusiva solución difusora de vapor garantiza un calentamiento uniforme dentro de la cámara de esterilización.

Sistema exclusivo de separación de aire y agua. El exclusivo sistema de separación de aire y agua mejora la eficiencia y la fiabilidad del sistema.

El sistema HAFC (circulación forzada de aire caliente) mejora significativamente la eficiencia de secado.



El sensor de presión puede tener una precisión de hasta 1 mbar, lo que monitorea la presión en tiempo real.



Con dispositivo automático de protección contra sobretensión para evitar accidentes causados por exceso de temperatura.



La doble protección contra sobrepresión garantiza la seguridad del proceso de esterilización.



La válvula de seguridad de diseño italiano liberará la presión automáticamente en caso de sobrepresión.



Tanque de agua limpia de gran tamaño

El tanque de agua limpia de 5 litros permite al usuario realizar 10 ciclos de esterilización. Sensor de calidad del agua incorporado.



Impresora

La impresora imprime automáticamente los datos de esterilización y su resultado al final de cada ciclo.



Descarga de aguas sucia

Tanto automática, con una salida posterior para su descarga, como manual: la pantalla le avisará cuando el depósito esté lleno para su descarga.

	EGO 17L LE0040100	EGO 23L LE0040200
DATOS TÉCNICOS		
Voltaje/Potencia	230V-2200W	230V-2200W
Tamaño de la cámara	17L	23L
Dimensiones externas	620x520x450mm	720x520x450mm
Peso neto	48 kg	55 kg
Precio	2.630€	2.850€



Aspiración húmeda

LN30+ / LN60+

DESDE
1.500 €

Tecnología de autocontrol: separación por succión de alta eficiencia

Control de conversión de frecuencia, monitoreo y control en tiempo real del motor y el ventilador, alta eficiencia y ahorro de energía.

Diseño externo de cojinetes, para un funcionamiento más confiable y seguro.

Piezas de aleación de aluminio de alta precisión, tratamiento antioxidante de la cavidad interna, fuerte resistencia a la corrosión.

Diseño estructural integrado, diseño compacto, no ocupa espacio.



LexNova
NUEVO



Separación de agua residual de alta eficiencia



Proceso de separación aire/agua en dos etapas, cuidado extra para la seguridad



Sistema de arranque y parada automáticos: reactivo al arranque y parada de las unidades dentales



Detección de unidad dental, arranque y parada automáticos



Motores dobles para bomba de vacío y drenaje.



Bajo nivel de ruido

	LN 30+ LE0750100	LN 60+ LE0750200
Lugar de trabajo aplicable	2 - 4	4 - 6
Potencia de entrada (v)	220	220
Potencia nominal (W)	550	1.000
Corriente máxima (A)	7	9.5
Presión negativa	-15 ~25	-15 ~25
Flujo de gas máximo (/min)	1.200	1.500
Conversión de frecuencia	Sí	Sí
Ruido (dB(A))	68	68
Peso (Kg)	33	35
Dimensiones (mm)	455 x 365 x 603	455 x 365 x 603
Precio	1.500€	1.970€

MEDIT i900

La solución definitiva - All in One

Nuevo motor óptico de
3ª generación

Calibración cada
90 días

Sistemas
Touch Band y Touch Pad
con banda táctil 360°

Sin botones físicos
reduciendo el riesgo de
contaminación cruzada



Disponible:
Versión *Classic*
con botón

El más ligero,
el más compacto



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

OFERTA VÁLIDA HASTA el 30 de Septiembre de 2025 (o finalizar existencias). Los precios no incluyen IVA.
Precios válidos salvo error tipográfico y hasta fin de existencias. Las imágenes podrían diferir del producto real. **Canarias: consulte portes.**