



7590⁰⁰€

Equipo dental S200

Equipo dental con mangueras colibrí



Desde

6990⁰⁰€

Dentaeuropa Laser Smart[™] ST

Laser con 5 longitudes de onda



trident

Autoclave Sole

Autoclave Clase B de 22Litros

2990⁰⁰€



Rayos X Portátil

Rayos X con una amplia movilidad

1750⁰⁰€



Panorámico CBCT CEPH

Panorámico 3D con tele

32990⁰⁰€

OFERTAS

Octubre
/diciembre 2025



ASVADENT

30^º
AÑOS
CONIGO

EQUIPO DENTAL S500

- ✓ Gran funcionalidad
- ✓ Integración con microscopía
- ✓ Cirugía mínimamente invasiva



Lámpara Led, la temperatura del color y la iluminación se pueden controlar mediante el tacto.
Rango de iluminación 7000-56000lx

Mangueras colgantes y panel de comandos en el brazo

Cojín plegable para las piernas

Brazo Auxiliar con mangueras de aspiración y panel de comandos

El sillón suspendido crea suficiente espacio para las piernas de doctores y asistentes

OFERTA
10990 €

EQUIPO DENTAL S200



Escupidera de vidrio giratoria



Dispensador de toallitas patentado con dispensador de vasos

Lámpara Led de 7000-56000 lx

Brazo auxiliar con doble articulación

Filtro salival desmontable y limpiable

Reposabrazos giratorio, con posición de salida del paciente

Mangueras colibrí



OFERTA
7590 €

EQUIPO DENTAL S300

GNATUS
la solución con confianza

Escupidera

Sensor de proximidad
 Unidad de agua plegable 90º
 Escupidera extraíble
 Botón de accionamiento del flujo de agua de la escupidera

Respaldo para la cabeza

Respaldo para la cabeza anatómico,
 removible con sistema de trabado por palanca.

Amplio y anatómico tapizado

Amplio tapizado, montado sobre una estructura rígida recubierto con poliuretano inyectado de alta resistencia

Pedal de comando acoplado

Posición de trabajo, Posición de regreso automático a la posición cero, Posición de escupir, Bloqueo del movimiento del sillón, Activación del reflector & ascenso y descenso del asiento y del respaldo.



Lámpara Sirius

Una fuente inagotable de beneficios
 Proporciona una mayor durabilidad de la fuente de luz - encima de 50.000 h - alrededor de 1.000 veces mayor que las lámparas halógenas convencionales

Unidad dental con brazo neumático

Viene con 3 terminales posibilidad de un 4º por **390 €**
 Manijas bilaterales
 Bandeja grande

OFERTA
4990 €

Botón – On/Off

Situado en el lateral de la base del sillón, trayendo más comodidad para el profesional

Caja de conexión integrada

EQUIPO CIRUGÍA




Brazo auxiliar

Predispuesto para jeringa y turbina

Bandeja doble

Mangueras de aspiración
 Fina y gruesa



OFERTA
6990 €

EQUIPO G3



OFERTA
5990 €

- ✓ Silla ambidiestra
- ✓ Parada de emergencia
- ✓ Protección sobre corriente
- ✓ Protección anti aplastamiento
- ✓ Respaldo de cabeza biarticulado
- ✓ Posee posiciones programables
- ✓ Sistema chip-blower

EQUIPO PARTNER



- Módulo de Turbina de Luz
- Módulo de Micromotor Eléctrico Luz
- Módulo de Jeringa
- Módulo de Ultrasonidos

Micromotor Eléctrico Luz MC3 Lámpara FARO LED
 Sillón SWIDENT
 Brazo mandos auxiliar Pedal Multifunción

OFERTA
11390 €

PANORÁMICO X-VIEW 2D PAN

trident



Gracias a la introducción de la tecnología más reciente y las funciones más novedosas en radiología digital, X-VIEW 2D PAN requiere un tiempo de exposición mínimo para capturar imágenes claras y contrastadas.

Las imágenes panorámicas del X-VIEW 2D PAN tienen un enfoque preciso a lo largo de toda la arcada y facilitan la evaluación general de la cantidad y calidad ósea, la dentición, la articulación temporomandibular y el trauma dentomaxilofacial.

Sensor TDI CCD

Área activa 151 x 6,9 mm

Generador pulsado de alta frecuencia

Imágenes en alta definición de 15 x 30 cm con tiempo de exposición de 14.3 s para niños y 15,8 s para adultos

Punto focal de 0.5 mm

OFERTA
12750 €

ESCÁNER X-VIEW 3D

trident

X-VIEW 3D PAN es una solución optimizada 2 en 1 que ofrece un escaneo rápido, de entre 2,4 y 15,5 segundos, para obtener una amplia gama de imágenes dentales panorámicas en 2D y 3D.

Detector de Rayos X de panel basado en IGZO

Tamaño de píxel **100 µm**

Tamaño mínimo del voxel **50 µm**


FOV único **11x11 cm**

Imágenes 2D PAN de 15x30 cm (adulto)

Imágenes 2D PAN de 13x30 cm (niño)

Imágenes volumétricas

OFERTA
24750 €



ESCÁNER DE PLACAS DE FÓSFORO READER

trident



Escanear, borrar y volver a utilizar... todo en un solo paso.

Todo el proceso dura pocos segundos.

Introduzca la placa de fósforo en la ranura y mientras la imagen aparece en la pantalla, una función de borrado automático limpia la placa para la siguiente lectura.

PLACAS DE FÓSFORO

Tamaño 0 – 31 x 22 mm, 726 x 1024 píxeles

Tamaño 1 – 40 x 24 mm, 792 x 1321 píxeles

Tamaño 2 – 41 x 31 mm, 1024 x 1354 píxeles

Tamaño 3 – 54 x 27 mm, 891 x 1783 píxeles

OFERTA

4590 €

SENSOR INTRAORAL SILVER

I-View Silver utiliza un sistema de calibración de imagen directamente derivado de la tecnología CBCT y panorámica, desarrollada por Trident, que permite obtener el máximo detalle y la máxima resolución en cada toma

Dos tamaños

Moderno diseño en bloques de color

Cuerpo delgado, con sólo 4,4 mm de grosor

Esquinas redondeadas y superficie plana perfectamente lisa


Funda protectora de silicona útil para proteger el sensor

Área activa:

Sensor Tamaño 1: 20 x 30 mm

Sensor Tamaño 2: 26 x 36 mm

trident



OFERTA

1690 €

ESCÁNER INTRAORAL TRISCAN

trident



Diseño limpio, forma estilizada y tamaño óptimo para mayor SIMPLICIDAD Y CONFORT.

Con sólo 21,6 cm de longitud y 228 gr de peso, la forma de TriScan se adapta ergonómicamente a la mano del operador y a la boca del paciente.

OFERTA

5990 €

RAYOS X AC (MOVIL)

Punto focal de 0,7 mm

Con un punto focal de 0,7 mm, RiX-70 produce imágenes de excelente calidad incluso en las zonas de la cavidad oral más difíciles de alcanzar.

Configuración automática del tiempo de exposición

Una vez seleccionados los parámetros de exposición, el tiempo de exposición se ajustará automáticamente en un rango entre 0,06 y 2,0 segundos.

trident

OFERTA
1890 €



OFERTA
2390 €

ESCANER INTRAORAL DENTAEUROPA

RAPIDO

Escanea una arcada completa en solo 30 segundos

Ligero

Solo 180 gramos

Precioso

Hasta 10 micras para una detallada captura milimétrica

Campo de visión extraordinario

Campo de visión de hasta 18mm de profundidad y una captura fluida a 30 fps

DENTA EUROPA
www.denta.europa.com



OFERTA
3990 €

RAYOS X AC (MOVIL)

70 kV/2mA.

Ajuste automático de tiempo de exposición en display. Compatible con todos los sistemas de visualización de imágenes.

- Radiovisiografía
- Placas de fosforo

Peso 1,90kgs

Funciona con baterías, lo que permite su uso autónomo en cualquier circunstancia.

Requisitos para registrar en una instalación dental:

- 1) Disponer de soporte de fijación.
- 2) Disponer de cable de al menos 2m de disparador.

Normativa que autoriza su uso en las clínicas y la posibilidad de desplazarlo en diferentes lugares: **Circular 05-23 del CSN.**



OFERTA
1750 €

SENSOR INTRAORAL + CÁMARA INTRAORAL



Placa de fibra óptica

El FOP incorporado puede tomar imágenes de alta definición más realistas e incluso se pueden encontrar fácilmente dientes agrietados.

Amplio rango de Exposición

Tamaño de sensor 1,3 – ancho de disparo 22,5mm

Tamaño de sensor 2 – ancho de disparo 227mm

Amplio rango dinámico

Fácil grabado de dosis bajas y altas, lo que reduce en gran medida la experiencia de grabación. La claridad y la sensibilidad de la imagen mejoran significativamente.

Resolución
1,92M (1600*1200)

Dimensión
39x27,5mm

Área activa
30x22,5mm



Centelleador
Gos

Placa de Fibra Óptica
FOB

Tipo de Chip
CMOS APS

Sistema Operativo
Windows 7/10
(32bit&64bit)
MacOS

Resolución
Parámetro real

Otras
TWAIN

Píxeles
2,76M (1920*1440)

Dimensión
45x32,5mm

Área activa
36x27mm



Sensor de imagen 1/4"1.22Mega pixel CMOS

Resolución 640x480 (480P)

Ángulo de visión ≥ 60°

Distorsión <5%

Luminosidad 6 LEDS

Campo de enfoque 5mm~ 35mm



OFERTA
1390 €

PANORÁMICO 3D A9


vatech

FOV Integral para imagen 3D

Las imágenes 3D permiten realizar diagnósticos precisos para planificar los tratamientos dentales. Incluye la áreas maxilar y mandibular en una sola exposición. Ideal para cirugías de implantes y diagnósticos en cirugía oral.




OFERTA
24990 €

PANORÁMICO 3D A9 CON TELE

Tecnología Lite en nuestro sistema de Rayos X 3 en 1

A9 cuenta con una tecnología lite que además de la función PANO + CEPH te permite obtener imágenes CT de manera lite para tu diagnóstico. Proporciona las imágenes más precisas y de mayor calidad.


vatech

OFERTA
31990 €



PANORÁMICO DENTAEUROPA CBCT 3 EN 1



DENTA EUROPA
www.denta.europa.com

Gratis
Actualización del software

OFERTA
32990 €

3 en 1: Panorámico, CT y Cefalométrico

Colocación del paciente: De pie, sentado, accesible en silla de ruedas

Punto Focal: 0,5mm

Puede ver 16 imágenes panorámicas CT en la pantalla simultáneamente

El software de procesamiento **OnDemand3D**

ESCÁNER INTRAORAL



vatech

OFERTA
8790 €

Calidad de imagen superior
Diseño ligero y compacto
59 segundos de escaneo
Rotación 360º
Profundidad de escaneo 20mm
Puntas esterilizables en autoclave 250 veces
165g más pequeño y ligero

SENSOR INTRAORAL + PC

EzSensor Classic proporciona constantemente imágenes de alta resolución y claras para un diagnóstico preciso y la planificación del tratamiento.

Detector: **CMOS**

Tamaño de Pixel: **29,6µm**

Resolución teórica: **17lp/mm**

Gama Dinámica: 12 bit

Área Activa (Ancho x Largo): Tamaño 1.0: **20x30 mm** / Tamaño 1.5: **24x33 mm** / Tamaño 2.0: **26x36mm**

Dimensiones (Ancho x Largo): Tamaño 1.0: **25,4x36,8 mm** / Tamaño 1.5: **29,2x39,5 mm** / Tamaño 2.0:

31,3x42,9 mm

Espesor: **4,8 mm**

Longitud del cable: **2,7 m**

OFERTA
2490 €



vatech



SENSOR INTRAORAL TIMEX



Especificaciones del sensor

Tipo de sensor **CMOS**

Resolución **25,00** pares de líneas por mm

Tamaño 1: **20 x 30 mm** (área activa)

Conexión **USB 2.0**

Monitor **1024x768**

Cable de **3 metros**

OFERTA
1790 €



DENTAEUROPA G4 PRO

Óptica avanzada con zoom continuo: permite aumentar o reducir la imagen de forma fluida y trabajar a distintas distancias (200–550 mm).

Iluminación LED potente con filtros: luz clara y estable, con filtros naranja, verde y azul según el tipo de tratamiento.

Cámara 4K integrada: graba videos y toma fotos en alta definición para documentación y enseñanza.

Diseño ergonómico: brazos articulados con frenos electromagnéticos y controles fáciles (manetas, pedal o ratón) para trabajar cómodo y preciso.

OFERTA
18000 €



DENTAEUROPA DOM 3000D PRO

Imágenes en ultra alta definición: integra cámara 4K para capturar fotos y vídeos con gran nitidez, ideal para documentación clínica y enseñanza.

Óptica avanzada y zoom continuo: ofrece un rango de aumentos de 3,6× a 23,3× con ópticas multicapa que aseguran máxima claridad e iluminación uniforme.

Ergonomía y comodidad: cuenta con tubo binocular inclinable de 0-210°, brazo equilibrado sin botón y diseño compacto que reduce la fatiga del operador.

Iluminación y conectividad digital: luz LED de hasta 80.000 lux y sistema Wi-Fi integrado para transmisión, grabación y gestión de



OFERTA
12500 €

LÁMPARA CIRUGÍA RODANTE



OFERTA
1990 €

DENTAEUROPA SERIES

La tecnología LED ha revolucionado el arte del diseño de equipos para el sector médico.

Dentaeuropa lleva esta tecnología innovadora al área de procedimientos y exámenes. Con su avanzado sistema de gestión térmica, controles de atenuación integrados, salida de luz brillante y carcasa compacta, Dentaeuropa cumple con los estrictos requisitos tanto de los diseñadores como de los profesionales de hospitales.



CARRO ELECTRIFICADO PARA ESCÁNER INTRAORAL

Iluminación uniforme para el área de trabajo
Luz de alta intensidad
120.000 lux/ 1 metro.

Se puede utilizar con ordenador todo-en-uno, ordenador con torre, ordenador portátil.

Está equipado con ganchos para cables, 3 enchufes, placa para el soporte de la cámara.

Opcional: soporte para el monitor (89€)



OFERTA
590 €



MOTOR DE ENDO DENTAEUROPA

El motor mecanizado posee 10 ajustes de memoria para guardar en el dispositivo.

Incorpora localizador de ápice con una pantalla OLED.

La tecnología Bluetooth permite sincronizar el motor con el localizador de ápice

Reducción del contra ángulo de 16:1.

Conector USB.

Dispone de control de torque. Batería recargable y reemplazable.

Disponible para 6 ángulos.

Autoclavable a alta temperatura.

Con sensor automático. El motor comienza a trabajar cuando entra en contacto con el diente y se detiene automáticamente cuando es separado de la pieza dental



El mango extraíble se puede esterilizar y la construcción cerrada del accesorio permite una fácil limpieza.

OFERTA
796€

LOCALIZADOR DE APICES DENTAEUROPA

Pantalla LCD de gran calidad.

Panel táctil.

La tecnología Bluetooth permite sincronizar el localizador al **motor de endodoncia iRoot Pro**.

Puede ser utilizado también con el Endo Motor Marc III a través de cable.

Incluye **precisión giroscópica** por lo que la pantalla se adapta a diferentes posiciones.

Tecnología multifrecuencia.

Ajuste multiángulo.

Alerta cuando la lima endo esté a menos de 2.2 mm del ápice.



OFERTA
299 €

DENTAEUROPA LASER SMART™ SM

UNICO LASER DEL MERCADO CON 5 LONGITUDES DE ONDA

VENTAJAS DEL LASER LASOTRONIX CON RESPECTO A LA COMPETENCIA.

La principal ventaja de contar con 5 longitudes de onda (405 / 635 / 808 / 980 / 1064 nm) en un solo equipo es su versatilidad clínica y eficiencia incomparable en comparación con otros láseres del mercado, que normalmente trabajan con una o dos longitudes de onda.

- ✓ **Tratamientos completos de tejido blando**
 - Excelente precisión quirúrgica con coagulación inmediata
 - Menor sangrado, menor dolor postoperatorio, curación más rápida
 - Cirugías periodontales, frenectomías, modelado gingival, tratamientos mucogingivales
- ✓ **Biomodulación (PBM) en tejidos duros y blandos (635 nm y 808 nm)**
 - Estimulación celular, regeneración tisular, alivio del dolor crónico
 - Regeneración ósea (osteoblastos), ideal para implantología y ortodoncia
 - Aplicable también en neuralgias, articulaciones temporomandibulares y heridas crónicas



- ✓ **Desinfección fotodinámica (PAD)**
 - Eliminación eficaz de bacterias, virus y hongos sin antibióticos
 - Ideal para conductos radiculares, bolsas periodontales, periimplantitis
 - Alternativa segura, sin efectos secundarios ni resistencia bacteriana
- ✓ **Un solo dispositivo para múltiples especialidades**
 - Odontología general, endodoncia, cirugía, estética, fisioterapia, dermatología
 - Ahorro de espacio, tiempo y dinero
 - Ideal tanto para clínicas multidisciplinarias como para consultorios pequeños

- ✓ **Medicina estética no invasiva**
 - Rejuvenecimiento facial, reducción de arrugas, poros y manchas
 - Estimulación de colágeno, tratamiento de acné, cicatrices y estrías
 - Todo esto sin necesidad de procedimientos invasivos ni tiempos de recuperación largos

- ✓ **Diagnóstico avanzado (405 nm)**
 - Visualización de caries, fisuras, infecciones, lesiones precancerosas
 - Detección precisa gracias al fenómeno de autofluorescencia
 - Seguridad para el paciente: detección temprana = tratamiento más eficaz

- ✓ **Ventaja comercial**
 - Amplía significativamente la oferta de servicios
 - Mejora la satisfacción y fidelización del paciente
 - Mayor retorno de inversión (ROI) gracias a procedimientos rentables y frecuentes.

KIT ROTATORIOS SIN LUZ



COMPOSICIÓN:

- 1 Contraángulo 1:1 Led
- 1 Pieza Recta 1:1 sin Luz
- 1 Micromotor sin Luz
- 1 Turbina sin luz

OFERTA
650 €

KIT ROTATORIOS CON LUZ



COMPOSICIÓN:

- 1 Contraángulo 1:1
- 1 Pieza Recta 1:1
- 1 Micromotor
- 1 Turbina con Acoplamiento Luz KAVO

OFERTA
850 €


MUEBLE ESTERILIZACIÓN



ASTRA

Medidas: Ancho: 164cm Alto: 197cm Profundo: 60cm
Material: Metálico

OFERTA
2990 €




MUEBLE INOX



ASTRA

OFERTA
2690 €



Medidas: Ancho: 208,5cm Alto: 85,80cm Profundo: 60cm
Material: Metálico

AUTOCLAVE 18L CLASE B

FILTRO DE AIRE

Filtra las impurezas transportadas por el aire en la cámara para evitar la contaminación

NUEVA CÁMARA DE ESTRUCTURA DE SEIS CAPAS, CREACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA DE CÁMARA

La cámara adopta una estructura de seis capas, utilizando la especial Técnica de espumación de microporos



TANQUE ABIERTO DE GRAN CAPACIDAD

Tanque abierto, fácil de limpiar. El sensor de calidad del agua incorporado monitorea la calidad del agua, reduce la tasa de fallas de la máquina y prolonga la vida útil de la máquina.

ADECUADO PARA DIFERENTES TIPOS DE INSTRUMENTOS

Instrumentos quirúrgicos, instrumentos dentales, cristalería, unidades de inyección y otros objetos resistentes a la compresión y al vapor caliente

SISTEMA DE DOBLE BLOQUEO - CERRADURA MECÁNICA CON SISTEMA AIR LOCK

El sistema de doble bloqueo hace que el autoclave sea más seguro y evita posibles riesgos de seguridad

OFERTA

1990 €

AUTOCLAVE SOLE 22L CLASE B

trident

Está equipado con un **sistema de autodiagnóstico** para monitorear el funcionamiento de los componentes principales.

Sole **extrae el 98% del aire** de la cámara, mediante tres procesos de vacío fraccionado a -0,80 Bar; este proceso garantiza una buena atmósfera para una perfecta generación de vapor saturado seco.

Está equipado con un **generador de vapor instantáneo** que permite ciclos más rápidos con resultados óptimos en el consumo de agua/tasa de carga de esterilización.

Información y seguridad operativa: Sole crea una contraseña de ingreso para cada usuario.

Sistema de bloqueo de seguridad: la puerta se bloquea automáticamente una vez que comienza el ciclo.



OFERTA

2990 €

El **D7** es un ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa diseñado para la realización de tratamientos de profilaxis dental, periodoncia y endodoncia.

Funciones: con sus **tres programas Profilaxis (G), Periodoncia (P) y Endodoncia (E)**, fácilmente programable gracias a su cómodo display que permite su uso incluso con guantes mojados, y una frecuencia de trabajo regulable entre 25.000 y 31.000 Hz.

La retroalimentación automática y la potencia de salida constante dotan al dispositivo de una eficacia excepcional.

El D7 dispone de **suministro autónomo** lo que **permite la utilización de soluciones clínicas** como: Peróxido de Hidrógeno, Hipoclorito o Clorixidina, las cuales mejoran drásticamente el efecto del tratamiento periodontal y la irrigación endodóntica.

Su pieza de mano es desmontable para su esterilización en autoclave y totalmente **compatible con puntas con rosca tipo S**.

ULTRASONIDOS DTE D7 SIN LUZ



- **Conexión manguera:** Tipo S sin luz.
- **Sistema rosca punta:** Tipo S.
- **Frecuencia de trabajo:** 25.000 – 31.000 Hz.
- **Amplitud de movimiento:** 100µm.
- **Programas de trabajo:** G- Limpieza; P- Periodoncia; E- Endodoncia.
- **Suministro de agua:** Autónomo

OFERTA
459 €

ULTRASONIDOS DTE D7 CON LUZ

- **Conexión manguera:** Tipo S con luz.
- **Sistema rosca punta:** Tipo S.
- **Frecuencia de trabajo:** 25.000 – 31.000 Hz.
- **Amplitud de movimiento:** 100µm.
- **Programas de trabajo:** G- Limpieza; P- Periodoncia; E- Endodoncia.
- **Suministro de agua:** Autónomo



OFERTA
498 €

LÁMPARA B75 FARO

FARO

La lámpara B75 está equipada con **dos puntos de luz LED independientes**: uno circular para cirugía, con una intensidad de iluminación superior a 110.000 LUX, y uno elíptico, para uso odontológico que viene con una proyección exclusiva de luz reflejada capaz de asegurar la máxima luminosidad. Calidad, rendimiento y confort visual.



OFERTA
3.990 €
OFERTA CON CÁMARA
6.490 €



CARRO DENTAL


DENTA EUROPA
www.denta-europa.com


El Carro Dental es una solución práctica y elegante para la organización y almacenamiento de instrumental y materiales clínicos en consultorios dentales y médicos.

Diseñado para maximizar el espacio de trabajo, ofrece una estructura robusta con cinco cajones espaciosos, facilitando un acceso rápido y ordenado a todo lo necesario durante los procedimientos.

Su acabado en material resistente y fácil de limpiar garantiza una higiene óptima en el entorno clínico.

Medida total (con ruedas): **50cm x 56cm x 82 cm**

Cajones 1-5: **40cm ancho x 37cm largo**

Cajón 6: **32cm ancho x 43cm largo**

Peso: **67Kg**



OFERTA
899 €

MICROSCOPIO DENTAEUROPA NEW TME



Microscopio quirúrgico

Aumentos: **Zoom manual**

Oculares: **12,5X/18B** (Apertura: 18 mm)

Binoculares: **0~210° inclinables**

Lente objetivo: **f = 250 mm** (enfoque de 0 a 16 mm)

Iluminación: **LED**

Sistema de soporte: de **sobremesa, montaje con clip de mesa, montaje en unidad dental**

OFERTA
6990 €

MICROSCOPIO DENTAEUROPA 3000D PRO

0-210° Tubo binocular ergonómico

Ajuste de distancia de pupila incorporado

Sistema 4k incorporado

Sistema de aumento



180-460mm lente de objetivo de enfoque vario

Diseño, fabricación y promoción de microscopios quirúrgicos con sistema de imágenes HD en odontología.

Ya sea que se dedique a la endodoncia, la periodoncia o la odontología quirúrgica, ofrecemos soluciones de microscopio ideales para su práctica.

OFERTA
14775 €

MICROSCOPIO DENTAEUROPA G4-D

Oculares: **10X/22B**

Rango de dioptrías: **+/-7D**

Filtro: **Naranja, verde**

Tasa de aumentos: **Zoom**

Ampliaciones: **3,6x-23,3x**

Objetivo: **WD180mm-460mm**

Diámetro del CDV: **65mm**

Mecanismo del brazo de contrapeso: **Sí** (ajuste del par del muelle helicoidal)

Brazo transversal: **Eslora: 570mm / Ángel giratorio: 360°**

Brazo oscilante: **Eslora: 850mm / Ángulo de rotación: ±100° / Movimiento vertical: ±300mm**

Mayor alcance del brazo: **1760mm**

Tamaño de base: **580mm x 580mm**

Base con frenos: **Sí**

OFERTA
16990 €



MICROSCOPIO DENTAEUROPA 3D



Tecnología 3D a simple vista: sistema de seguimiento y localización del ojo humano, impacto estéreo, experiencia visual.

Sin oculares, fácil de operar.

Súper profundidad de campo, zoom de nuevo: 4 veces la profundidad de campo y ampliación tradicionales

Sistema operativo de **doble pantalla** y visualización y módulos de comunicación médico-paciente

Terapia adyuvante con sistema de espejo invertido

Compatible con múltiples pantallas

OFERTA
37750 €

ASSISTINA 301 PLUS



La lubricación rotativa automática garantiza la mejor distribución del aceite formando una película lubricante homogénea. Disuelve y elimina las partículas de suciedad, prolongando notablemente la vida útil de los instrumentos, al mismo tiempo que se reducen los costes de mantenimiento.



01



02



03

OFERTA
790 €

01 Acople el instrumento. Cierre la cúpula.

02 Presione el botón. El programa de mantenimiento se realiza automáticamente.

03 Extraiga el instrumento seco y en perfectas condiciones de mantenimiento transcurridos 35 segundos.

MULTIDEM C27 TRATAMIENTO DEL AGUA

Aproveche ahora las numerosas ventajas que le ofrece la instalación de su nuevo sistema de depuración de agua **Multidem C27**.

Multidem ofrece un agua desmineralizada de gran calidad para la generación de vapor en las autoclaves. Con ello se garantiza un rendimiento óptimo y homogéneo y la prolongación de la vida útil de su esterilizador o equipo de depuración. Además, el dispositivo está equipado con una pistola de pulverización especialmente idónea para la limpieza del instrumental antes de la esterilización.



OFERTA
295 €

VIBRADOR DE CÁPSULAS



El **vibrador de cápsulas** está diseñado para mezclar cápsulas de amalgama, cuenta con una pantalla LCD que permite ajustar la velocidad y el tiempo de vibración, cuenta con una horquilla metálica adaptada a todo tipo de cápsulas del mercado.

La velocidad máxima para este tipo de amalgama es de 2800-2500 rpm

El rango de tiempo es de 1 a 99 segundos.

Silencioso, con una potencia de 40w y emisiones de ruido inferiores a 65db

Peso 2 kg

Medidas 26 x 22 x 19 cm.

OFERTA
169 €

TURBINA CON LUZ AUTOGENERADA



OFERTA
245 €

TURBINA CON ACOPLAMIENTO LUZ TIPO KAVO



OFERTA
445 €

CONTRAANGULO 1:1 LUZ



LIQUIDACIÓN
339 €

MICROMOTOR NEUMÁTICO LUZ



LIQUIDACIÓN
398 €

KIT ROTATORIOS SIN LUZ



COMPOSICIÓN:
1 Contraangulo 1:1 Led
1 Pieza Recta 1:1 sin Luz
1 Micromotor sin Luz
1 Turbina sin luz

OFERTA
650 €



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

Asvadent SL

Padre Aller, 26
33012 - OVIEDO
www.asvadent.com
Telf. 985 27 73 43

Dr. Moreno, 12
47008 - VALLADOLID
asvadent@asvadent.com
Telf. 983 27 45 84

Núñez Morgado, 5
28036 - MADRID
administracion@asvadent.com
Telf. 902 99 65 38



OFERTA VÁLIDA HASTA el 30 de diciembre de 2025 (o finalizar existencias). Los precios no incluyen IVA.
Precios válidos salvo error tipográfico y hasta fin de existencias. Las imágenes podrán diferir del producto real.