

Válida hasta el 31 de diciembre de 2026

Bien Air⁺
Dental

CATÁLOGO 2026

SWISS  MADE



ASVADENT

NEW
CAPRIMA

Hacia
una nueva
generación
de sonrisas



véase la página 6

CONTACTOS



NUESTRO EQUIPO COMERCIAL A SU SERVICIO.



JORGE BUENO
AREA SALES MANAGER SUR ESPAÑA
+34 637 556 653
jorge.bueno@bienair.com



MARIO JORDÀ
AREA SALES MANAGER NORTE ESPAÑA
+34 607 327 557
mario.jorda@bienair.com



MIGUEL ROLO
AREA SALES MANAGER PORTUGAL & LATIN AMERICA
+351 913 098 832
miguel.rolo@bienair.com



DAVID PEIRÓ
AREA SALES MANAGER ESTE ESPAÑA
+34 681 222 408
david.peiro@bienair.com



LELI JIMÉNEZ
ASISTENCIA COMERCIAL
+34 646 059 383
leli.jimenez@bienair.com

UN ÚNICO INTERLOCUTOR, CERCA DE USTED, EN TODA ESPAÑA.



ENCUÉNTRENOS EN


• SafeInvest

¿HA OÍDO HABLAR DE SAFEINVEST?


SAFEINVEST: SU SOLUCIÓN DE MANTENIMIENTO PRÉMIUM.

Un plan de suscripción diseñado para simplificarle la vida. Nos encargamos de la logística de sus instrumentos rotatorios para que pueda concentrarse únicamente en sus pacientes.


Descubra una solución rentable diseñada para optimizar su conjunto de instrumentos rotatorios y aumentar su eficiencia financiera.



GARANTÍA
Y SEGURO



SUSTITUCIÓN DEL
INSTRUMENTO ROTATORIO



SERVICIO DE REPARACIÓN
GRATUITA



CONTROL
DE COSTOS

DISFRUTE DE LA MÁXIMA TRANQUILIDAD

USTED ES EL DUEÑO DE LOS INSTRUMENTOS ROTATORIOS,
NOSOTROS HACEMOS EL RESTO.



PARA MÁS
INFORMACIÓN,
CONTÁCTENOS

SWISS  MADE

REPAIR SERVICE

UN SERVICIO DE REPARACIÓN SENCILLO, RÁPIDO Y EFICAZ,
CON UN CONTROL ÓPTIMO DE LOS COSTES.



Garantía ampliada
hasta 1 año después
de la reparación



Precio de reparación
con tarifa fija para una
total transparencia



Calidad garantizada
gracias a piezas de
reparación originales



Recogida y
devolución
gratuitas

Realice su solicitud de reparación aquí

WWW.REPAIRSERVICE.BIENAIR.COM

REPAIR SERVICE SUSTITUYE OFICIALMENTE AL CLUB BIEN-AIR



NEW CA PRIMA



MORE THAN A SIMPLE CONTRA-ANGLE*

* MÁS QUE UN SIMPLE CONTRA-ÁNGULO

VER DETALLES DEL
PRODUCTO



SWISS  MADE

DISEÑADO PARA SU TRANQUILIDAD.

CA PRIMA es mucho más que la simple evolución de la generación anterior. Es un contra-ángulo 1:1 de diseño totalmente nuevo.

Hemos perfeccionado nuestra legendaria fiabilidad con nuestro célebre saber hacer de calidad suiza. Esta mejora, junto con multitud de innovadoras características, ha dado como resultado un contra-ángulo completamente renovado.

Concebido para simplificar su trabajo, ofrecerle tranquilidad y mejorar la comodidad de sus pacientes. Aunque su ingeniería interior es impresionante, por fuera es un sencillo contra-ángulo de larga vida útil y máxima fiabilidad, con el que podrá trabajar con total facilidad y confianza para mejorar la comodidad de sus pacientes.



CAMPO DE VISIÓN OPTIMIZADO

El cabezal del instrumento rotatorio presenta ahora una forma cónica que mejora la visibilidad.



FIABILIDAD GARANTIZADA

El sistema patentado *Accu-chuck advanced* reduce las vibraciones, por lo que garantiza una vida útil más larga y una comodidad mejorada.



DISEÑO PARA DURAR

Fabricado con acero inoxidable para una mayor resistencia a los impactos mecánicos y una vida útil más prolongada.



VISIBILIDAD MEJO- RADA PARA UNA MAYOR PRECISIÓN

El nuevo sistema patentado *Accu-spray micro* genera una aspersión más fina que mejora la visibilidad y la precisión de trabajo.

430€
CA PRIMA 1:1 L

CA PRIMA 1:1 L MICRO-SERIES
REF 1601237-001

CA PRIMA 1:1 L STANDARD
REF 1601236-001

GARANTÍA 24 MESES



390€
CA PRIMA 1:1

CA PRIMA 1:1
REF 1601235-001

GARANTÍA 24 MESES

510€
**CA PRIMA 1:1
EXT. SPRAY**

CA PRIMA 1:1 EXTERNAL SPRAY REF 1601267-001

GARANTÍA 24 MESES



Precios IVA no incluido

CONTRA-ÁNGULOS

980€

NOVA 1:5 L

CA NOVA 1:5 L REF 1601139-001
CA NOVA 1:5 L MICRO-SERIES REF 1601138-001
GARANTÍA 36 MESES

- Cabezal pequeño y cónico
Ø 6.3 mm 13.7 mm
- Acero inoxidable
- Cabeza a prueba de golpes
- Pulsador con tecnología
antirrecalentamiento *CoolTouch+*
- Válvula antirretorno

775€

NOVA 1:1 L

CA NOVA 1:1 L REF 1601137-001
CA NOVA 1:1 L MICRO-SERIES REF 1601136-001
GARANTÍA 36 MESES

- Cabezal pequeño y cónico
Ø 6.3 mm 12.9 mm
- Acero inoxidable
- Cabeza a prueba de golpes
- Válvula antirretorno

715€

CA 1:5 L

CA 1:5 L STANDARD REF 1600386-001
CA 1:5 L MICRO-SERIES REF 1600690-001
GARANTÍA 24 MESES

- Tecnología de vidrio óptico multifilamento
- *CoolTouch™*

665€

CA 1:5

CA 1:5 REF 1600325-001
GARANTÍA 24 MESES

- Sin luz
- *CoolTouch™*

PROPHY | ENDO

510€

PROPHY 15:1

CAP 15:1 REF 1600290-001
GARANTÍA 24 MESES

- Copa extraíble
- Sin spray
- Sin luz

410€

PROPHY 10:1

SUMINISTRADO CON 2 CABEZALES
PM 10:1 REF 1600289-001
GARANTÍA 24 MESES

- Para cabezales desechables
- Sin spray
- Sin luz

410€

PM 1:1

PM 1:1 STANDARD REF 1600383-001
PM 1:1 MICRO-SERIES REF 1600693-001
GARANTÍA 24 MESES

- Pulverizador interno
- Compatible con micromotores Micro-Series
- Sin luz

765€

ENDO 4:1

CA ENDO 4:1 REF 1600955-001
GARANTÍA 12 MESES

- Compatible con waveone y reciproc
- Microcabezal
- Sin luz

735€

MICROMOTOR MC2

MC2 LED REF 1600681-001
MC2 ISOLITE 300 REF 1600078-001
GARANTÍA 18 MESES

- Compatible con Micro-Series
- Gold connect
- Luz LED

735€

MICROMOTOR MC3

MC3 LED REF 1600680-001
MC3 LK REF 1600077-001
GARANTÍA 18 MESES

- Compatible con Micro-Series
- Gold connect
- Luz LED

TURBINAS



920€

TORNADO

TORNADO LED PARA ACOPLAMIENTO UNIFIX
REF 1600908-001
TORNADO LK PARA ACOPLAMIENTO LK LED
REF 1600907-001

GARANTÍA 36 MESES

- Protective Shield (tratamiento de PVD)
- Más Potente - 30 W
- Más Silenciosa - 55 dBA
- Dimensiones cabezal -
Ø 12.2mm H 13.1mm
- 4 sprays asimétricos combinados
- Luz LED



920€

TORNADO S

TORNADO S PARA ACOPLAMIENTO UNIFIX
REF 1600933-001
TORNADO S LK PARA ACOPLAMIENTO LK LED
REF 1600932-001

GARANTÍA 36 MESES

- Protective Shield (tratamiento de PVD)
- Más Potente - 24 W
- Más Silenciosa - 58 dBA
- Dimensiones cabezal -
Ø 10.9mm H 12.2mm
- 4 sprays asimétricos combinados
- Luz LED



560€

BORA 2 LED

BORA 2 LED PARA ACOPLAMIENTO UNIFIX
REF 1601152-001

GARANTÍA 24 MESES

- 20 W
- 59 dBA
- Dimensiones cabezal
Ø 11.9 mm 13.2 mm
- 4 sprays asimétricos combinados
- Luz LED



560€

BORA 2 LK

BORA 2 LK PARA ACOPLAMIENTO LK LED
REF 1601153-001

GARANTÍA 24 MESES

- 20 W
- 59 dBA
- Dimensiones cabezal
Ø 11.9 mm 13.2 mm
- 4 sprays asimétricos combinados
- Luz LED

ACOPLAMIENTOS



285€

ACOPLAMIENTO UNIFIX CON REGULACIÓN DE SPRAY

REF 160086-001

GARANTÍA 12 MESES

- Compatible con instrumentos Bien-Air
- Para instrumentos con luz
- Con regulación de spray
- Gold Connect para una conductividad
y una resistencia a la oxidación excepcionales
- 4 agujeros



300€

ACOPLAMIENTO LK LED CON REGULACIÓN DE SPRAY

REF 1600866-001

GARANTÍA 12 MESES

- Compatible con instrumentos KAVO
- Con luz LED
- Con regulación de spray
- Gold Connect para una conductividad
y una resistencia a la oxidación excepcionales
- 4 agujeros



225€

ACOPLAMIENTO UNIFIX SIN REGULACIÓN DE SPRAY

REF 1600363-001

GARANTÍA 12 MESES

- Compatible con instrumentos Bien-Air
- Para instrumentos con luz
- Sin regulación de spray
- Gold Connect para una conductividad
y una resistencia a la oxidación excepcionales
- 4 agujeros



275€

ACOPLAMIENTO LK LED SIN REGULACIÓN DE SPRAY

REF 1600902-001

GARANTÍA 12 MESES

- Compatible con instrumentos KAVO
- Con luz LED
- Sin regulación de spray
- Gold Connect para una conductividad y una
resistencia a la oxidación excepcionales
- 4 agujeros

TURBINAS + ACOPLAMIENTOS



1.050€

TORNADO + ACOPLAMIENTO



Ó



TORNADO LED + ACOPLAMIENTO UNIFIX
REF 1700566-001
TORNADO LK + ACOPLAMIENTO LK LED
REF 1700565-001
TORNADO S LED + ACOPLAMIENTO UNIFIX
REF 1700568-001
TORNADO S LK + ACOPLAMIENTO LK LED
REF 1700567-001



735€

BORA 2 + ACOPLAMIENTO



Ó



BORA 2 LED + ACOPLAMIENTO UNIFIX
REF 1700853-001
BORA 2 LK + ACOPLAMIENTO LK LED
REF 1700854-001

LABORATORIO



1.360€
STATION
STS-TRIMMER
+ TDS 890

STATION STS-TRIMMER REF 1700296-001
GARANTÍA 12 MESES

- Depósito de agua de 1,4 l
- Gran autonomía
- Pulverizador de mezcla aire/agua



650€
STATION S001
+TD 783

STATION S001 REF 1700126-001
GARANTÍA 12 MESES

- Estación de mesa
- 300,000 RPM
- Fiabilidad sin concesiones



460€
TURBINA TD 783

TD 783 REF 1600161-001
GARANTÍA 12 MESES

- Para estación sin pulverizador
- 300,000 RPM
- Ideal para trabajos delicados y de precisión



835€
TURBINA TDS 890

TDS 890 REF 1600163-001
GARANTÍA 12 MESES

- Para estación con pulverizador
- 300,000 RPM
- Conexión de 4 vías

Precios IVA no incluido

IMPLANTOLOGÍA CIRUGÍA ORAL

¡NUEVO CABEZAL CÓNICO!



1.125€
CA 20:1 L

CA 20:1 L REF 1600598-001
CA 20:1 L MICRO-SERIES REF 1600692-001

1.100€
CA 20:1 REF 1600632-001
GARANTÍA 24 MESES

- Línea de irrigación interna patentada para un manejo sencillo y una visibilidad clara
- Nuevo cabezal cónico para un ángulo de visión más amplio
- Resistente a la corrosión gracias al uso de acero inoxidable
- Intensidad de luz mejorada con los conductores de vidrio óptico multifilamento
- Equilibrio perfecto cuando se conecta al micromotor MX-i



510€
PM 1:1
IRRIGACIÓN EXTERNA

PM 1:1 REF 1600052-001
GARANTÍA 24 MESES

- Spray externo
- Compatible con toda la gama de micromotores
- Sin luz

560€

PEDAL INALÁMBRICO

PEDAL INALÁMBRICO + DONGLE REF 1601192-001

GARANTÍA 24 MESES



Precios IVA no incluido

NUEVO PRODUCTO!

Para mejorar su comodidad y llevar su experiencia quirúrgica a un nivel superior, le presentamos nuestro pedal, que ahora es inalámbrico.

TOTAL LIBERTAD

El pedal es inalámbrico, lo que le brinda una flexibilidad total para colocarlo donde quiera, sin tener que depender de un cable.

COMPATIBILIDAD PLENA

Todos los modelos CHIROPRO existentes pueden actualizarse fácilmente para admitir la opción inalámbrica con una sencilla solución plug-and-play.

EFICIENCIA MEJORADA

Puede controlar todo su equipo dental con un simple toque del pie; así, podrá concentrarse en sus pacientes al tiempo que reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada.

CONTRA-ÁNGULO

1:2.5

SWISS  MADE

ULTIMATE RELIABILITY

LATCH TYPE
HIGH SPEED SYSTEM



¡UNA INNOVACIÓN BIEN-AIR!
ESTABLECIENDO NORMAS
SIN PRECEDENTES

Descubra una nueva dimensión al combinar su contra-ángulo de alta velocidad con las fresas tipo pestillo. El resultado es un producto cuya durabilidad se multiplica más del doble, lo que demuestra una versatilidad y fiabilidad inigualables en todos los escenarios probados.

- 1/ MAYOR ROBUSTEZ GRACIAS AL DISEÑO EXCLUSIVO DE LAS FRESAS TIPO PESTILLO.
- 2/ MAYOR ESTABILIDAD Y REDUCCIÓN DE LAS VIBRACIONES GRACIAS A LA MAYOR LONGITUD DE LAS FRESAS
- 3/ MEJOR Y MAYOR VELOCIDAD DE CORTE PARA UNA EFICIENCIA EXCEPCIONAL

SWISS  MADE

Precios IVA no incluido

SÓLO

1019€

CON UN KIT DE INICIO
GRATIS DE 4 FRESAS

¡NUEVO CABEZAL CÓNICO!

NEW

micro
SERIES

micro
series

Bien Air
SWISS MADE

Bien Air
Dental

APICECTOMÍA
HEMISECCIÓN
ALARGAMIENTO DE CORONA
EXTRACCIÓN DE MUELAS DEL JUICIO

Para ofrecerle contra-ángulos de última generación y de mayor rendimiento, el CA 1:2,5 rediseñado puede combinarse ahora con fresas quirúrgicas extralargas de 34 mm de tipo pestillo. Esto la convierte en la nueva referencia para la cirugía y la periodoncia.

91€

108€

NEW Tipo Zekrya

CAJA DE 5 RA FRESAS ZEKRYA L28 mm
REF 1101384-005
CAJA DE 5 RA FRESAS ZEKRYA XL 34 mm
REF 1101385-005

NEW Tipo Lindemann

CAJA DE 5 RA FRESAS LINDEMANN L28 mm
REF 1101386-005
CAJA DE 5 RA FRESAS LINDEMANN XL 34 mm
REF 1101387-005

HAGA SU PEDIDO EN LÍNEA EN
[BIENAIR.COM/ONLINESHOP](https://bienair.com/onlineshop)



CA 1:2.5 L + STARTER KIT 4 FRESAS REF 1601163-001
CA 1:2.5 L MS + STARTER KIT 4 FRESAS REF 1601164-001

Precios IVA no incluido

IMPLANTOLOGÍA

WHEN SIMPLICITY MEETS POWER*

IMPLANTOLOGY
motor system

CHIROPRO

+ 1 CONTRA-ÁNGULO 20:1 L

3.699€

CON PEDAL INALÁMBRICO

SET CHIROPRO 3RD GEN - PEDAL INALÁMBRICO + DONGLE REF 1700890-001

GARANTÍA 24 MESES

3.499€

CON PEDAL CON CABLE

SET CHIROPRO 3RD GEN - PEDAL CON CABLE REF 1700707-001

GARANTÍA 24 MESES

CHIROPRO

+ 2 CONTRA-ÁNGULOS 20:1 L

4.399€

CON PEDAL INALÁMBRICO

SET CHIROPRO 3RD GEN - PEDAL INALÁMBRICO + DONGLE REF 1700890-001

+ CA 20:1 L MICRO-SERIES REF 1600692-001

GARANTÍA 24 MESES

4.199€

CON PEDAL CON CABLE

SET CHIROPRO 3RD GEN - PEDAL CON CABLE REF 1700767-001

GARANTÍA 24 MESES

1.150€

SET MX-i LED + CABLE

PARA CHIROPRO

SET MX-i LED REF 1700744-001

CHIROPRO

A simple vista, la consola CHIROPRO parece un equipo compacto, sencillo y robusto. No obstante, ofrece una potencia inesperada al utilizarla por primera vez. Y cuando se combina con el micromotor MX-i, CHIROPRO ofrece un rendimiento inigualable. Su diseño de fácil manejo, combinado con la tecnología Bien-Air, garantiza una potencia sin concesiones con una sencillez inigualable, lo que la convierte en la elección ideal para los implantólogos.



ACCESORIOS PARA CHIROPRO Y CHIROPRO PLUS

86€

LÍNEAS DE
IRRIGACIÓN

CAJA DE 10 LÍNEAS

REF 1500984-010

66€

BOTÓN DE
MANDO

REF 1307031-001

70€

PROTECCIONES
ESTÉRILES

PARA iCHIROPRO REF 1501746-010
PARA CHIROPRO REF 1502329-010



*CUANDO LA SENCILLEZ Y LA POTENCIA VAN DE LA MANO

Precios IVA no incluido

Precios IVA no incluido

IMPLANTOLOGÍA | CIRUGÍA ORAL

IMPLANTOLOGY
motor system

ORAL SURGERY
motor system

WHEN SIMPLICITY MEETS POWER*

CHIROPRO PLUS

Si bien la sencillez define al sistema CHIROPRO, CHIROPRO PLUS va más allá al ser uno de los sistemas más potentes y versátiles del mercado.

Y cuando se combina con el micromotor MX-i PLUS autoventilado, CHIROPRO PLUS ofrece un rendimiento inigualable

No obstante, las ventajas van más allá. Al disponer de una gama más variada de instrumentos, amplía considerablemente el número de posibles aplicaciones odontológicas: desde elevación de seno, aumento óseo y osteotomía hasta extracción dental, hemisección radicular y resecciones apicales; solo se necesita un aparato para hacerlo todo.



4.099€ ~~€ 4.468~~

CHIROPRO PLUS
CON PEDAL CON CABLE
+ 1 CONTRA-ÁNGULO CA 20:1 L

SET CHIROPRO PLUS 3^{er} GEN - PEDAL CON CABLE REF 1700709-001
GARANTÍA 24 MESES

4.799€ ~~€ 5.567~~

CHIROPRO PLUS
CON PEDAL CON CABLE
+ 2 CONTRA-ÁNGULOS CA 20:1 L

SET CHIROPRO PLUS 3^{er} GEN - PEDAL CON CABLE REF 1700709-001
+ CA 20:1 L MICRO-SERIES REF 1600692-001
GARANTÍA 24 MESES

4.299€

CHIROPRO PLUS
CON PEDAL INALÁMBRICO
+ 1 CONTRA-ÁNGULO CA 20:1 L

SET CHIROPRO PLUS 3^{er} GEN - PEDAL INALÁMBRICO + DONGLE REF 1700891-001
GARANTÍA 24 MESES

1.225€

SET MX-i PLUS
+ CABLE

PARA iCHIROPRO
Y CHIROPRO PLUS

SET MX-i PLUS REF 1700758-001



- 1x CHIROPRO PLUS consola
- 1x contra-ángulo CA 20:1 L Micro-Series
- 1x MX-i LED micromotor
- 1x MX-i LED cable
- 1x pedal con cable
- 1x soporte de pieza de mano
- 5x líneas de irrigación
- 1x triopack de mantenimiento



- 1x CHIROPRO PLUS consola
- 2x contra-ángulos CA 20:1 L Micro-Series
- 1x MX-i LED micromotor
- 1x MX-i LED cable
- 1x pedal con cable
- 1x soporte de pieza de mano
- 5x líneas de irrigación
- 1x triopack de mantenimiento



- 1x CHIROPRO PLUS consola
- 1x contra-ángulo CA 20:1 L Micro-Series
- 1x MX-i LED micromotor
- 1x MX-i LED cable
- 1x pedal inalámbrico
- 1x soporte de pieza de mano
- 5x líneas de irrigación
- 1x triopack de mantenimiento



*CUANDO LA SENCILLEZ Y LA POTENCIA VAN DE LA MANO

iCHIROPRO YOUR ULTIMATE IMPLANTOLOGY SYSTEM*

*SU SISTEMA DE IMPLANTOLOGÍA DEFINITIVO


iCHIROPRO es, simple y llanamente, el sistema de implantología más avanzado del mercado. Está diseñado para asistirle con su amplia gama de funciones digitales e inteligentes, para que pueda lograr un rendimiento sin igual.

Tanto si es adepto a la carga inmediata como si practica la cirugía guiada, o si solamente quiere

disponer de una amplia trazabilidad de sus operaciones sin papel, iCHIROPRO le permitirá liberar todo su potencial.

Una experiencia digital integral

Benefíciase de una experiencia digital completa en la gestión de sus pacientes, desde la meticulosa planificación en 3D hasta la implementación precisa el día de la operación.



Trazabilidad sin papel

Consulte todos los datos de sus operaciones y pacientes, que se documentan de forma automática y digital y se exportan directamente al expediente electrónico del paciente con un solo clic.



Amplia biblioteca de implantes

Dispone de acceso a una biblioteca de protocolos preprogramados que puede seguir paso a paso o personalizar en función de sus necesidades.



Actualizaciones automáticas

Obtenga actualizaciones gratuitas y periódicas de su biblioteca de implantes y versiones de iOS para estar siempre al día.



5.299€

SET iCHIROPRO

+ iPad | CA 20:1 L MICRO-SERIES | PEDAL CON CABLE

REF 1700440-001 + iPad

GARANTÍA 24 MESES

5.999€

SET iCHIROPRO

+ iPad | 2x CA 20:1 L MICRO-SERIES | PEDAL CON CABLE

REF 1700440-001 + iPad + REF 1600692-001

GARANTÍA 24 MESES

5.499€

SET iCHIROPRO

+ iPad | CA 20:1 L MICRO-SERIES | PEDAL INALÁMBRICO

REF 1700892-001 + iPad

GARANTÍA 24 MESES

MÁS INFORMACIÓN
EN BIENAIR.COM



Bien Air
Dental

iChiropro

Precios IVA no incluido

Precios IVA no incluido

MANTENIMIENTO



2.400€

LUBRICARE 2

+ DUOPACK MANTENIMIENTO GRATUITO

LUBRICARE 2 REF 1601156-001

GARANTÍA 24 MESES



ACOPLAMIENTOS LUBRICARE 2
 PARA INSTRUMENTOS BIEN-AIR REF 1600082-001
 PARA INSTRUMENTOS KAVO REF 1308699-001
 PARA INSTRUMENTOS W&H REF 1308701-001
 PARA INSTRUMENTOS DENTSPLY SIRONA REF 1308700-001

OFERTA ESPECIAL LUBRICARE 2

**AL COMPRAR UN
 LUBRICARE 2 RECIBA
 2 ACOPLAMIENTOS
 POR 265 EUROS MÁS**

(hasta un límite de 2 acoplamiento idénticos)



VEA NUESTRO VÍDEO
 SOBRE CÓMO UTILIZAR
 NUESTRO LUBRICARE 2

Precios IVA no incluido

107€

TRIOPACK

SPRAYNET, LUBRIFLUID, AQUACARE

REF 1600036-001 + 1600064-001 + 1600617-001



82€

DUOPACK

SPRAYNET, LUBRIFLUID

REF 1600036-001 + 1600064-001



Precios IVA no incluido

41€

**CARTUCHOS
 LUBRIMED**

LOTE DE 6 CARTUCHOS

CARTUCHOS LUBRIMED REF 1600037-006



• Grasa médica para sus turbinas

36€

**ENGRASADOR
 LUBRIMED**

LUBRIMED REF 1000003-001




CONSULTE LAS GUÍAS
 DE MANTENIMIENTO
 DE NUESTROS
 INSTRUMENTOS


NEW

BienAir
Dental

UNA LIBERTAD SIN LÍMITES



Para mejorar su comodidad y llevar su experiencia quirúrgica a un nivel superior, le presentamos nuestro mando de pie, que ahora es inalámbrico.



Compatibilidad plena

Todos los modelos CHIROPRO existentes pueden actualizarse fácilmente para admitir la opción inalámbrica con una sencilla solución plug-and-play.

PEDAL INALÁMBRICO + DONGLE
REF 1601192-001



CHIROPRO PLUS



CHIROPRO



CHIROPRO L



iCHIROPRO

S W I S S  M A D E