

OFERTA ESPECIAL

Clínica

Del 1 de OCTUBRE
al 31 de ENERO, 2027



ASVADENT

Termoconformadora por presión

PlastPress

REF. 080544

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío. Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor. Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

LÁMINAS

Láminas de 125 a 131 mm
Láminas Ø 125 a 134 mm



-22%
pvp 1.205,78 €
941 €
+ IVA

Especificaciones
Potencia 450 W

Alto 270 mm x Ancho 265 mm x Fondo 235 mm
Peso 7,5 kg

Termoconformadora de vacío

REF. 080542

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas.

LÁMINAS

de 125 a 134 mm
Ø 125 a 134 mm (disponible adaptador para Ø 120, no incluido)



-22%
pvp 834,25 €
651 €
+ IVA

Especificaciones
Potencia 925W

Alto 310 mm x Ancho 260 mm x Fondo 275 mm
Peso 4,6 kg

Termoconformadora por presión

REF. 080543

La fuerte presurización permite un moldeado preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).

Especificaciones

Presión 4-6 bar
Potencia 450W



-22%
pvp 3.104,52 €
2.422 €
+ IVA

Alto 545 mm
Ancho 260 mm
Fondo 410 mm
Peso 15 kg

Horno de secado para láminas de termoconformado

REF. 080118

Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable.
- ✓ Temporizador de 24 horas.



-22%
pvp 360,44 €
281 €
+ IVA

Especificaciones
Temp. 35-75°C
Consumo 550-650 W

Alto 310 mm x Ancho 340 mm x Fondo 450 mm
Peso 8,3 kg

LAMINAS DE TERMOCONFORMADO

D

DOBLE BOLSA:

- Bolsa exterior metalizada, al vacío, con autocierre.
- Bolsa interior que contiene las láminas.

CE Producto sanitario

PARA TODO TIPO DE USOS:

- Alineadores de ortodoncia
- Aparatos de ortodoncia.
- Alineadores dentales.
- Mantenedores de espacio.
- Férulas de descarga (bruxismo).
- Planchas de registro para guía quirúrgica.
- Postratamiento protésico.
- Planchas de registro.
- Desprogramadores.
- Placas base para prótesis totales.
- Cubetas individuales.
- Guías quirúrgicas.
- Aparatos de apnea.
- Cubetas para blanqueamiento.
- Cubetas para fluoración.
- Protectores bucales deportivos.

NUEVO



REFERENCIA	DUREZA	ESPESOR (mm)	CANT.	PVP
080801-10	DURAS	0,8	10	5 €
080801-25			25	12 €
080802-10		1,0	10	5 €
080802-25			25	12 €
080803-10		1,5	10	6 €
080803-25			25	15 €
080804-10	BLANDAS	2,0	10	8 €
080804-25			25	20 €
080812-10		1,0	10	5 €
080813-10		1,5	10	6 €
080814-10		2,0	10	8 €
080815-05		3,0	5	8 €

Consulte en www.mestra.es nuestros otros modelos de la marca Bioart (también en formato redondo):



Autoclave icanCLAVE 3F

REF. 100367

icanCLAVE 3F es un autoclave superrápido, especial para la esterilización de instrumental sin envolver, que mejora enormemente la tasa de rotación del instrumental quirúrgico y la comodidad de pequeñas operaciones como odontología.

- ✓ Puerto de impresora.
- ✓ Puerto USB
- ✓ Memoria interna.
- ✓ Puerto de impresora de etiquetas de código de barras.
- ✓ Maleta para transportar.

NUEVO



Servicio Técnico Oficial
icanCLAVE
en España

NORMATIVAS

- ✓ 97/23/EEC Directiva de Equipos a Presión.
 - ✓ Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (MDR).
 - ✓ EN 13060 Esterilizadores de vapor de agua pequeños.
 - ✓ EN 61326, EN 61000 Compatibilidad electromagnética.
 - ✓ EN 61010-1, UL 61010-1 Requisitos de seguridad.
 - ✓ EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040 Requisitos específicos para esterilizadores de vapor usados para tratamientos de materiales médicos.
 - ✓ EN 13485:2012/AC:2012
 - ✓ ISO 13485:2003
- Servicio Técnico Oficial ICANCLAVE en España.

Especificaciones

Voltaje, Frecuencia: 220/110V, 50/60Hz • Volumen cámara: Aprox. 3L
Potencia: 2300 W • Número de bandejas: 1 • Material bandejas: Aluminio
Tamaño bandejas: 178 x 285 mm
Dimensión de la cámara: 192(W) x 45(H) x 285(D)

OFERTA DE LANZAMIENTO
1.995 € + IVA

Alto 171 mm
Ancho 268 mm
Fondo 605 mm
Peso 16 kg



Maleta para transportar.

Autoclave de sobremesa 18-D clase B (18 litros)

REF. 100365

- ✓ Válvulas ODE, bomba de vacío ULUAK y bomba de agua ULKA.
- ✓ Ultra silencioso (70 dB)
- ✓ Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, que garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- ✓ Sistema de control de alta precisión para esterilización perfecta (EN13060).
- ✓ Autodiagnóstico con códigos de error.
- ✓ Completamente automático con ciclos de esterilización preprogramados.
- ✓ Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido.
- ✓ Tanque de agua tipo abierto que permite un fácil llenado y limpieza.
- ✓ Dispone de impresora.



Servicio Técnico Oficial
icanCLAVE
en España



MESTRA
by icanCLAVE



Especificaciones

Dimensiones cámara 247x350 mm — Potencia Nominal 1750 V
Temperatura de operación 5-40°C — Máximo de humedad relativa Máx. 80%
Presión de operación 76-106 kPa — Ruido < 70 dB
Disyuntor F16A/400 V — Temperatura de esterilización 121/134°C
Capacidad tanque agua destilada 2.5 l

SÚPER OFERTA
2.852 € + IVA

Alto 445 mm
Ancho 480 mm
Fondo 575 mm
Peso 47 kg



Incubadoras biológicas de esporas

- ✓ Sencillas y fáciles de manejar.
- ✓ Imprescindibles para realizar las pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización.
- ✓ Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.

Modelo Élite REF. 100370
Temperatura regulable y display digital.



-22%
pvp 383,99 €
300 €
+ IVA

Alto 80 mm
Ancho 165 mm
Fondo 105 mm
Peso 0,239 kg

Modelo Practic REF. 100375
Funcional y económico.



-22%
pvp 173,54 €
135 €
+ IVA

Alto 90 mm
Ancho 75 mm
Fondo 75 mm
Peso 0,750 kg

Depósito de agua destilada

REF. 080620

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad.

Capacidad 18 l



-22%
pvp 393,79 €
307 €
+ IVA

Alto 680 mm
Ancho Ø 255 mm
Peso 4,7 kg

Destilador descalcificador 4 litros

REF. 100210



-22%
pvp 294,84 €
230 €
+ IVA

Alto 385 mm
Ancho 240 mm
Fondo 250 mm
Peso 3,4 kg

Selladora de bolsas automática

REF. 080435

Incorpora impresora con información detallada para el registro.



Alto 575 mm x Ancho 202 mm x Fondo 235 mm
Peso 18 kg



Rodillo opcional
200 x 240 x 635 mm
17 kg

REF. 080436
-10%
pvp 461,62 €
415 €
+ IVA

Selladora de bolsas

REF. 080433

- ✓ Longitud sellado 305 mm
- ✓ Anchura sellado 12 mm

*Bobinas no incluidas



SÚPER OFERTA €
265 € + IVA

Alto 210 mm
Ancho 335 mm
Fondo 430 mm
Peso 6,5 kg

Film protector

REF. 080439

NUEVO

Este film adhesivo ofrece una solución práctica y efectiva para entornos dentales, proporcionando una capa de protección para instrumentos y materiales.

Cada rollo contiene 1200 adhesivos precortados de 10 x 15 cm. Color azul.



OFERTA DE LANZAMIENTO
10 € + IVA

Alto 10 mm
Ancho Ø 15 mm

Bolsa autoadhesiva para esterilización

Nuevas bolsas 5x9 cm
¡Las más pequeñas del mercado!



Especificaciones

Ref. 080448: 5 × 24 cm	Ref. 080449: 7 × 26 cm
Ref. 080450: 9 × 26 cm	Ref. 080451: 5 × 9 cm
Ref. 080452: 14 × 28 cm	Ref. 080454: 19 × 36 cm
Ref. 080456: 25 × 40 cm	Ref. 080457: 30 × 40 cm
Ref. 080458: 30 × 45 cm	Ref. 080459: 5.7 × 13 cm

200 bolsas por paquete

CONSULTAR PRECIOS

Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745)
Conforme a las normas: ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

Bobinas para selladoras

Especificaciones

Ref. 080441: 5 cm × 200 m
Ref. 080442: 7.5 cm × 200 m
Ref. 080443: 10 cm × 200 m
Ref. 080444: 15 cm × 200 m
Ref. 080445: 20 cm × 200 m
Ref. 080446: 25 cm × 200 m
Ref. 080447: 30 cm × 200 m



CONSULTAR PRECIOS

Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745)
Conforme a las normas: ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

Baños de ULTRASONIDOS

Baños de ultrasonidos 2.8, 3.4 y 5.8 litros

- ✓ Temperatura regulable.
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.
- ✓ Fabricados en acero inoxidable.
- ✓ Con válvula de desagüe.

Inox

5.8 L
REF. 100152
-22%
pvp 608,76 €
475 €
+ IVA

Medidas interiores:
Alto 155 mm
Ancho 298 mm
Fondo 152 mm

3.4 L
REF. 100151
-22%
pvp 567 €
442 €
+ IVA

Medidas interiores:
Alto 100 mm
Ancho 298 mm
Fondo 152 mm

NUEVO

2.8 L
REF. 100150
-22%
pvp 441,42 €
344 €
+ IVA

Medidas interiores:
Alto 100 mm
Ancho 238 mm
Fondo 140 mm

Baño de ultrasonidos Calypso 4 litros

REF. 080422



- ✓ Con calentamiento.
- ✓ Con válvula de desagüe.
- ✓ Incluye vaso de cristal.
- ✓ Incluye pinzas limpia fresas (ref. 070520)
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.

Especificaciones
Cap. cuba 4 l
Frecuencia 40 kHz

-22%
pvp 1.441,03 €
1.124 €
+ IVA

Alto 220 mm
Ancho 270 mm
Fondo 425 mm
Peso 4,5 kg

Ultrasonidos 180 ml con luz UV

REF. 100162



NUEVO

Especificaciones

Cap. cuba 180 ml
Cuba Ø 87*38 mm
Tensión 220 50/60 Hz
Frecuencia 42 kHz
Temporizador 5/10 min
Potencia 28 W

Alto 122 mm
Ancho 122 mm
Fondo 104 mm
Peso 2,8 kg

OFERTA DE LANZAMIENTO
49 € + IVA

Baño de ultrasonidos

REF. 100160

Para limpieza de dentaduras

*La pila no está incluida



Especificaciones

Alimentación 2 pilas AA

CONSULTAR PRECIO

Alto 75 mm
Ancho 90 mm
Fondo 85 mm
Peso 0,18 kg

Baño de ultrasonidos 3 l, 2.5 y 1.4 litros

NUEVO



2,5 L
REF. 100140
-22%
pvp 335,48 €
262 €
+ IVA

Alto 204 mm
Ancho 243 mm
Fondo 314 mm
Peso 3,1 kg

3 L
REF. 100142
-22%
pvp 218 €
170 €
+ IVA

Alto 234 mm
Ancho 193 mm
Fondo 385 mm
Peso 3,6 kg

1,4 L
REF. 100141
-22%
pvp 217,94 €
170 €
+ IVA

Alto 162 mm
Ancho 240 mm
Fondo 225 mm
Peso 1,9 kg

Lupas dentales galileanas

REF. 100093

No tienen mecanismo abatible.
Por consiguiente, son más ligeras
y la profundidad de campo es mayor
y más amplio. Incluye cuatro tamaños
diferentes de gafas protectoras:
SS, S, R, L.



Especificaciones

Distancia de trabajo 420 ± 20mm	Campo de visión 80mm 90mm
Profundidad de campo 90mm 90mm	Peso 56g 59g

- ✓ Lupa Dental Galileana TTL
(Tipo Ultraligero 3.0X)
- ✓ Cubierta protectora
- ✓ Gafas SS/S/R/L
- ✓ Estuche
- ✓ Bolsa de tela
- ✓ Paño de limpieza
- ✓ Banda de sujeción.



NUEVO

-22%
pvp 378 €
295 €
+ IVA

Luz LED para lupas dentales galileanas

REF. 100094

- ✓ 3 modos de intensidad de luz.
- ✓ 2 tipos de luz: Azul y blanca.

NUEVO



* Acoplamiento en las
gafas Ref. 100093

- ✓ Luz frontal del tipo snap-on
(encaje) + filtro de color amarillo
- ✓ Controlador de luz frontal
inalámbrico (x2).
- ✓ Adaptador de corriente.
- ✓ Cable de recarga.



-22%
pvp 560 €
437 €
+ IVA

LUPAS bio-art

OFERTA
LANZAMIENTO

Ligera, práctica y con excelente visión
clara y panorámica.

Fabricadas con resina CR-39,
mayor resistencia contra abrasión
y excelente transparencia.

- ✓ Disponible con aumento de 2,5x ó 3,5x.
- ✓ Dimensiones del embalaje:
(CxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.
- ✓ Peso: 65g.



Aumento 2,5 x

REF. 100076

OFERTA DE
LANZAMIENTO
32 € + IVA

Aumento 3,5 x

REF. 100077

OFERTA DE
LANZAMIENTO
32 € + IVA

NUEVO

Lupas de aumento

REF. 100079

- ✓ Equipadas con una práctica
iluminación para evitar
sombras.
- ✓ Cuatro aumentos diferentes:
1,7X, 2X, 2,5X, 3,5X



-22%
pvp 133,65 €
104 €
+ IVA

Alto 89 mm
Ancho 225 mm
Fondo 285 mm
Peso 0,55 kg

Gafas de seguridad

Válvula
ventilación

Antivaho

Gran visión



Rayos UV

Válvula ventilación

REF. 100014

-22%
pvp 13,30 €
10 €
+ IVA

Antivaho

REF. 100011

-22%
pvp 19,95 €
16 €
+ IVA

Rayos UV

REF. 100013

-22%
pvp 19,95 €
16 €
+ IVA

Gran visión


REF. 100012

-22%
pvp 19,95 €
16 €
+ IVA

Protector facial

REF. 100022

Soporte abatible
+ 10 láminas



SÚPER OFERTA
13 € + IVA

Protector facial

REF. 100021

Soporte + 10 láminas



SÚPER OFERTA
14 € + IVA

Mufla para duplicar con alginato

REF. 020206

- ✓ Con juego reductor de tamaño,
para modelos pequeños.



Dimensiones
interiores

Alto 100 mm
Ancho 83 mm
Fondo 44 mm
Peso 0,3 kg

-22%
pvp 130,28 €
102 €
+ IVA

Juguetes Bolsa de 25 unidades

REF. 160000

Animales, coches,
llaveros, navideños...



NUEVO

-22%
pvp-16 €

12,50 €
+ IVA

Tamaño de la bola:
Alto 550 mm x Ancho 500 mm

Microaplicadores

(400 unidades por caja)



SUPERFINO - 1mm

REF. 070667

CONSULTAR PRECIOS



FINO - 1.5 mm

REF. 070669

CONSULTAR PRECIOS



REGULAR - 2 mm

REF. 070671

CONSULTAR PRECIOS

NUEVO

Cepillos desechables para profilaxis



NUEVO

DUROS - 100 u.

REF. 070702

CONSULTAR
PRECIO

BLANDOS - 100 u.

REF. 070704

CONSULTAR
PRECIO

Copas desechables para profilaxis



NUEVO

DUROS - 100 u.

REF. 070706

CONSULTAR
PRECIO

BLANDOS - 100 u.

REF. 070708

CONSULTAR
PRECIO


Cajas para prótesis y ortodoncia

REF. 070600

Fabricadas en plástico. 25 uds. surtidas.



Dimensiones interiores



CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD


Cajas para ortodoncia

REF. 070590

Fabricadas en plástico. 25 uds. surtidas.



Dimensiones interiores



CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para prótesis

Fabricadas en plástico.
100 unidades.

Azul


Ref. 070000

Rosa

Ref. 070001



Dimensiones interiores



CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para placas de ortodoncia

Fabricadas en plástico
de colores.

Azul

Ref. 070002

Verde

Ref. 070006

Verde claro


Ref. 070007

Naranja

Ref. 070008



Dimensiones interiores




CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para ortodoncia

REF. 070622

Fabricadas en plástico. 5 uds. surtidas.

NUEVO



CONSULTAR
PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para ortodoncia


Fabricadas en plástico. 5 uds. por cada color.

REF. 070618 Blancas


REF. 070619 Azules

REF. 070620 Negras

NUEVO




CONSULTAR
PRECIOS
POR CANTIDAD



Cubetas de impresión con retención - Implantes

NUEVO

REF. 100222 (10 u. de cada referencia)



CONSULTAR PRECIOS

Cubetas de impresión Autoclavables

NUEVO

REF. 100223 (12 u. de cada referencia)




CONSULTAR PRECIOS

Cubetas para flúor

(50 u. de cada referencia)

NUEVO

REF. 100224



CONSULTAR PRECIOS

Caja para prótesis

REF. 070620

Fabricada en plástico.
5 u. negro



CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD

Cajas para ortodoncia

REF. 070616

Fabricadas en plástico.
5 uds. surtidas.



CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD

Caja para prótesis (con escurridera)

REF. 100267

Fabricadas en plástico.
4 uds.



CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD

Caja de transporte y limpieza

REF. 100265

Fabricada en plástico.



CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD

Cajas con membrana (bolsas de 10 unidades)

- ✓ Fabricadas en plástico.
- ✓ Diseñadas para el transporte y entrega de elementos de alta calidad.
- ✓ Interior acolchado por una membrana de gran flexibilidad.
- ✓ Fabricadas en material transparente de muy alta resistencia y con cierre de seguridad.
- ✓ Se suministran en bolsas de 10 uds.



Alto 25 mm
Ancho 49 mm
Fondo 55 mm

Ref. 100262



Alto 22 mm
Ancho 100 mm
Fondo 60 mm

Ref. 100263



Alto 45 mm
Ancho 100 mm
Fondo 100 mm

Ref. 100264

Cajas con membrana (bolsas de 10 unidades)




Alto 25 mm
Ancho 23 mm
Fondo 23 mm

Ref. 100259
CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD



Alto 25 mm
Ancho 50 mm
Fondo 50 mm

Ref. 100260
CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD



Alto 40 mm
Ancho 75 mm
Fondo 75 mm


Ref. 100261
CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD

Cajas de transporte



Alto 23 mm
Ancho 29 mm
Fondo 29 mm

Ref. 100255
CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD



Alto 23 mm
Ancho 56 mm
Fondo 44 mm

Ref. 100256
CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD

Carro para residuos

Dos contenedores móviles diseñados para el transporte seguro de residuos médicos infecciosos. Gracias a su diseño sencillo y funcional, se adaptan a cualquier tipo de entorno.

Disponible para 40 l o 60 l.

Especificaciones 40 L - 100440

Alto 568 mm	Ancho 296
Largo 404	Peso 11 kg

Especificaciones 60 L - 100442

Alto 618 mm	Ancho 346
Largo 454	Peso 14 kg



NUEVO

REF. 100440 - 40L

-22%
pvp 321 € **250 €**
+ IVA

REF. 100442 - 60L

-22%
pvp 354 € **276 €**
+ IVA

Silla Poni con respaldo

REF. 100602

- ✓ Permite 4 regulaciones diferentes: Altura e inclinación del asiento, y altura y ángulo de inclinación del respaldo.
- ✓ Cuero PU de alta calidad.
- ✓ Espuma de alta resiliencia.
- ✓ Barra neumática de entrada de cuatro etapas. Segura y suave. Certificación TUV y SGS.
- ✓ Sello de aceite hidráulico. Protección múltiple, sin fugas de aceite ni aire. Larga vida útil.
- ✓ Limpieza del filtro de aceite. Dispositivo de raspado de aceite integrado.

NUEVO



310 €
pvp 397 € + IVA

Silla Poni sin respaldo

REF. 100600

- ✓ Altura ajustable.
- ✓ Cuero PU de alta calidad.
- ✓ Espuma de alta resiliencia.
- ✓ Barra neumática de entrada de cuatro etapas. Segura y suave. Certificación TUV y SGS.
- ✓ Sello de aceite hidráulico. Protección múltiple, sin fugas de aceite ni aire. Larga vida útil.
- ✓ Limpieza del filtro de aceite. Dispositivo de raspado de aceite integrado.

NUEVO



Ruedas con freno.

199 €
pvp 238 € + IVA

Carrito

REF. 100451

- ✓ Fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Bandeja extraíble (495 x 345 mm)



Inox

NUEVO

SÚPER OFERTA
145 € + IVA

Alto 885-1340 mm
Ancho 495 mm
Fondo 550 mm
Peso 4,5 kg



Carrito

REF. 100452

- ✓ Fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Bandeja extraíble (495 x 345 mm)



NUEVO

Inox

SÚPER OFERTA
145 € + IVA

Alto 785-1220 mm
Ancho 495 mm
Fondo 550 mm
Peso 4 kg



MOBILIARIO

Carro para escáner

REF. 100450

NUEVO



Alto 875 mm
Ancho 600 mm
Fondo 465 mm (bandeja)
550 mm (ruedas)
Peso 19 kg

380 €


pvp 487 € + IVA



Carro para escáner intraoral con soporte CPU

REF. 100449

NUEVO



Alto: 1200 mm
Ancho: 660 mm
Fondo: 660 mm
Peso: 21 kg

506 €

pvp 649 € + IVA



Soporte de escáner para carro

REF. 100450-01

NUEVO



Incluye tornillos y adhesivo de doble cara.



-22%
pvp 20 €

16 €

+ IVA

Carrito móvil montable

REF. 100307M

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.

NUEVO



SÚPER OFERTA

188 € + IVA

Embalaje reducido:
460 x 780 x 120 mm
11,5 kg

Alto 765 mm
Ancho 500 mm
Fondo 380 mm
Peso 10,5 kg



Carrito móvil eléctrico

REF. 100306

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de cristal.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

SÚPER OFERTA

433 € + IVA

Alto 740 mm
Ancho 460 mm
Fondo 360 mm
Peso 20 kg



Carrito móvil eléctrico

REF. 100307

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.

SÚPER OFERTA

222 € + IVA

Alto 760 mm x Ancho 460 mm x Fondo 300 mm
Peso 11 kg



Carrito móvil eléctrico

REF. 100305

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

-22%

pvp 392,36 €

306 €

+ IVA

Alto 760 mm
Ancho 400 mm
Fondo 290 mm
Peso 12,5 kg



Carrito móvil eléctrico

REF. 100308

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Un cajón.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.

SÚPER OFERTA

377 € + IVA

Alto 765 mm x Ancho 400 mm x Fondo 340 mm
Peso 15 kg



Carrito móvil eléctrico

REF. 100309

- ✓ Fabricado en resistente acero esmaltado blanco y resina.
- ✓ Tres enchufes universales.
- ✓ Tres cajones.
- ✓ 1 tomas de corriente.
- ✓ Deslizamiento suave.

NUEVO

SÚPER OFERTA

499 € + IVA

Alto 800 mm x Ancho 480 mm x Fondo 400 mm
Peso 20 kg



NUEVAS

Lámparas de curado y limpiadores de ultrasonidos

Lámpara de curado led - V200 REF. 100700

Destaca por su relación calidad-precio, convirtiéndose en una opción ideal para clínicas nuevas, o como una segunda unidad indispensable, que ofrece tranquilidad ante imprevistos.

Especificaciones:

Dimensiones:
243 mm x Ø25 mm
Peso: 390 g
Voltaje: 3.7V
Capacidad: 2200mAh
Batería recargable



-22%
pvp 76 €
59 €
+ IVA

Lámpara de curado led - DV50 REF. 100705

Densidad de potencia significativamente mayor, alcanzando hasta 2600 mW/cm². Como resultado el curado se realiza de manera muy rápida, minimizando el tiempo de exposición.

Especificaciones:

Dimensiones: 217 mm x Ø22,5 mm
Peso: 117 g
Intensidad máxima 2600mW/cm2
Longitud de onda: 385 nm-515 nm.
Batería recargable de 2200mAh
LED emisor de 10 W
Función de medición de Intensidad luminosa.



-22%
pvp 216 €
169 €
+ IVA

Lámpara de curado LED - VAFU REF. 100710

Gama premium de la polimerización dental. Su potencia luminosa alcanza los 3200 mW/cm², lo que permite un curado ultrarrápido en tan solo 1 o 2 segundos.

Especificaciones:

Dimensiones: 33 x 27 x 206 mm
Peso: 160 g | Batería recargable
Capacidad batería: 2200 mAh.
Longitud de onda: 385nm-515nm
Potencia > = 3200 mW/cm².
Función de medición de intensidad luminosa.

Incluye:

- 1 unidad principal.
- 1 cargador.
- 1 batería.
- 1 juego de lentes (4 u.)
- 1 escudo protector de luz.
- 1 cabezal detector de caries.
- Gafas.



-22%
pvp 365 €
284 €
+ IVA

Limpiador de ultrasonidos DA10 REF. 100750

- ✓ Distingue automáticamente entre diente y encía.
- ✓ Pieza de mano de alta calidad con iluminación.
- ✓ Diseño desmontable que permite esterilización a alta temperatura y presión.
- ✓ Ajusta automáticamente la potencia según la dureza del cálculo.
- ✓ Mayor eficiencia en la limpieza.



-22%
pvp 237 €
185 €
+ IVA

Limpiador de ultrasonidos Q5 REF. 100755

- ✓ **3 modos de funcionamiento:** Limpieza general, Tratamiento periodontal, Tratamiento endodóntico.
- ✓ Suministro automático de agua desde una botella integrada en el aparato.
- ✓ Tanque de agua para 800 ml.
- ✓ Tecnología de Onda SINUSOIDAL.
- ✓ Pieza de Mano con iluminación LED.
- ✓ Diseño desmontable que permite esterilización a alta temperatura y presión.



-22%
pvp 396 €
309 €
+ IVA

TECNOLOGÍA PAINLESS
Reduce al máximo la sensibilidad del paciente.

Limpiador de ultrasonidos Q6 REF. 100760

6 funciones en 1 sólo aparato:

- ✓ Limpieza ultrasónica.
- ✓ Terapia periodontal.
- ✓ Irrigación de conductos radiculares.
- ✓ Pulido supragingival con aire.
- ✓ Pulido subgingival con aire.
- ✓ Mantenimiento de implantes.
- ✓ Elegante Panel Táctil.
- ✓ Diseño de doble tanque de agua.
- ✓ Pedal inalámbrico multifuncional.

PUNTAS DE ALEACIÓN DE TITANIO

Baja dureza para proteger dientes y encías.



TECNOLOGÍA PAINLESS
Reduce al máximo la sensibilidad del paciente.

-22%
pvp 2.511 €
1.959 €
+ IVA

Mezcladora de alginato

REF. 080515



- ✓ Fácilmente transportable.
- ✓ Ergonómica.
- ✓ Dos velocidades.
- ✓ Espátula incluida.

CE Producto sanitario MDR 2017/745



Regalo de 1 taza valorada en 29,07 €
Ref. 080515-02

424 €
pvp 543,14 € + IVA

Alto 230 mm x Ancho 250 mm x Fondo 175 mm
Peso 3 kg

Mezcladora automática de alginato

REF. 100191

- ✓ Cómoda mezcla automática.
- ✓ Rápida obtención de la mezcla en pocos segundos.
- ✓ Limpieza fácil de todos los componentes.
- ✓ Mezcla máxima 80 grs.



Regalo de un depósito estanco para alginato valorado en 97,86 €
Ref. 100189

860 €
pvp 1.102,77 € + IVA

Alto 305 mm x Ancho 205 mm x Fondo 265 mm
Peso 17 kg



Localizador de ápices

REF. 100330



- ✓ Calibración automática.
- ✓ Pantalla LCD con una imagen clara y precisa.
- ✓ Con colores diferentes.
- ✓ Accesorios esterilizables.
- ✓ Batería recargable.



SÚPER OFERTA
306 € + IVA

Alto 110 mm x Ancho 138 mm x Fondo 80 mm
Peso 0,4 kg

Motor endodoncia

REF. 100350

Especificaciones

Velocidad 100-600 rpm

Torque 1.4 N · cm

Alimentación Pilas



SÚPER OFERTA
643 € + IVA

CE 0120

Alto 215 mm x Ancho 120 mm x Fondo 85 mm
Peso 0,3 kg



Agitador de cápsulas

REF. 100625



- ✓ Alta velocidad.
- ✓ Control digital de precisión.
- ✓ Compatibilidad universal.
- ✓ Estabilidad y funcionamiento silencioso.



-22%
pvp 220 € **172 €** + IVA

Alto 260 mm x Ancho 220 mm x Fondo 190 mm
Peso 2 kg

Calentador de placas de cera

REF. 080078



Para registros intraorales.

- ✓ Cuba y tapa de acero inoxidable.

Especificaciones

Temperatura 30-75°C

Capacidad 1l



-22%
pvp 541,35 € **422 €** + IVA

Alto 155 mm
Ancho 205 mm
Fondo 235 mm
Peso 1,7 kg

UNIDAD DENTAL PORTÁTIL

REF. 100650



-22%
pvp 2.095 € **1.634 €** + IVA

Lámpara de blanqueamiento

REF. 100340

- ✓ Amplio espectro de iluminación (desde 420 a 472 nm)
- ✓ Elevada potencia (hasta 2000 mW/cm²)
- ✓ Fácilmente ajustable en altura y orientación.
- ✓ Su display digital informa de los tiempos, potencia, etc. del proceso de blanqueamiento.
- ✓ Incluye mando a distancia, 20 férulas bucales desechables, dos gafas de protección y un retractor labial.



SÚPER OFERTA
515 € + IVA

Alto 1120 mm
Ancho 280 mm
Fondo 820 mm
Peso 10 kg

Lámpara de blanqueamiento

REF. 100341

- ✓ Amplio espectro de iluminación.
- ✓ 3 tipos diferentes de fuentes de luz LED: azul, rojo y rojo + azul.
- ✓ 5 luces azules desde 430 a 490 nm.
- ✓ 2 luces rojas de alta potencia 610 a 650 nm.
- ✓ Potencia de salida luz hasta 2.327 mW/cm²
- ✓ 8 luces violetas con efecto de esterilización.
- ✓ Fabricada en material metálico, de apariencia elegante y fácil de montar.
- ✓ Tiempo de blanqueo ajustable.



-22%
pvp 930,71 €
726 €
+ IVA

Alto 1700 mm
Ancho 560 mm
Fondo 560 mm
Peso 19 kg

Cortador de gutapercha

REF. 100349

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas. Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelte el botón y la punta se enfriará rápidamente.

- Ref. 100349-01
Punta pequeña - 0,5 mm
- Ref. 100349-02
Punta mediana - 1,2 mm
- Ref. 100349-03
Punta grande - 2,0 mm



OFERTA DE LANZAMIENTO
95 € + IVA

Alto 185 mm
Ancho 20 mm
Fondo 20 mm
Peso 0,04 kg

Mezcladora de siliconas

REF. 100360

- ✓ Apta para el 99% de siliconas.



Especificaciones

Empuje 450 kg ± 10 • Temp. ambiente 5-40°C
Potencia 150 W • Alimentación 240V-50Hz

-22%
pvp 1.251,78 €
976 €
+ IVA

Alto 290 mm
Ancho 250+150 mm
Fondo 170 mm
Peso 7,1 kg

Calentador de composite

REF. 080077



Dispositivo para mantener calientes hasta 8 jeringuillas de composite.



Especificaciones

Temperatura 40-50-70°C
Ø agujeros 16 mm

SÚPER OFERTA
236 € + IVA

Alto 135 mm
Ancho 110 mm
Fondo 97 mm
Peso 0,7 kg

Cámara intraoral con autofocus y acople brazo

REF. 100336

- ✓ Pantalla táctil LCD de 21,5 pulgadas.
- ✓ Cámara de alta definición (4K).
- ✓ Autofocus.
- ✓ Grabación de imágenes y vídeo en memoria USB.
- ✓ Código QR para descarga de imágenes por WIFI.
- ✓ Soporte a barra.
- ✓ Sistema Android.
- ✓ Visualización de 1 o 4 imágenes en pantalla.



-22%
pvp 1.008 €
749 €
+ IVA

Alto 280 mm
Ancho 400 mm
Fondo 490 mm
Monitor: 2,52 kg • Cámara: 0,1 kg

Mini ARENADORA para uso extraoral

REF. 100122

SÚPER OFERTA
130 € + IVA

- ✓ Granulación del óxido de 50 a 100 micras.
- ✓ Imprescindible para la limpieza de brackets.
- ✓ Adecuación de microrretenciones y coronas.
- ✓ Ajuste de contactos interproximales.
- ✓ Operaciones de arenado de precisión.
- ✓ Arenamientos oclusares.

Este modelo es para laboratorio de prótesis dental; no puede ser utilizado para aplicaciones intra-oral.

Especificaciones

Presión de trabajo 4 a 5.5 bares

Granulación de óxido hasta 100 micras

Alto 45 mm x Ancho 195 mm x Fondo 110 mm
Peso 0,27 kg



Incluido

CONEXIÓN
MIDWEST

PRIME 221 Conexión intramatic

REF. 100237

NUEVO

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.

Especificaciones

Velocidad máx. 50000 rpm Voltaje 200-240 V - 50/60 hz

Torque 5.8 N·cm Pieza de mano Ø 20 x 157 mm

Potencia 120 W Peso pieza de mano 205 g

347 €

~~pvp 445,50 €~~ + IVA Alto 191 mm x Ancho 90 mm x Fondo 130 mm
Peso 2,8 kg



SENSE A3 Conexión intramatic

REF. 100239

NUEVO

- ✓ Motor con escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pedal ON/OFF.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.

Especificaciones

Velocidad máx. 35000 rpm Voltaje 0-33 V

Torque 3.0 N·cm Pieza de mano Ø 15 x 150 mm

Potencia 70 W Peso pieza de mano 215 g


210 €

~~pvp 229,50 €~~ + IVA Alto 147 mm x Ancho 88 mm x Fondo 120 mm
Peso 1,15 kg



Micromotor portátil inducción intramatic

REF. 100282



Autonomía 10 h

REF. 100282

Potencia 30W

Torque 250 gf·cm

Velocidad 30000 rpm

CAJA CONTROL

Alto 45 mm

Fondo 145 mm

Ancho 105 mm

Peso 0,4 kg

-22%

~~pvp 784,20 €~~

612 €

+ IVA

Alto 20 mm
Ancho 20 mm
Fondo 155 mm
Peso 0,2 kg

Aspiración Sirocco S

REF. 080534AT

SIROCCO S + TUBO FLEXIBLE

- ✓ Facilidad de orientar la boca de aspiración
- ✓ Iluminación LED incorporada.



Especificaciones

Tubo 700 mm Peso 3.8 kg Ø 45 mm

-22%

~~pvp 714 €~~

557 €

+ IVA

Alto 280 mm
Ancho 280 mm
Fondo 126 mm
Peso 3,8 kg

Cabina de repaso pequeña con aspiración incorporada

REF. 080534AL

NUEVO

- ✓ LED interior para una iluminación perfecta.
- ✓ Reposabrazos cómodos y prácticos.
- ✓ Diseño amplio y robusto.



-22%

~~pvp 1.029 €~~

803 €

+ IVA

Alto 230 mm
Ancho 345 mm
Fondo 400 mm
Peso 2,4 kg



ARTICULADORES

Arquímedes Profesional A7 PLUS

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad y visibilidad.

- ✓ Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Traba en céntrica.



REF. 010099

Arquímedes Profesional A7 PLUS
Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

-22% pvp-269,54 €
210 € + IVA

REF. 010102

Set Profesional Estándar
Articulador + arco facial estándar + estuche

SÚPER OFERTA
278 € + IVA

REF. 010101

Set Profesional Élite
Articulador + arco facial élite + estuche

-22% pvp-509,93 €
398 € + IVA

Arquímedes Protrusal A7 PLUS-E

Guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema estabilizador de los movimientos.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Sistema de trabamiento bilateral.
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar plana.



REF. 010103

Arquímedes Protrusal A7 PLUS-E
Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

SÚPER OFERTA
299 € + IVA

REF. 010104

Set Protrusal Estándar
Articulador + arco facial estándar + estuche

SÚPER OFERTA
347 € + IVA

REF. 010106

Set Protrusal Élite
Articulador + arco facial élite + estuche

SÚPER OFERTA
473 € + IVA

4000 S

- ✓ Distancia intercondilar ajustable (eje expansor)
- ✓ Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- ✓ Reglaje del ángulo de Bennet.
- ✓ Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring)
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



REF. 010107

4000 S

Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

-22% pvp-322,72 €
252 € + IVA

REF. 010107S

Set 4000 S Estándar

Articulador + arco facial estándar + estuche

-22% pvp-445,32 €
347 € + IVA

REF. 010107E

Set 4000 S Élite

Articulador + arco facial élite + estuche

-22% pvp-563 €
439 € + IVA

Arquímedes Junior A7 FIX

REF. 010098

-22%
pvp-150,20 €



Arco facial Estándar

REF. 010102-50

Para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.

-22% pvp-128,18 €
100 € + IVA



CE Producto sanitario



Arco facial Élite

REF. 010100-55

Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.

-22% pvp-266,91 €
208 € + IVA



CE Producto sanitario





Kit accesorios para articulador facial 3 piezas

REF. 010100-46

Los articuladores reproducen las posiciones maxilo-mandibulares estáticas y dinámicas. Este kit de accesorios de Bio-Art está compuesto por:

- ✓ **1 soporte de tenedor:** Que permite una mayor estabilidad del registro, evitando distorsiones no deseadas.
- ✓ **1 mesa de camper:** Soporte utilizado para montaje estandarizado. Con líneas de referencias para ayudar al posicionamiento del modelo.
- ✓ **1 regla Fox.**

-22%
pvp 98,69 €
77 €
+ IVA

REF. 010100-41

REF. 010100-37



REF. 010100-35



MESTRA
by bio-art

NUEVO

Cabinas

Cabina de repaso Eclipse

REF. 080216



- ✓ Lámpara LED de alta luminosidad.
- ✓ Ausencia de sombras en el interior.
- ✓ Fácil limpieza.
- ✓ Posición de trabajo ergonómica.
- ✓ Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida).



-22%
pvp 508,92 €
397 €
+ IVA

Alto 275 mm
Ancho 400 mm
Fondo 330 mm
Peso 2,8 kg

Chorro de arena Eclipse I - 1 vaso

REF. 080221

Versión renovada del chorro de arena Constellation:

- ✓ Fabricada íntegramente en ABS.
- ✓ Dimensiones totales más reducidas.
- ✓ Sustancial mejora en la iluminación.



-22%
pvp 870 €
679 €
+ IVA

Alto 330 mm
Ancho 450 mm
Fondo 360 mm
Peso 5,7 kg

Chorro de arena Plutón - 1 vaso

REF. 080254



NUEVO

- ✓ Un vaso de alta capacidad.
- ✓ Presión de soplado hasta 6 bares.
- ✓ Cuerpo en acero inoxidable.
- ✓ Luz LED de alta potencia.
- ✓ Amplia visión interior.
- ✓ Consumo de aire: 80 l/min
- ✓ Presión de trabajo: 2-5 atm



-22%
pvp 877 €
684 €
+ IVA

Alto 290 mm
Ancho 340 mm
Fondo 235 mm
Peso 7 kg

Cabina de almacenamiento higiénico

REF. 100505

Protección continua para el instrumental y material de trabajo en clínica y laboratorio.

- ✓ Tecnología de luz ultravioleta (UV).
- ✓ Tecnología dual (UV + CALOR).
- ✓ Control de ciclos automatizado.
- ✓ Función de secado integrada.
- ✓ Construcción profesional.



-22%
pvp 321,38 €
251 €
+ IVA

Alto 440 mm
Ancho 405 mm
Fondo 365 mm
Peso 6 kg

COMPRESORES DE PISTÓN SECO (con secador)

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto que incluye un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad.

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares. **No aptos para fresadoras.**



1. La Ref. 110340 está también disponible con filtro HEPA (H14) Ref. 110340H
2. El filtro de carbón activo Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores.




80 l/min
(con secador)

REF. 110310

-22%
pvp 1.740,79 €

1.334 €
+ IVA

Alto 650 mm
Ancho 540 mm
Fondo 390 mm
Peso 37 kg



160 l/min
(con secador)

REF. 110340

-22%
pvp 2.531,09 €

1.974 €
+ IVA

Alto 750 mm
Ancho 480 mm
Fondo 680 mm
Peso 66 kg


CERTIFICADO por TÜV SÜD

Certificado de tipo N° 12202200491258001

Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)

Lámpara LED

REF. 100288



¡LA MÁS VENDIDA!
★ ★ ★

SÚPER OFERTA
90 € + IVA

- ✓ 84 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.
- ✓ Brazo especialmente rígido.

Lámpara LED

REF. 100289




SÚPER OFERTA
90 € + IVA

- ✓ 90 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000-7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

Lámpara LED

REF. 100290



SÚPER OFERTA
90 € + IVA

- ✓ 117 LEDs.
- ✓ Temperatura de color 5600-6000 K
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

Lámpara lupa



Lente de 3 dioptrías

REF. 100287

Lente de 5 dioptrías


REF. 100287-5x

SÚPER OFERTA
69 € + IVA

- ✓ 90 LEDs blancos.
- ✓ Diámetro lupa 120 mm
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

Lámpara LED

REF. 100289V



Giro de hasta 180°

108 €
pvp 150 € + IVA

- ✓ 140 LEDs.
- ✓ Temperatura color 3000/6500 K
- ✓ 3 tipos de luz: fría, neutra y cálida.
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a mesa.



Luz fría
1 hilera



Luz neutra
2 hileras




Luz cálida
1 hilera

NUEVO

Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288



Soporte con ruedas

REF. 100288-10

-22%
pvp 73,49 €

57 €
+ IVA



REF. 100288-02

Sargento grande



REF. 100288-03

Soporte pared



REF. 100288-04

Soporte mesa atornillable



REF. 100288-07

Soporte sobremesa



MESTRA

Talleres Mestraitua SL

(+34) 944 530 388

info@mestra.es - www.mestra.es

48150 SONDIKA (Spain)

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 1100018003