ASVADENT

Promociones Laboratorio

Promociones especiales para laboratorios

Desde octubre de 2026
hasta finales de diciembre de 2026



Making People Smile

Amplia selección de colores, formas y materiales

4 Materiales

60 Colores

119 Formas

Prótesis removibles altamente individualizadas en cuanto a color, forma y función: soluciones versátiles para prácticamente cualquier aplicación protésica.

SR Phonares® II
Dientes prefabricados de alta gama que se adaptan a la edad y características de cada paciente; composite NHC. Para necesidades sofisticadas.

SR Vivodent® SPE / SDCL
Ofrecen una amplia gama de moldes y colores de dientes anteriores; material DCL. Diseñado para uso universal.

SR Vivodent®
Una increíble gama de moldes que ofrece posibilidades casi infinitas.

Ivostar® & SR Vivodent®
Simplemente dientes de calidad fabricados con PMMA altamente reticulado.



Compra 100 Tablillas
y llévate 30 unidades de regalo

*El producto será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclar.com/enviodirecto
Válido desde octubre de 2026 hasta finales de diciembre de 2026

ivoclar.com

IPS e.max® ZirCAD

Cerámica de óxido de circonio (ZrO_2)

Prime

Tamaño



C17

Shades



Tipos de restauraciones
Coronas de contorno completo

* "0" es una versión del tono A1 con menos pigmentos y presenta una cromaticidad entre los tonos A1 y BL3.

IPS Empress® CAD

Vidrio cerámico de leucita


Multi

Tamaño



I12 C14 C14 L

Shades




HT (High Translucency)

Tamaño



I10 I12

Shades




LT (Low Translucency)

Tamaño



I12 C14

Shades



Tipos de restauraciones
Carillas, incrustaciones, recubrimientos, coronas parciales, coronas

Tetric® CAD

Composite

HT (High Translucency)

Tamaño



C14

Shades



MT (Medium Translucency)

Tamaño



C14

Shades



Tipos de restauraciones
Carillas, incrustaciones, recubrimientos (por ejemplo, coronas parciales, carillas oclusales), coronas.

IPS e.max® CAD

Cerámica de vidrio de disilicato de litio (LS_2)


HT (High Translucency)

Tamaño





Shades



MT (Medium Translucency)

Tamaño



Shades




LT (Low Translucency)

Tamaño




Shades



Tamaño



Shades



MO (Medium Opacity)

Tamaño



Shades



Impulse



Tipos de restauraciones

Carillas finas (0,4 mm), carillas, carillas oclusales, incrustaciones, recubrimientos, coronas parciales, coronas, coronas mínimamente invasivas (≥1 mm), pilares híbridos, coronas con pilares híbridos, puentes de 3 unidades (hasta el segundo premolar como pilar terminal).

Ivotion System

Prótesis Dentales Digitales

Ivotion®
Al combinar materiales de base de dientes y prótesis dentales de alta calidad en un solo disco, Ivotion ofrece una solución de fresado monolitica, eficiente y predecible.



Tonos dentales:
BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1

Tonos gingivales:
Preference, Pink-V, US-D

Grosor: 38 mm

Ivotion® Dent Multi
Los discos Ivotion Dent Multi están hechos de material DCL multicromático. La progresión armoniosa del tono dentro del disco confiere a las piezas protésicas propiedades estéticas excepcionales. No necesitan ninguna caracterización adicional que consuma mucho tiempo.



Tonos:
BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D2

Grosor: 20 mm

Ivotion® Dent
Los discos Ivotion Dent están hechos de material DCL monocromático del color de la pieza. Se caracterizan por una translucidez excepcional y una fluorescencia realista[3].



Tonos:
BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D2

Grosor: 20 mm

Ivotion® Base
Los discos Ivotion Base están fabricados con un material base para prótesis dentales de alta resistencia a los impactos, La gama cromática combina con la de los materiales de base para prótesis de Ivoclar.



Tonos:
Pink, Pink-V, Preference, 34-V, US-D

Grosor: 30 mm

Ivotion® Bond
Ivotion Bond genera una adhesión fueke entre las piezas protésicas fresadas o prefabricadas y las bases protésicas mecanizadas:

Procesamiento limpio gracias a:

· Los componentes predosificados garantizan procedimientos de trabajo limpios

· Fueke adherencia

· El tono rosa universal combina con la base de la prótesis dental



ivoclar.com

[3] En condiciones de luz natural. El uso de luz LIV o similar a UV generada akificialmente puede dar lugar a una impresión diferente.

Programat® S2

Modernos procedimientos de sinterización

Calibre su horno Programat S2 fácil y rápidamente usando las instrucciones paso a paso.

Opción de calibración

Con la posibilidad de elegir entre tres fases de calentamiento y dos fases de enfriamiento, el programa de sinterización ofrece una multitud de opciones de programación para materiales de óxido de circonio.

Múltiples opciones de programación

La distribución homogénea del calor de los elementos calefactores le permite lograr resultados de sinterización óptimos con temperaturas de hasta 1600 °C.

Temperatura de sinterización de hasta 1600 °C



ivoclar

Más rápido y eficiente

El Programat S2 sinteriza las restauraciones en un tiempo considerablemente menor que los hornos de sinterización convencionales.

Diseño moderno y funcionamiento intuitivo

- ✓ Bandeja de enfriamiento optimizada para mayor espacio y mejor enfriamiento
- ✓ Nuevo teclado sellado con membrana con pantalla táctil a color de utilidad demostrada
- ✓ Ampliación de la pantalla OSD para incluir el estado de funcionamiento «refrigeración»
- ✓ Rendimiento eficiente y fiable gracias a optimizaciones del soflware



Principales ventajas:

- √ Tiempos de sinterización cokos de solo 75 minutos[1] para cofias IPS e.max® ZirCAD
- √ Programas de velocidad para restauraciones IPS e.max ZirCAD de contorno completo
- √ Aparato compacto, de fácil mantenimiento y ligero (29 kg)

Programat® S2
+ IPS e.max® Zirconia (15x)



0554

Compra un pack que incluye nuestro horno de sinterización Programat® S2 junto con 15 discos de IPS e.max Zirconia (de cualquier grosor y color), y obtén un descuento del 25 % en el horno.

Ejemplo:

1x Programat S2,
118 – 240 V / 50 – 60 Hz

15x IPS e.max Zirconia,
BL1, 12 mm

Válido desde octubre de 2026 hasta finales de diciembre de 2026

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, más IVA, y están sujetos a errores y modificaciones.
Su pedido solo será vinculante tras la celebración del contrato con el distribuidor, al precio final y en las condiciones acordadas con el distribuidor seleccionado.
Las ofertas son válidas hasta el 31/12/2026, hasta agotar existencias. Compruebe la disponibilidad en su país. Estas ofertas no son acumulables con otras promociones de venta.
El pedido y, por lo tanto, también sus datos se remitirán al distribuidor que haya elegido. Las ofertas especiales solo están disponibles en los distribuidores participantes correspondientes.
Ivoclar Vivadent AG Schaan trata sus datos personales con fines de atención al cliente, tramitación de pedidos y marketing en el marco de sus propias actividades comerciales habituales, si es necesario en colaboración con sus empresas afiliadas (disponibles en http://www.ivoclar.com/group).
Los detalles relativos al tratamiento de los datos personales y a sus derechos se pueden consultar en la sección «Política de privacidad» (disponible en http://www.ivoclar.com/legal/privacy-policy).

ivoclar.com

Programat® S2 + IPS e.max® Zirconia (25x)

0555

Compra un paquete que incluya nuestro horno de sinterización Programat® S2 junto con 25 discos de circonio IPS e.max (cualquier grosor y color), y obtén un descuento del 30 % en el horno.



Ejemplo:

1x Programat S2,
118 – 240 V / 50 – 60 Hz

25x IPS e.max Zirconia,
BL1, 12 mm

Válido desde octubre de 2026 hasta finales de diciembre de 2026

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, más IVA, y están sujetos a errores y modificaciones.
Su pedido solo será vinculante tras la celebración del contrato con el distribuidor, al precio final y en las condiciones acordadas con el distribuidor seleccionado.
Las ofertas son válidas hasta el 31/12/2026, hasta agotar existencias. Compruebe la disponibilidad en su país. Estas ofertas no son acumulables con otras promociones de venta.
El pedido y, por lo tanto, también sus datos se remitirán al distribuidor que haya elegido. Las ofertas especiales solo están disponibles en los distribuidores participantes correspondientes.
Ivoclar Vivadent AG Schaan trata sus datos personales con fines de atención al cliente, tramitación de pedidos y marketing en el marco de sus propias actividades comerciales habituales, si es necesario en colaboración con sus empresas afiliadas (disponibles en http://www.ivoclar.com/group).
Los detalles relativos al tratamiento de los datos personales y a sus derechos se pueden consultar en la sección «Política de privacidad» (disponible en http://www.ivoclar.com/legal/privacy-policy).

ivoclar.com

Programat® S2
+ IPS e.max® Zirconia (40x)



40%
Dto. en el horno

0556

Compra un paquete que incluye nuestro horno de sinterización Programat® S2 junto con 40 discos de IPS e.max Zirconia (de cualquier grosor y color), y obtén un descuento del 40 %

en el horno.

Ejemplo:

1x Programat S2,
118 – 240 V / 50 – 60 Hz

40x IPS e.max Zirconia,
BL1, 12 mm

Válido desde octubre de 2026 hasta finales de diciembre de 2026

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, más IVA, y están sujetos a errores y modificaciones.
Su pedido solo será vinculante tras la celebración del contrato con el distribuidor, al precio final y en las condiciones acordadas con el distribuidor seleccionado.
Las ofertas son válidas hasta el 31/12/2026, hasta agotar existencias. Compruebe la disponibilidad en su país. Estas ofertas no son acumulables con otras promociones de venta.
El pedido y, por lo tanto, también sus datos se remitirán al distribuidor que haya elegido. Las ofertas especiales solo están disponibles en los distribuidores participantes correspondientes.
Ivoclar Vivadent AG Schaan trata sus datos personales con fines de atención al cliente, tramitación de pedidos y marketing en el marco de sus propias actividades comerciales habituales, si es necesario en colaboración con sus empresas afiliadas (disponibles en http://www.ivoclar.com/group).
Los detalles relativos al tratamiento de los datos personales y a sus derechos se pueden consultar en la sección «Política de privacidad» (disponible en http://www.ivoclar.com/legal/privacy-policy).

ivoclar.com

Este es nuestro equipo de ventas





Regalo por envío directo

Facilítenos su factura y en pocos días recibirá su regalo

Ivoclar Iberia implementa su plataforma online de solicitudes para promociones con envío directo.
Gracias a este método, podrá solicitar el obsequio correspondiente a una ofeka de manera rápida y fácil.
El procedimiento es muy cóm odo, tan solo debe entrar en nuestra web www.ivoclar.com rellenar el formulario con sus datos especificar la ofeka que ha elegido y adjuntar la factura de compra.
En unos días recibirá sin ningún coste, en su clínica o laboratorio, el obsequio.

¡Así de sencillo!
Recuerde que las ofekas de Ivoclar serán aplicadas a todas aquellas compras realizadas a través de nuestros distribuidores oficiales.

Escanee el código y envíenos su factura

Enterate de todo nuestro catalogo de cursos a través de nuestra web, escaneando el codigo QR

Escanee el código y descubre todos nuestros cursos

